



Vidas inspiram nossa história

# INSTRUÇÃO DE USO

**NOME TÉCNICO: CÂNULAS**

**NOME COMERCIAL: CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC**

**Fabricante:**

**Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A.**

Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo, São Carlos/SP

CEP: 13570-410

CNPJ: 13.533.397/0001-29 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: [www.setormed.com.br](http://www.setormed.com.br)

Telefone: (16) 3416-5398

**Responsável Técnico:**

Antonio C. B. Pontim – CREA-SP 0601343684

**REGISTRO ANVISA Nº 80777280066**

**PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)**

## Instrução de Uso

### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** Cânulas

**Nome Comercial:** Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve INC

**Matéria Prima:** Aço inoxidável ASTM F899XM-16; Aço Inoxidável ASTM F899; Liga de Alumínio Série 6000, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

**Produto Estéril**

**Método de Esterilização:** Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

### 1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é apresentada em embalagem contendo 01 cânula, composta por 1 lâmina interna e 1 lâmina externa, interconectadas com ponta de corte e um encaixe, acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem com fechamento em Tyvek.

Embalagem secundária: Caixa papel em Triplex.

### 2. Modelos Comerciais

Os modelos comerciais das CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC podem ser consultados no Anexo I ao final desta Instrução de Uso. Para mais informações consultar os catálogos técnicos disponíveis no site da Setormed <https://setormed.com.br/catalogos/>.

### **3. Indicação de Uso/ Finalidade**

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é indicada para procedimentos de Bucomaxilo e Otorrinolaringologia com função de perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

Esse produto é destinado para cirurgões que estejam familiarizados com a técnica.

### **4. Princípio de Funcionamento**

O princípio de funcionamento da CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

### **5. Modo de Uso do Produto**

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a cânula à peça de mão, esta ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a cânula, inutilize-a e descarte-a em LIXO HOSPITALAR.

### **6. Composição**

- Ponta da CÂNULA (interna e externa) - Constituída em Aço inoxidável ASTM F899XM-16;
- Corpo da CÂNULA (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;
- Traseira de conexão composta pelas seguintes matérias primas: Alumínio Liga Série 6000 conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

### **7. Esterilização**

A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve INC é fornecida na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 3 anos.

## 8. Condições de Armazenamento

Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Condições de estocagem: A CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC deve ser armazenada em local seco (umidade até 65%) e convém que não seja exposta diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

## 9. Condições de Transporte

- Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem;
- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso;
- Não empilhar as caixas.

## 10. Condições de Manipulação

Este produto é de reprocessamento proibido. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

## 11. Advertências

- Antes de utilizar a CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nas instruções de uso.
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia.
- O uso correto da CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é extremamente importante para o sucesso na utilização.

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso:

- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize a CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto.
- Identificação da possibilidade de reesterilização: REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo.

- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios.
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

## **12. Precauções**

- Os dispositivos de reprocessamento proibido são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora, que garante a esterilidade, seja violada ou aberta.
- Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade.
- Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto, e este estiver dentro do prazo de validade.
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento.
- Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído, ou sido mal manuseado, ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

## **13. Contraindicações**

Não se aplica.

## **14. Efeitos Adversos**

Não se aplica.

## **15. Reclamação**

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail [sac@setormed.com.br](mailto:sac@setormed.com.br) solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398

e do e-mail [sac@setormed.com.br](mailto:sac@setormed.com.br) para notificações referentes ao produto.

## 16. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, seguir o Alerta de Instrução de Uso, que contém as informações necessárias para acesso à Instrução de Uso no site da Setormed, além de informações para solicitação do documento em formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO
Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.
As <b>Instruções de Uso</b> para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: <a href="http://www.setormed.com.br">www.setormed.com.br</a> .
Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.
As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ANVISA.
Todas as Instruções de Uso possuem no rodapé, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.
Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.
<b>Informações do Fornecedor:</b> SETORMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo, São Carlos/SP – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.
<b>Instruções de Uso disponível em:</b> <a href="http://www.setormed.com.br">www.setormed.com.br</a>
FQ-201 Revisão: 0001 Data: 06/12/2022

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso.

**Fabricado por:** Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**Responsável Técnico:** Antonio C. B. Pontim – CREA-SP 0601343684

**Anexo I – Modelos Comerciais**

**Tabela 1. Lista de Modelos Comerciais Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve INC**

076 01 01 03 - Tipo 01 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 10 45 03 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 01 02 03 - Tipo 01 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 10 46 03 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 01 03 03 - Tipo 01 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 10 47 03 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 01 04 03 - Tipo 01 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 10 48 03 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 01 17 03 - Tipo 01 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 01 03 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 01 18 03 - Tipo 01 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 02 03 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 01 19 03 - Tipo 01 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 03 03 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 01 20 03 - Tipo 01 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 04 03 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 01 33 03 - Tipo 01 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 05 03 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 01 34 03 - Tipo 01 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 06 03 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 01 35 03 - Tipo 01 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 07 03 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 01 36 03 - Tipo 01 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 08 03 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 02 01 03 - Tipo 02 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 09 03 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 02 02 03 - Tipo 02 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 10 03 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 02 03 03 - Tipo 02 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 11 03 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 02 04 03 - Tipo 02 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 12 03 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 02 17 03 - Tipo 02 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 13 03 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 02 18 03 - Tipo 02 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 14 03 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 02 19 03 - Tipo 02 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 15 03 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 02 20 03 - Tipo 02 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 16 03 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 02 33 03 - Tipo 02 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 17 03 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 02 34 03 - Tipo 02 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 18 03 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 02 35 03 - Tipo 02 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 19 03 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 02 36 03 - Tipo 02 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 20 03 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 03 01 03 - Tipo 03 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 21 03 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 03 02 03 - Tipo 03 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 22 03 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 03 03 03 - Tipo 03 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 23 03 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 03 04 03 - Tipo 03 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 24 03 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 03 17 03 - Tipo 03 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 25 03 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 03 18 03 - Tipo 03 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 26 03 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 03 19 03 - Tipo 03 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 27 03 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 03 20 03 - Tipo 03 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 28 03 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 03 33 03 - Tipo 03 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 29 03 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 03 34 03 - Tipo 03 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 30 03 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 03 35 03 - Tipo 03 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 31 03 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 03 36 03 - Tipo 03 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 32 03 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 04 01 03 - Tipo 04 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 33 03 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 04 02 03 - Tipo 04 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 34 03 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 04 03 03 - Tipo 04 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 35 03 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 04 04 03 - Tipo 04 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 36 03 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 04 17 03 - Tipo 04 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 37 03 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;

076 04 18 03 - Tipo 04 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 38 03 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 04 19 03 - Tipo 04 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 39 03 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 04 20 03 - Tipo 04 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 40 03 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 04 33 03 - Tipo 04 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 41 03 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 04 34 03 - Tipo 04 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 42 03 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 04 35 03 - Tipo 04 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 43 03 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 04 36 03 - Tipo 04 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 44 03 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 01 03 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 45 03 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 02 03 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 46 03 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 03 03 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 47 03 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 04 03 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 11 48 03 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 05 03 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 01 03 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 05 06 03 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 02 03 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 05 07 03 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 03 03 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 05 08 03 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 04 03 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 05 09 03 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 05 03 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 10 03 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 06 03 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 11 03 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 07 03 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 12 03 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 08 03 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 13 03 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 09 03 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 14 03 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 10 03 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 15 03 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 11 03 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 16 03 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 12 03 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 17 03 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 13 03 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 18 03 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 14 03 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 19 03 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 15 03 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 20 03 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 16 03 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 21 03 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 17 03 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 05 22 03 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 18 03 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 05 23 03 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 19 03 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 05 24 03 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 20 03 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 05 25 03 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 21 03 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 26 03 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 22 03 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 27 03 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 23 03 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 28 03 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 24 03 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 29 03 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 25 03 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 30 03 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 26 03 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 31 03 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 27 03 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 32 03 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 28 03 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 33 03 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 29 03 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 34 03 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 30 03 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 35 03 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 31 03 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 36 03 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 32 03 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 37 03 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 33 03 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 05 38 03 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 34 03 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;



076 05 39 03 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 35 03 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 05 40 03 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 12 36 03 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 05 41 03 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 37 03 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 42 03 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 38 03 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 43 03 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 39 03 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 44 03 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 12 40 03 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 05 45 03 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 41 03 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 46 03 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 42 03 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 47 03 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 43 03 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 48 03 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 12 44 03 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 05 49 03 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 45 03 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 50 03 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 46 03 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 51 03 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 47 03 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 52 03 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 48 03 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 05 53 03 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 49 03 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;
076 05 54 03 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 50 03 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;
076 05 55 03 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 51 03 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;
076 05 56 03 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 52 03 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;
076 05 57 03 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 53 03 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;
076 05 58 03 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 54 03 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;
076 05 59 03 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 55 03 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;
076 05 60 03 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 12 56 03 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;
076 06 01 03 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 57 03 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;
076 06 02 03 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 58 03 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;
076 06 03 03 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 59 03 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;
076 06 04 03 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 12 60 03 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;
076 06 05 03 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 01 03 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 06 03 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 02 03 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 07 03 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 03 03 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 08 03 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 04 03 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 09 03 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 05 03 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 10 03 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 06 03 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 11 03 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 07 03 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 12 03 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 08 03 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 13 03 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 09 03 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 14 03 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 10 03 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 15 03 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 11 03 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 16 03 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 12 03 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 17 03 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 13 13 03 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 18 03 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 13 14 03 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 19 03 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 13 15 03 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 20 03 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 13 16 03 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 21 03 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 17 03 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 22 03 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 18 03 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 23 03 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 19 03 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;

076 06 24 03 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 20 03 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 25 03 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 21 03 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 26 03 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 22 03 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 27 03 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 23 03 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 28 03 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 24 03 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 29 03 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 25 03 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 30 03 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 26 03 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 31 03 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 27 03 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 32 03 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 28 03 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 33 03 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 13 29 03 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 34 03 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 13 30 03 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 35 03 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 13 31 03 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 36 03 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 13 32 03 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 37 03 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 33 03 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 38 03 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 34 03 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 39 03 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 35 03 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 40 03 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 13 36 03 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 41 03 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 37 03 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 42 03 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 38 03 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 43 03 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 39 03 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 44 03 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 13 40 03 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 45 03 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 41 03 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 46 03 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 42 03 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 47 03 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 43 03 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 48 03 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 13 44 03 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 06 49 03 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 13 45 03 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 50 03 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 13 46 03 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 51 03 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 13 47 03 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 52 03 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 13 48 03 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 06 53 03 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 14 01 03 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 54 03 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 14 02 03 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 55 03 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 14 03 03 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 56 03 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 14 04 03 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 06 57 03 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 14 05 03 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 58 03 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 14 06 03 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 59 03 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 14 07 03 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 06 60 03 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 14 08 03 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 01 03 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 09 03 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 02 03 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 10 03 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 03 03 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 11 03 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 04 03 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 12 03 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 05 03 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 13 03 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 06 03 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 14 03 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 07 03 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 15 03 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 08 03 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 16 03 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;

076 07 09 03 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 14 17 03 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 10 03 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 14 18 03 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 11 03 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 14 19 03 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 12 03 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 14 20 03 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 13 03 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 14 21 03 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 14 03 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 14 22 03 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 15 03 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 14 23 03 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 16 03 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 14 24 03 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 17 03 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 25 03 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 18 03 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 26 03 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 19 03 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 27 03 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 20 03 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 28 03 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 21 03 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 29 03 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 22 03 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 30 03 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 23 03 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 31 03 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 24 03 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 32 03 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 25 03 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 14 33 03 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 26 03 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 14 34 03 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 27 03 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 14 35 03 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 28 03 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 14 36 03 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 29 03 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 14 37 03 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 30 03 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 14 38 03 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 31 03 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 14 39 03 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 32 03 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 14 40 03 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 33 03 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 41 03 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 34 03 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 42 03 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 35 03 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 43 03 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 36 03 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 14 44 03 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 37 03 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 45 03 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 38 03 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 46 03 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 39 03 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 47 03 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 40 03 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 14 48 03 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 41 03 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 01 03 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 42 03 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 02 03 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 43 03 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 03 03 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 44 03 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 04 03 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 45 03 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 15 05 03 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 46 03 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 15 06 03 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 47 03 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 15 07 03 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 48 03 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 15 08 03 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 07 49 03 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 09 03 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 50 03 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 10 03 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 51 03 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 11 03 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 52 03 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 12 03 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 07 53 03 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 13 03 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;

076 07 54 03 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 14 03 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 55 03 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 15 03 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 56 03 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 16 03 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 07 57 03 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 17 03 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 58 03 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 18 03 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 59 03 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 19 03 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 07 60 03 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 15 20 03 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 01 03 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 15 21 03 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 02 03 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 15 22 03 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 03 03 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 15 23 03 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 04 03 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 15 24 03 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 05 03 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 15 25 03 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 08 06 03 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 15 26 03 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 08 07 03 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 15 27 03 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 08 08 03 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 15 28 03 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 08 09 03 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 29 03 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 10 03 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 30 03 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 11 03 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 31 03 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 12 03 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 32 03 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 13 03 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 15 33 03 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 14 03 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 15 34 03 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 15 03 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 15 35 03 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 16 03 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 15 36 03 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 17 03 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 15 37 03 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 18 03 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 15 38 03 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 19 03 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 15 39 03 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 20 03 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 15 40 03 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 21 03 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 15 41 03 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 08 22 03 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 15 42 03 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 08 23 03 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 15 43 03 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 08 24 03 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 15 44 03 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 08 25 03 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 45 03 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 26 03 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 46 03 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 27 03 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 47 03 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 28 03 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 15 48 03 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 29 03 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 01 03 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 30 03 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 02 03 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 31 03 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 03 03 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 32 03 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 04 03 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 33 03 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 05 03 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 34 03 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 06 03 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 35 03 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 07 03 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 36 03 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 08 03 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 08 37 03 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 09 03 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 08 38 03 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 10 03 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;

076 08 39 03 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 11 03 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 08 40 03 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 12 03 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 08 41 03 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 13 03 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 42 03 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 14 03 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 43 03 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 15 03 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 44 03 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 16 03 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 08 45 03 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 17 03 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 46 03 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 18 03 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 47 03 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 19 03 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 08 48 03 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 20 03 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 01 03 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 21 03 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 02 03 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 22 03 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 03 03 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 23 03 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 04 03 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 24 03 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 05 03 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 25 03 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 06 03 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 26 03 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 07 03 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 27 03 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 08 03 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 28 03 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 09 03 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 29 03 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 10 03 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 30 03 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 11 03 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 31 03 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 12 03 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 32 03 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 13 03 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 33 03 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 14 03 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 34 03 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 15 03 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 35 03 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 16 03 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 16 36 03 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 17 03 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 37 03 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 18 03 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 38 03 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 19 03 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 39 03 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 20 03 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 16 40 03 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 21 03 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 41 03 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 22 03 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 42 03 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 23 03 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 43 03 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 24 03 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 16 44 03 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 25 03 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 45 03 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 26 03 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 46 03 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 27 03 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 47 03 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 28 03 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 16 48 03 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 29 03 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 01 03 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 30 03 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 02 03 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 31 03 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 03 03 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 32 03 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 04 03 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 33 03 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 17 05 03 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 34 03 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 17 06 03 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 35 03 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 17 07 03 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;

076 09 36 03 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 17 08 03 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 37 03 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 17 09 03 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 38 03 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 17 10 03 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 39 03 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 17 11 03 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 40 03 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 17 12 03 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 41 03 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 17 13 03 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 42 03 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 17 14 03 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 43 03 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 17 15 03 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 44 03 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 17 16 03 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 45 03 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 17 03 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 46 03 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 18 03 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 47 03 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 19 03 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 48 03 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 20 03 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 09 49 03 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 21 03 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 50 03 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 22 03 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 51 03 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 23 03 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 52 03 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 24 03 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 09 53 03 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 25 03 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 54 03 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 26 03 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 55 03 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 27 03 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 56 03 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 28 03 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 09 57 03 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 29 03 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 58 03 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 30 03 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 59 03 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 31 03 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 09 60 03 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;	076 17 32 03 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 10 01 03 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 17 33 03 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 10 02 03 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 17 34 03 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 10 03 03 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 17 35 03 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;
076 10 04 03 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 17 36 03 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;
076 10 05 03 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 17 37 03 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 10 06 03 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 17 38 03 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 10 07 03 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 17 39 03 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;
076 10 08 03 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 17 40 03 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;
076 10 09 03 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 17 41 03 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 10 10 03 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 17 42 03 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 10 11 03 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 17 43 03 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;
076 10 12 03 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 17 44 03 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;
076 10 13 03 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 45 03 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 10 14 03 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 46 03 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 10 15 03 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 47 03 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;
076 10 16 03 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 17 48 03 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;
076 10 17 03 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 18 53 03 - Tipo 18 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;
076 10 18 03 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 18 54 03 - Tipo 18 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;
076 10 19 03 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 18 57 03 - Tipo 18 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;
076 10 20 03 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 18 58 03 - Tipo 18 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm;

076 10 21 03 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 19 49 03 - Tipo 19 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;
076 10 22 03 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 19 53 03 - Tipo 19 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;
076 10 23 03 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 19 57 03 - Tipo 19 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm;
076 10 24 03 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 19 49 07 - Tipo 19 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø3,5mm;
076 10 25 03 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 19 50 07 - Tipo 19 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø3,5mm;
076 10 26 03 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 19 53 07 - Tipo 19 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø3,5mm;
076 10 27 03 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 19 54 07 - Tipo 19 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø3,5mm;
076 10 28 03 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 19 57 07 - Tipo 19 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø3,5mm;
076 10 29 03 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 19 58 07 - Tipo 19 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø3,5mm;
076 10 30 03 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 19 49 08 - Tipo 19 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø3,5mm; DD;
076 10 31 03 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø3,0mm;	076 19 50 08 - Tipo 19 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø3,5mm; DD;
076 10 32 03 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø3,0mm;	076 19 53 08 - Tipo 19 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø3,5 mm DD;
076 10 33 03 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 19 54 08 - Tipo 19 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø3,5 mm DD;
076 10 34 03 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 19 57 08 - Tipo 19 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø3,5 mm DD;
076 10 35 03 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø3,0mm;	076 19 58 08 - Tipo 19 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø3,5 mm DD;
076 10 36 03 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø3,0mm;	076 20 01 03 - Tipo 20 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm; DD;
076 10 37 03 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 20 02 03 - Tipo 20 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm; DD;
076 10 38 03 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 20 17 03 - Tipo 20 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø3,0mm; DD;
076 10 39 03 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø3,0mm;	076 20 18 03 - Tipo 20 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø3,0mm; DD;
076 10 40 03 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø3,0mm;	076 20 49 03 - Tipo 20 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm; DD;
076 10 41 03 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 20 50 03 - Tipo 20 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm; DD;
076 10 42 03 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	076 20 53 03 - Tipo 20 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø3,0mm; DD;
076 10 43 03 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø3,0mm;	076 20 54 03 - Tipo 20 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø3,0mm; DD.
076 10 44 03 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø3,0mm;	