



Vidas inspiram nossa história

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: CÂNULAS

NOME COMERCIAL: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI OT

Fabricante:

Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A.

Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo, São Carlos/SP

CEP: 13570-410

CNPJ: 13.533.397/0001-29 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: www.setormed.com.br

Telefone: (16) 3416-5398

Responsável Técnico:

Antonio C. B. Pontim – CREA-SP 0601343684

REGISTRO ANVISA Nº 80777280102

PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula de Debridação Mini OT

Matéria Prima: Aço Inoxidável ASTM F899 XM-16; Aço Inoxidável ASTM F899 e Alumínio Liga 6351.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A Cânula de Debridação Mini OT é fornecida na condição estéril, apresentada em embalagem devidamente rotulada, contendo 01 cânula composta por 01 lâmina interna e 01 lâmina externa, interconectadas com ponta de corte e um encaixe. A Cânula é acondicionada da seguinte maneira:

- Embalagem primária em Bandeja Blister de polietileno tereftalato (PET) com fechamento em Tyvek 1073B com laca, em conformidade com a norma ISO 11607.
- Embalagem secundária em caixa de papel cartão triplex;
- Embalagem terciária para proteção em filme poliolefínico de 19 g/m².

2. Modelos Comerciais

Os modelos comerciais de Cânula de Debridação Mini OT podem ser consultados no **Anexo I** ao final desta Instrução de Uso. Para mais informações consultar os catálogos técnicos disponíveis no site da Setormed - <https://setormed.com.br/catalogos/>

3. Indicação de Uso/ Finalidade

A Cântula de Debridação Mini OT é indicada para procedimentos de Bucomaxilo e Otorrinolaringologia com função de perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseos e cartilagosos.

Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.

4. Princípio de Funcionamento

Os princípios de funcionamento da Cântula de Debridação Mini OT são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cântula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique a integridade da embalagem;
- Verifique a indicação de esterilização e o prazo de validade;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a Cântula de Debridação Mini OT à peça de mão, em seguida conecte a peça de mão ao Shaver, que deve estar ligado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Teste a Cântula de Debridação Mini OT fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a Cântula de Debridação Mini OT, inutilize-a e descarte-a em lixo hospitalar.
- Produto de reprocessamento proibido.

6. Composição

- Ponta da Lâmina (interna e externa) - Constituída em Aço Inoxidável ASTM F899 XM-16;
- Corpo da lâmina (interna e externa) - Constituído em Aço Inoxidável ASTM F899;
- Traseira de conexão – Constituída em Liga de Alumínio Série 6XXX, conforme norma ABNT NBR ISO 209.

7. Esterilização

A Cântula de Debridação Mini OT é fornecido na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISSO 11135.

Prazo de validade: 3 anos.

8. Condições de Armazenamento

- As Cânulas de Debridação Mini OT, antes da utilização, devem ser armazenadas de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que as cânulas sejam armazenadas separadamente de instrumentais. O armazenamento deve ser realizado em estantes de armação metálica ou de vidro, com altura mínima do piso, que possibilitem a limpeza e higiene diária;
- As Cânulas de Debridação Mini OT devem ser armazenadas em local seco (umidade até 65%) e convém que não sejam expostas diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (acima de 45°C), ou contaminação particulada.
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto armazenado.
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai” e convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para os produtos mantidos em áreas de armazenagem.

9. Condições para o Transporte

O transporte deve ser realizado de forma a garantir a integridade do produto e de sua embalagem. Não devem ser colocados objetos pesados ou pontiagudos adjacentes ao produto, para não danificar a embalagem e evitar perda de barreira estéril.

10. Condições de Manipulação

Este produto é de reprocessamento proibido. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

Rastreabilidade: A Cânula de Debridação Mini OT possui número de lote e o sistema de vendas integrados ao sistema de gestão da qualidade, o que possibilita a rastreabilidade do produto até o destino final.

11. Advertências

- O usuário, antes de utilizar o produto, deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro do produto.
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sob sua supervisão.
- O produto deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto e manuseio de produtos estéreis.
- O fabricante do produto não especifica a técnica cirúrgica a ser utilizada. O cirurgião que executa o procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização das técnicas apropriadas para cada paciente, de acordo com o caso clínico.
- O uso do produto em procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios.

- Não utilize a Cânula de Debridação Mini OT, caso o produto apresente sinais de dano ou apresente vibração excessiva. Vibração excessiva pode ocasionar aquecimento do produto e/ou na peça de mão.
- Não utilize força excessiva, o que pode resultar em quebra ou fratura da Cânula de Debridação Mini OT.
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas Cânulas de Debridação Mini OT.
- Não toque a área de movimento da Cânula de Debridação Mini OT com outros instrumentos, o que pode resultar em quebra, fratura ou dano ao produto e/ou do equipamento.
- Não utilize o produto fora da data de validade. Antes de utilizar sempre verifique a indicação de esterilização e o prazo de validade.
- O produto não deve ser reutilizado e/ou reesterilizado, sendo de reprocessamento proibido. Após o uso deve ser descartado em lixo hospitalar.
- Durante o transporte e armazenamento o produto não deve ser exposto à umidade, sujidade e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ser mantido longe de objetos cortantes ou pontiagudos.

12. Precauções

Necessidade de verificação do estado da embalagem e do estado de superfície do produto:

- As Cânulas de Debridação Mini OT, de reprocessamento proibido são fornecidas em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora, que garante a esterilidade, seja violada ou aberta. Somente use se a Cânula de Debridação Mini OT estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade.

Necessidade de desqualificação do produto no caso de acidentes de manuseio e transporte que restrinjam o uso:

- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem (blister) somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala.
- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído, ou sido mal manuseada, ou que haja suspeita de ter sofrido dano, não deve ser utilizada e deve retornar ao fornecedor. O julgamento final quanto à adequabilidade da Cânula de Debridação Mini OT é sempre do cirurgião que a utiliza.

Procedimentos relacionados ao descarte:

- Procedimentos relacionados ao descarte de produto desqualificado, de forma a assegurar sua inutilização para que não seja indevidamente reaproveitado:

- Descarte e não use a Cânula de Debridação Mini OT fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade.
- Recomenda-se que a Cânula de Debridação Mini OT seja descartada no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local).
- Para as Cânulas de Debridação Mini OT que forem removidas da embalagem e inseridas dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizadas, ou que tenham sido contaminadas por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário. Convém então que a Cânula de Debridação Mini OT seja descartada no lixo hospitalar conforme as normas da autoridade sanitária local.
- O descarte deve ser realizado seguindo-se as disposições da Resolução RDC nº 222/2018 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail sac@setormed.com.br solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail sac@setormed.com.br para notificações referentes ao produto.

16. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, seguir o Alerta de Instrução de Uso, que contém as informações necessárias para acesso à Instrução de Uso no site da Setormed, além de informações para solicitação do documento em formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.

As **Instruções de Uso** para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.setormed.com.br.

Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.

As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ANVISA.

Todas as Instruções de Uso possuem no rodapé, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.

Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.

Informações do Fornecedor:
SETORMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A
Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo, São Carlos/SP – CEP: 13570-410
Telefone: (16) 3416-5398
Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.

Instruções de Uso disponível em:
www.setormed.com.br

FQ-201
Revisão: 0001
Data: 06/12/2022

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Antonio C. B. Pontim – CREA-SP 0601343684

Anexo I – Modelos Comerciais

Tabela 1. Lista de Modelos Comerciais Cânula de Debridação Mini OT

159010101 - Tipo 01, Ø2,5 x 80 mm, APC;	159090803 - Tipo 09, Ø3,5 x 95 mm, BA;
159010102 - Tipo 01, Ø2,5 x 80 mm, APCR;	159090804 - Tipo 09, Ø3,5 x 95 mm, BO;
159010103 - Tipo 01, Ø2,5 x 80 mm, BA;	159090805 - Tipo 09, Ø3,5 x 95 mm, BR;
159010104 - Tipo 01, Ø2,5 x 80 mm, BO;	159090806 - Tipo 09, Ø3,5 x 95 mm, CC;
159010105 - Tipo 01, Ø2,5 x 80 mm, BR;	159090809 - Tipo 09, Ø3,5 x 95 mm, INC;
159010106 - Tipo 01, Ø2,5 x 80 mm, CC;	159090810 - Tipo 09, Ø3,5 x 95 mm, RPC;
159010109 - Tipo 01, Ø2,5 x 80 mm, INC;	159090901 - Tipo 09, Ø3,5 x 115 mm, APC;
159010110 - Tipo 01, Ø2,5 x 80 mm, RPC;	159090902 - Tipo 09, Ø3,5 x 115 mm, APCR;
159010201 - Tipo 01, Ø2,5 x 95 mm, APC;	159090903 - Tipo 09, Ø3,5 x 115 mm, BA;
159010202 - Tipo 01, Ø2,5 x 95 mm, APCR;	159090904 - Tipo 09, Ø3,5 x 115 mm, BO;
159010203 - Tipo 01, Ø2,5 x 95 mm, BA;	159090905 - Tipo 09, Ø3,5 x 115 mm, BR;
159010204 - Tipo 01, Ø2,5 x 95 mm, BO;	159090906 - Tipo 09, Ø3,5 x 115 mm, CC;
159010205 - Tipo 01, Ø2,5 x 95 mm, BR;	159090909 - Tipo 09, Ø3,5 x 115 mm, INC;
159010206 - Tipo 01, Ø2,5 x 95 mm, CC;	159090910 - Tipo 09, Ø3,5 x 115 mm, RPC;
159010209 - Tipo 01, Ø2,5 x 95 mm, INC;	159100101 - Tipo 10, Ø2,5 x 80 mm, APC;
159010210 - Tipo 01, Ø2,5 x 95 mm, RPC;	159100102 - Tipo 10, Ø2,5 x 80 mm, APCR;
159010301 - Tipo 01, Ø2,5 x 115 mm, APC;	159100103 - Tipo 10, Ø2,5 x 80 mm, BA;
159010302 - Tipo 01, Ø2,5 x 115 mm, APCR;	159100104 - Tipo 10, Ø2,5 x 80 mm, BO;
159010303 - Tipo 01, Ø2,5 x 115 mm, BA;	159100105 - Tipo 10, Ø2,5 x 80 mm, BR;
159010304 - Tipo 01, Ø2,5 x 115 mm, BO;	159100106 - Tipo 10, Ø2,5 x 80 mm, CC;
159010305 - Tipo 01, Ø2,5 x 115 mm, BR;	159100109 - Tipo 10, Ø2,5 x 80 mm, INC;
159010306 - Tipo 01, Ø2,5 x 115 mm, CC;	159100110 - Tipo 10, Ø2,5 x 80 mm, RPC;
159010309 - Tipo 01, Ø2,5 x 115 mm, INC;	159100201 - Tipo 10, Ø2,5 x 95 mm, APC;
159010310 - Tipo 01, Ø2,5 x 115 mm, RPC;	159100202 - Tipo 10, Ø2,5 x 95 mm, APCR;
159010401 - Tipo 01, Ø3,0 x 80 mm, APC;	159100203 - Tipo 10, Ø2,5 x 95 mm, BA;
159010402 - Tipo 01, Ø3,0 x 80 mm, APCR;	159100204 - Tipo 10, Ø2,5 x 95 mm, BO;
159010403 - Tipo 01, Ø3,0 x 80 mm, BA;	159100205 - Tipo 10, Ø2,5 x 95 mm, BR;
159010404 - Tipo 01, Ø3,0 x 80 mm, BO;	159100206 - Tipo 10, Ø2,5 x 95 mm, CC;
159010405 - Tipo 01, Ø3,0 x 80 mm, BR;	159100209 - Tipo 10, Ø2,5 x 95 mm, INC;
159010406 - Tipo 01, Ø3,0 x 80 mm, CC;	159100210 - Tipo 10, Ø2,5 x 95 mm, RPC;
159010409 - Tipo 01, Ø3,0 x 80 mm, INC;	159100301 - Tipo 10, Ø2,5 x 115 mm, APC;
159010410 - Tipo 01, Ø3,0 x 80 mm, RPC;	159100302 - Tipo 10, Ø2,5 x 115 mm, APCR;
159010501 - Tipo 01, Ø3,0 x 95 mm, APC;	159100303 - Tipo 10, Ø2,5 x 115 mm, BA;
159010502 - Tipo 01, Ø3,0 x 95 mm, APCR;	159100304 - Tipo 10, Ø2,5 x 115 mm, BO;
159010503 - Tipo 01, Ø3,0 x 95 mm, BA;	159100305 - Tipo 10, Ø2,5 x 115 mm, BR;
159010504 - Tipo 01, Ø3,0 x 95 mm, BO;	159100306 - Tipo 10, Ø2,5 x 115 mm, CC;
159010505 - Tipo 01, Ø3,0 x 95 mm, BR;	159100309 - Tipo 10, Ø2,5 x 115 mm, INC;
159010506 - Tipo 01, Ø3,0 x 95 mm, CC;	159100310 - Tipo 10, Ø2,5 x 115 mm, RPC;
159010509 - Tipo 01, Ø3,0 x 95 mm, INC;	159100401 - Tipo 10, Ø3,0 x 80 mm, APC;
159010510 - Tipo 01, Ø3,0 x 95 mm, RPC;	159100402 - Tipo 10, Ø3,0 x 80 mm, APCR;
159010601 - Tipo 01, Ø3,0 x 115 mm, APC;	159100403 - Tipo 10, Ø3,0 x 80 mm, BA;
159010602 - Tipo 01, Ø3,0 x 115 mm, APCR;	159100404 - Tipo 10, Ø3,0 x 80 mm, BO;
159010603 - Tipo 01, Ø3,0 x 115 mm, BA;	159100405 - Tipo 10, Ø3,0 x 80 mm, BR;

159010604 - Tipo 01, Ø3,0 x 115 mm, BO;	159100406 - Tipo 10, Ø3,0 x 80 mm, CC;
159010605 - Tipo 01, Ø3,0 x 115 mm, BR;	159100409 - Tipo 10, Ø3,0 x 80 mm, INC;
159010606 - Tipo 01, Ø3,0 x 115 mm, CC;	159100410 - Tipo 10, Ø3,0 x 80 mm, RPC;
159010609 - Tipo 01, Ø3,0 x 115 mm, INC;	159100501 - Tipo 10, Ø3,0 x 95 mm, APC;
159010610 - Tipo 01, Ø3,0 x 115 mm, RPC;	159100502 - Tipo 10, Ø3,0 x 95 mm, APCR;
159010701 - Tipo 01, Ø3,5 x 80 mm, APC;	159100503 - Tipo 10, Ø3,0 x 95 mm, BA;
159010702 - Tipo 01, Ø3,5 x 80 mm, APCR;	159100504 - Tipo 10, Ø3,0 x 95 mm, BO;
159010703 - Tipo 01, Ø3,5 x 80 mm, BA;	159100505 - Tipo 10, Ø3,0 x 95 mm, BR;
159010704 - Tipo 01, Ø3,5 x 80 mm, BO;	159100506 - Tipo 10, Ø3,0 x 95 mm, CC;
159010705 - Tipo 01, Ø3,5 x 80 mm, BR;	159100509 - Tipo 10, Ø3,0 x 95 mm, INC;
159010706 - Tipo 01, Ø3,5 x 80 mm, CC;	159100510 - Tipo 10, Ø3,0 x 95 mm, RPC;
159010709 - Tipo 01, Ø3,5 x 80 mm, INC;	159100601 - Tipo 10, Ø3,0 x 115 mm, APC;
159010710 - Tipo 01, Ø3,5 x 80 mm, RPC;	159100602 - Tipo 10, Ø3,0 x 115 mm, APCR;
159010801 - Tipo 01, Ø3,5 x 95 mm, APC;	159100603 - Tipo 10, Ø3,0 x 115 mm, BA;
159010802 - Tipo 01, Ø3,5 x 95 mm, APCR;	159100604 - Tipo 10, Ø3,0 x 115 mm, BO;
159010803 - Tipo 01, Ø3,5 x 95 mm, BA;	159100605 - Tipo 10, Ø3,0 x 115 mm, BR;
159010804 - Tipo 01, Ø3,5 x 95 mm, BO;	159100606 - Tipo 10, Ø3,0 x 115 mm, CC;
159010805 - Tipo 01, Ø3,5 x 95 mm, BR;	159100609 - Tipo 10, Ø3,0 x 115 mm, INC;
159010806 - Tipo 01, Ø3,5 x 95 mm, CC;	159100610 - Tipo 10, Ø3,0 x 115 mm, RPC;
159010809 - Tipo 01, Ø3,5 x 95 mm, INC;	159100701 - Tipo 10, Ø3,5 x 80 mm, APC;
159010810 - Tipo 01, Ø3,5 x 95 mm, RPC;	159100702 - Tipo 10, Ø3,5 x 80 mm, APCR;
159010901 - Tipo 01, Ø3,5 x 115 mm, APC;	159100703 - Tipo 10, Ø3,5 x 80 mm, BA;
159010902 - Tipo 01, Ø3,5 x 115 mm, APCR;	159100704 - Tipo 10, Ø3,5 x 80 mm, BO;
159010903 - Tipo 01, Ø3,5 x 115 mm, BA;	159100705 - Tipo 10, Ø3,5 x 80 mm, BR;
159010904 - Tipo 01, Ø3,5 x 115 mm, BO;	159100706 - Tipo 10, Ø3,5 x 80 mm, CC;
159010905 - Tipo 01, Ø3,5 x 115 mm, BR;	159100709 - Tipo 10, Ø3,5 x 80 mm, INC;
159010906 - Tipo 01, Ø3,5 x 115 mm, CC;	159100710 - Tipo 10, Ø3,5 x 80 mm, RPC;
159010909 - Tipo 01, Ø3,5 x 115 mm, INC;	159100801 - Tipo 10, Ø3,5 x 95 mm, APC;
159010910 - Tipo 01, Ø3,5 x 115 mm, RPC;	159100802 - Tipo 10, Ø3,5 x 95 mm, APCR;
159020101 - Tipo 02, Ø2,5 x 80 mm, APC;	159100803 - Tipo 10, Ø3,5 x 95 mm, BA;
159020102 - Tipo 02, Ø2,5 x 80 mm, APCR;	159100804 - Tipo 10, Ø3,5 x 95 mm, BO;
159020103 - Tipo 02, Ø2,5 x 80 mm, BA;	159100805 - Tipo 10, Ø3,5 x 95 mm, BR;
159020104 - Tipo 02, Ø2,5 x 80 mm, BO;	159100806 - Tipo 10, Ø3,5 x 95 mm, CC;
159020105 - Tipo 02, Ø2,5 x 80 mm, BR;	159100809 - Tipo 10, Ø3,5 x 95 mm, INC;
159020106 - Tipo 02, Ø2,5 x 80 mm, CC;	159100810 - Tipo 10, Ø3,5 x 95 mm, RPC;
159020109 - Tipo 02, Ø2,5 x 80 mm, INC;	159100901 - Tipo 10, Ø3,5 x 115 mm, APC;
159020110 - Tipo 02, Ø2,5 x 80 mm, RPC;	159100902 - Tipo 10, Ø3,5 x 115 mm, APCR;
159020201 - Tipo 02, Ø2,5 x 95 mm, APC;	159100903 - Tipo 10, Ø3,5 x 115 mm, BA;
159020202 - Tipo 02, Ø2,5 x 95 mm, APCR;	159100904 - Tipo 10, Ø3,5 x 115 mm, BO;
159020203 - Tipo 02, Ø2,5 x 95 mm, BA;	159100905 - Tipo 10, Ø3,5 x 115 mm, BR;
159020204 - Tipo 02, Ø2,5 x 95 mm, BO;	159100906 - Tipo 10, Ø3,5 x 115 mm, CC;
159020205 - Tipo 02, Ø2,5 x 95 mm, BR;	159100909 - Tipo 10, Ø3,5 x 115 mm, INC;
159020206 - Tipo 02, Ø2,5 x 95 mm, CC;	159100910 - Tipo 10, Ø3,5 x 115 mm, RPC;
159020209 - Tipo 02, Ø2,5 x 95 mm, INC;	159110101 - Tipo 11, Ø2,5 x 80 mm, APC;
159020210 - Tipo 02, Ø2,5 x 95 mm, RPC;	159110102 - Tipo 11, Ø2,5 x 80 mm, APCR;
159020301 - Tipo 02, Ø2,5 x 115 mm, APC;	159110103 - Tipo 11, Ø2,5 x 80 mm, BA;

159020302 - Tipo 02, Ø2,5 x 115 mm, APCR;	159110104 - Tipo 11, Ø2,5 x 80 mm, BO;
159020303 - Tipo 02, Ø2,5 x 115 mm, BA;	159110105 - Tipo 11, Ø2,5 x 80 mm, BR;
159020304 - Tipo 02, Ø2,5 x 115 mm, BO;	159110106 - Tipo 11, Ø2,5 x 80 mm, CC;
159020305 - Tipo 02, Ø2,5 x 115 mm, BR;	159110109 - Tipo 11, Ø2,5 x 80 mm, INC;
159020306 - Tipo 02, Ø2,5 x 115 mm, CC;	159110110 - Tipo 11, Ø2,5 x 80 mm, RPC;
159020309 - Tipo 02, Ø2,5 x 115 mm, INC;	159110201 - Tipo 11, Ø2,5 x 95 mm, APC;
159020310 - Tipo 02, Ø2,5 x 115 mm, RPC;	159110202 - Tipo 11, Ø2,5 x 95 mm, APCR;
159020401 - Tipo 02, Ø3,0 x 80 mm, APC;	159110203 - Tipo 11, Ø2,5 x 95 mm, BA;
159020402 - Tipo 02, Ø3,0 x 80 mm, APCR;	159110204 - Tipo 11, Ø2,5 x 95 mm, BO;
159020403 - Tipo 02, Ø3,0 x 80 mm, BA;	159110205 - Tipo 11, Ø2,5 x 95 mm, BR;
159020404 - Tipo 02, Ø3,0 x 80 mm, BO;	159110206 - Tipo 11, Ø2,5 x 95 mm, CC;
159020405 - Tipo 02, Ø3,0 x 80 mm, BR;	159110209 - Tipo 11, Ø2,5 x 95 mm, INC;
159020406 - Tipo 02, Ø3,0 x 80 mm, CC;	159110210 - Tipo 11, Ø2,5 x 95 mm, RPC;
159020409 - Tipo 02, Ø3,0 x 80 mm, INC;	159110301 - Tipo 11, Ø2,5 x 115 mm, APC;
159020410 - Tipo 02, Ø3,0 x 80 mm, RPC;	159110302 - Tipo 11, Ø2,5 x 115 mm, APCR;
159020501 - Tipo 02, Ø3,0 x 95 mm, APC;	159110303 - Tipo 11, Ø2,5 x 115 mm, BA;
159020502 - Tipo 02, Ø3,0 x 95 mm, APCR;	159110304 - Tipo 11, Ø2,5 x 115 mm, BO;
159020503 - Tipo 02, Ø3,0 x 95 mm, BA;	159110305 - Tipo 11, Ø2,5 x 115 mm, BR;
159020504 - Tipo 02, Ø3,0 x 95 mm, BO;	159110306 - Tipo 11, Ø2,5 x 115 mm, CC;
159020505 - Tipo 02, Ø3,0 x 95 mm, BR;	159110309 - Tipo 11, Ø2,5 x 115 mm, INC;
159020506 - Tipo 02, Ø3,0 x 95 mm, CC;	159110310 - Tipo 11, Ø2,5 x 115 mm, RPC;
159020509 - Tipo 02, Ø3,0 x 95 mm, INC;	159110401 - Tipo 11, Ø3,0 x 80 mm, APC;
159020510 - Tipo 02, Ø3,0 x 95 mm, RPC;	159110402 - Tipo 11, Ø3,0 x 80 mm, APCR;
159020601 - Tipo 02, Ø3,0 x 115 mm, APC;	159110403 - Tipo 11, Ø3,0 x 80 mm, BA;
159020602 - Tipo 02, Ø3,0 x 115 mm, APCR;	159110404 - Tipo 11, Ø3,0 x 80 mm, BO;
159020603 - Tipo 02, Ø3,0 x 115 mm, BA;	159110405 - Tipo 11, Ø3,0 x 80 mm, BR;
159020604 - Tipo 02, Ø3,0 x 115 mm, BO;	159110406 - Tipo 11, Ø3,0 x 80 mm, CC;
159020605 - Tipo 02, Ø3,0 x 115 mm, BR;	159110409 - Tipo 11, Ø3,0 x 80 mm, INC;
159020606 - Tipo 02, Ø3,0 x 115 mm, CC;	159110410 - Tipo 11, Ø3,0 x 80 mm, RPC;
159020609 - Tipo 02, Ø3,0 x 115 mm, INC;	159110501 - Tipo 11, Ø3,0 x 95 mm, APC;
159020610 - Tipo 02, Ø3,0 x 115 mm, RPC;	159110502 - Tipo 11, Ø3,0 x 95 mm, APCR;
159020701 - Tipo 02, Ø3,5 x 80 mm, APC;	159110503 - Tipo 11, Ø3,0 x 95 mm, BA;
159020702 - Tipo 02, Ø3,5 x 80 mm, APCR;	159110504 - Tipo 11, Ø3,0 x 95 mm, BO;
159020703 - Tipo 02, Ø3,5 x 80 mm, BA;	159110505 - Tipo 11, Ø3,0 x 95 mm, BR;
159020704 - Tipo 02, Ø3,5 x 80 mm, BO;	159110506 - Tipo 11, Ø3,0 x 95 mm, CC;
159020705 - Tipo 02, Ø3,5 x 80 mm, BR;	159110509 - Tipo 11, Ø3,0 x 95 mm, INC;
159020706 - Tipo 02, Ø3,5 x 80 mm, CC;	159110510 - Tipo 11, Ø3,0 x 95 mm, RPC;
159020709 - Tipo 02, Ø3,5 x 80 mm, INC;	159110601 - Tipo 11, Ø3,0 x 115 mm, APC;
159020710 - Tipo 02, Ø3,5 x 80 mm, RPC;	159110602 - Tipo 11, Ø3,0 x 115 mm, APCR;
159020801 - Tipo 02, Ø3,5 x 95 mm, APC;	159110603 - Tipo 11, Ø3,0 x 115 mm, BA;
159020802 - Tipo 02, Ø3,5 x 95 mm, APCR;	159110604 - Tipo 11, Ø3,0 x 115 mm, BO;
159020803 - Tipo 02, Ø3,5 x 95 mm, BA;	159110605 - Tipo 11, Ø3,0 x 115 mm, BR;
159020804 - Tipo 02, Ø3,5 x 95 mm, BO;	159110606 - Tipo 11, Ø3,0 x 115 mm, CC;
159020805 - Tipo 02, Ø3,5 x 95 mm, BR;	159110609 - Tipo 11, Ø3,0 x 115 mm, INC;
159020806 - Tipo 02, Ø3,5 x 95 mm, CC;	159110610 - Tipo 11, Ø3,0 x 115 mm, RPC;
159020809 - Tipo 02, Ø3,5 x 95 mm, INC;	159110701 - Tipo 11, Ø3,5 x 80 mm, APC;

159020810 - Tipo 02, Ø3,5 x 95 mm, RPC;	159110702 - Tipo 11, Ø3,5 x 80 mm, APCR;
159020901 - Tipo 02, Ø3,5 x 115 mm, APC;	159110703 - Tipo 11, Ø3,5 x 80 mm, BA;
159020902 - Tipo 02, Ø3,5 x 115 mm, APCR;	159110704 - Tipo 11, Ø3,5 x 80 mm, BO;
159020903 - Tipo 02, Ø3,5 x 115 mm, BA;	159110705 - Tipo 11, Ø3,5 x 80 mm, BR;
159020904 - Tipo 02, Ø3,5 x 115 mm, BO;	159110706 - Tipo 11, Ø3,5 x 80 mm, CC;
159020905 - Tipo 02, Ø3,5 x 115 mm, BR;	159110709 - Tipo 11, Ø3,5 x 80 mm, INC;
159020906 - Tipo 02, Ø3,5 x 115 mm, CC;	159110710 - Tipo 11, Ø3,5 x 80 mm, RPC;
159020909 - Tipo 02, Ø3,5 x 115 mm, INC;	159110801 - Tipo 11, Ø3,5 x 95 mm, APC;
159020910 - Tipo 02, Ø3,5 x 115 mm, RPC;	159110802 - Tipo 11, Ø3,5 x 95 mm, APCR;
159030101 - Tipo 03, Ø2,5 x 80 mm, APC;	159110803 - Tipo 11, Ø3,5 x 95 mm, BA;
159030102 - Tipo 03, Ø2,5 x 80 mm, APCR;	159110804 - Tipo 11, Ø3,5 x 95 mm, BO;
159030103 - Tipo 03, Ø2,5 x 80 mm, BA;	159110805 - Tipo 11, Ø3,5 x 95 mm, BR;
159030104 - Tipo 03, Ø2,5 x 80 mm, BO;	159110806 - Tipo 11, Ø3,5 x 95 mm, CC;
159030105 - Tipo 03, Ø2,5 x 80 mm, BR;	159110809 - Tipo 11, Ø3,5 x 95 mm, INC;
159030106 - Tipo 03, Ø2,5 x 80 mm, CC;	159110810 - Tipo 11, Ø3,5 x 95 mm, RPC;
159030109 - Tipo 03, Ø2,5 x 80 mm, INC;	159110901 - Tipo 11, Ø3,5 x 115 mm, APC;
159030110 - Tipo 03, Ø2,5 x 80 mm, RPC;	159110902 - Tipo 11, Ø3,5 x 115 mm, APCR;
159030201 - Tipo 03, Ø2,5 x 95 mm, APC;	159110903 - Tipo 11, Ø3,5 x 115 mm, BA;
159030202 - Tipo 03, Ø2,5 x 95 mm, APCR;	159110904 - Tipo 11, Ø3,5 x 115 mm, BO;
159030203 - Tipo 03, Ø2,5 x 95 mm, BA;	159110905 - Tipo 11, Ø3,5 x 115 mm, BR;
159030204 - Tipo 03, Ø2,5 x 95 mm, BO;	159110906 - Tipo 11, Ø3,5 x 115 mm, CC;
159030205 - Tipo 03, Ø2,5 x 95 mm, BR;	159110909 - Tipo 11, Ø3,5 x 115 mm, INC;
159030206 - Tipo 03, Ø2,5 x 95 mm, CC;	159110910 - Tipo 11, Ø3,5 x 115 mm, RPC;
159030209 - Tipo 03, Ø2,5 x 95 mm, INC;	159120101 - Tipo 12, Ø2,5 x 80 mm, APC;
159030210 - Tipo 03, Ø2,5 x 95 mm, RPC;	159120102 - Tipo 12, Ø2,5 x 80 mm, APCR;
159030301 - Tipo 03, Ø2,5 x 115 mm, APC;	159120103 - Tipo 12, Ø2,5 x 80 mm, BA;
159030302 - Tipo 03, Ø2,5 x 115 mm, APCR;	159120104 - Tipo 12, Ø2,5 x 80 mm, BO;
159030303 - Tipo 03, Ø2,5 x 115 mm, BA;	159120105 - Tipo 12, Ø2,5 x 80 mm, BR;
159030304 - Tipo 03, Ø2,5 x 115 mm, BO;	159120106 - Tipo 12, Ø2,5 x 80 mm, CC;
159030305 - Tipo 03, Ø2,5 x 115 mm, BR;	159120109 - Tipo 12, Ø2,5 x 80 mm, INC;
159030306 - Tipo 03, Ø2,5 x 115 mm, CC;	159120110 - Tipo 12, Ø2,5 x 80 mm, RPC;
159030309 - Tipo 03, Ø2,5 x 115 mm, INC;	159120201 - Tipo 12, Ø2,5 x 95 mm, APC;
159030310 - Tipo 03, Ø2,5 x 115 mm, RPC;	159120202 - Tipo 12, Ø2,5 x 95 mm, APCR;
159030401 - Tipo 03, Ø3,0 x 80 mm, APC;	159120203 - Tipo 12, Ø2,5 x 95 mm, BA;
159030402 - Tipo 03, Ø3,0 x 80 mm, APCR;	159120204 - Tipo 12, Ø2,5 x 95 mm, BO;
159030403 - Tipo 03, Ø3,0 x 80 mm, BA;	159120205 - Tipo 12, Ø2,5 x 95 mm, BR;
159030404 - Tipo 03, Ø3,0 x 80 mm, BO;	159120206 - Tipo 12, Ø2,5 x 95 mm, CC;
159030405 - Tipo 03, Ø3,0 x 80 mm, BR;	159120209 - Tipo 12, Ø2,5 x 95 mm, INC;
159030406 - Tipo 03, Ø3,0 x 80 mm, CC;	159120210 - Tipo 12, Ø2,5 x 95 mm, RPC;
159030409 - Tipo 03, Ø3,0 x 80 mm, INC;	159120301 - Tipo 12, Ø2,5 x 115 mm, APC;
159030410 - Tipo 03, Ø3,0 x 80 mm, RPC;	159120302 - Tipo 12, Ø2,5 x 115 mm, APCR;
159030501 - Tipo 03, Ø3,0 x 95 mm, APC;	159120303 - Tipo 12, Ø2,5 x 115 mm, BA;
159030502 - Tipo 03, Ø3,0 x 95 mm, APCR;	159120304 - Tipo 12, Ø2,5 x 115 mm, BO;
159030503 - Tipo 03, Ø3,0 x 95 mm, BA;	159120305 - Tipo 12, Ø2,5 x 115 mm, BR;
159030504 - Tipo 03, Ø3,0 x 95 mm, BO;	159120306 - Tipo 12, Ø2,5 x 115 mm, CC;
159030505 - Tipo 03, Ø3,0 x 95 mm, BR;	159120309 - Tipo 12, Ø2,5 x 115 mm, INC;

159030506 - Tipo 03, Ø3,0 x 95 mm, CC;	159120310 - Tipo 12, Ø2,5 x 115 mm, RPC;
159030509 - Tipo 03, Ø3,0 x 95 mm, INC;	159120401 - Tipo 12, Ø3,0 x 80 mm, APC;
159030510 - Tipo 03, Ø3,0 x 95 mm, RPC;	159120402 - Tipo 12, Ø3,0 x 80 mm, APCR;
159030601 - Tipo 03, Ø3,0 x 115 mm, APC;	159120403 - Tipo 12, Ø3,0 x 80 mm, BA;
159030602 - Tipo 03, Ø3,0 x 115 mm, APCR;	159120404 - Tipo 12, Ø3,0 x 80 mm, BO;
159030603 - Tipo 03, Ø3,0 x 115 mm, BA;	159120405 - Tipo 12, Ø3,0 x 80 mm, BR;
159030604 - Tipo 03, Ø3,0 x 115 mm, BO;	159120406 - Tipo 12, Ø3,0 x 80 mm, CC;
159030605 - Tipo 03, Ø3,0 x 115 mm, BR;	159120409 - Tipo 12, Ø3,0 x 80 mm, INC;
159030606 - Tipo 03, Ø3,0 x 115 mm, CC;	159120410 - Tipo 12, Ø3,0 x 80 mm, RPC;
159030609 - Tipo 03, Ø3,0 x 115 mm, INC;	159120501 - Tipo 12, Ø3,0 x 95 mm, APC;
159030610 - Tipo 03, Ø3,0 x 115 mm, RPC;	159120502 - Tipo 12, Ø3,0 x 95 mm, APCR;
159030701 - Tipo 03, Ø3,5 x 80 mm, APC;	159120503 - Tipo 12, Ø3,0 x 95 mm, BA;
159030702 - Tipo 03, Ø3,5 x 80 mm, APCR;	159120504 - Tipo 12, Ø3,0 x 95 mm, BO;
159030703 - Tipo 03, Ø3,5 x 80 mm, BA;	159120505 - Tipo 12, Ø3,0 x 95 mm, BR;
159030704 - Tipo 03, Ø3,5 x 80 mm, BO;	159120506 - Tipo 12, Ø3,0 x 95 mm, CC;
159030705 - Tipo 03, Ø3,5 x 80 mm, BR;	159120509 - Tipo 12, Ø3,0 x 95 mm, INC;
159030706 - Tipo 03, Ø3,5 x 80 mm, CC;	159120510 - Tipo 12, Ø3,0 x 95 mm, RPC;
159030709 - Tipo 03, Ø3,5 x 80 mm, INC;	159120601 - Tipo 12, Ø3,0 x 115 mm, APC;
159030710 - Tipo 03, Ø3,5 x 80 mm, RPC;	159120602 - Tipo 12, Ø3,0 x 115 mm, APCR;
159030801 - Tipo 03, Ø3,5 x 95 mm, APC;	159120603 - Tipo 12, Ø3,0 x 115 mm, BA;
159030802 - Tipo 03, Ø3,5 x 95 mm, APCR;	159120604 - Tipo 12, Ø3,0 x 115 mm, BO;
159030803 - Tipo 03, Ø3,5 x 95 mm, BA;	159120605 - Tipo 12, Ø3,0 x 115 mm, BR;
159030804 - Tipo 03, Ø3,5 x 95 mm, BO;	159120606 - Tipo 12, Ø3,0 x 115 mm, CC;
159030805 - Tipo 03, Ø3,5 x 95 mm, BR;	159120609 - Tipo 12, Ø3,0 x 115 mm, INC;
159030806 - Tipo 03, Ø3,5 x 95 mm, CC;	159120610 - Tipo 12, Ø3,0 x 115 mm, RPC;
159030809 - Tipo 03, Ø3,5 x 95 mm, INC;	159120701 - Tipo 12, Ø3,5 x 80 mm, APC;
159030810 - Tipo 03, Ø3,5 x 95 mm, RPC;	159120702 - Tipo 12, Ø3,5 x 80 mm, APCR;
159030901 - Tipo 03, Ø3,5 x 115 mm, APC;	159120703 - Tipo 12, Ø3,5 x 80 mm, BA;
159030902 - Tipo 03, Ø3,5 x 115 mm, APCR;	159120704 - Tipo 12, Ø3,5 x 80 mm, BO;
159030903 - Tipo 03, Ø3,5 x 115 mm, BA;	159120705 - Tipo 12, Ø3,5 x 80 mm, BR;
159030904 - Tipo 03, Ø3,5 x 115 mm, BO;	159120706 - Tipo 12, Ø3,5 x 80 mm, CC;
159030905 - Tipo 03, Ø3,5 x 115 mm, BR;	159120709 - Tipo 12, Ø3,5 x 80 mm, INC;
159030906 - Tipo 03, Ø3,5 x 115 mm, CC;	159120710 - Tipo 12, Ø3,5 x 80 mm, RPC;
159030909 - Tipo 03, Ø3,5 x 115 mm, INC;	159120801 - Tipo 12, Ø3,5 x 95 mm, APC;
159030910 - Tipo 03, Ø3,5 x 115 mm, RPC;	159120802 - Tipo 12, Ø3,5 x 95 mm, APCR;
159040101 - Tipo 04, Ø2,5 x 80 mm, APC;	159120803 - Tipo 12, Ø3,5 x 95 mm, BA;
159040102 - Tipo 04, Ø2,5 x 80 mm, APCR;	159120804 - Tipo 12, Ø3,5 x 95 mm, BO;
159040103 - Tipo 04, Ø2,5 x 80 mm, BA;	159120805 - Tipo 12, Ø3,5 x 95 mm, BR;
159040104 - Tipo 04, Ø2,5 x 80 mm, BO;	159120806 - Tipo 12, Ø3,5 x 95 mm, CC;
159040105 - Tipo 04, Ø2,5 x 80 mm, BR;	159120809 - Tipo 12, Ø3,5 x 95 mm, INC;
159040106 - Tipo 04, Ø2,5 x 80 mm, CC;	159120810 - Tipo 12, Ø3,5 x 95 mm, RPC;
159040109 - Tipo 04, Ø2,5 x 80 mm, INC;	159120901 - Tipo 12, Ø3,5 x 115 mm, APC;
159040110 - Tipo 04, Ø2,5 x 80 mm, RPC;	159120902 - Tipo 12, Ø3,5 x 115 mm, APCR;
159040201 - Tipo 04, Ø2,5 x 95 mm, APC;	159120903 - Tipo 12, Ø3,5 x 115 mm, BA;
159040202 - Tipo 04, Ø2,5 x 95 mm, APCR;	159120904 - Tipo 12, Ø3,5 x 115 mm, BO;
159040203 - Tipo 04, Ø2,5 x 95 mm, BA;	159120905 - Tipo 12, Ø3,5 x 115 mm, BR;

159040204 - Tipo 04, Ø2,5 x 95 mm, BO;	159120906 - Tipo 12, Ø3,5 x 115 mm, CC;
159040205 - Tipo 04, Ø2,5 x 95 mm, BR;	159120909 - Tipo 12, Ø3,5 x 115 mm, INC;
159040206 - Tipo 04, Ø2,5 x 95 mm, CC;	159120910 - Tipo 12, Ø3,5 x 115 mm, RPC;
159040209 - Tipo 04, Ø2,5 x 95 mm, INC;	159130101 - Tipo 13, Ø2,5 x 80 mm, APC;
159040210 - Tipo 04, Ø2,5 x 95 mm, RPC;	159130102 - Tipo 13, Ø2,5 x 80 mm, APCR;
159040301 - Tipo 04, Ø2,5 x 115 mm, APC;	159130103 - Tipo 13, Ø2,5 x 80 mm, BA;
159040302 - Tipo 04, Ø2,5 x 115 mm, APCR;	159130104 - Tipo 13, Ø2,5 x 80 mm, BO;
159040303 - Tipo 04, Ø2,5 x 115 mm, BA;	159130105 - Tipo 13, Ø2,5 x 80 mm, BR;
159040304 - Tipo 04, Ø2,5 x 115 mm, BO;	159130106 - Tipo 13, Ø2,5 x 80 mm, CC;
159040305 - Tipo 04, Ø2,5 x 115 mm, BR;	159130109 - Tipo 13, Ø2,5 x 80 mm, INC;
159040306 - Tipo 04, Ø2,5 x 115 mm, CC;	159130110 - Tipo 13, Ø2,5 x 80 mm, RPC;
159040309 - Tipo 04, Ø2,5 x 115 mm, INC;	159130201 - Tipo 13, Ø2,5 x 95 mm, APC;
159040310 - Tipo 04, Ø2,5 x 115 mm, RPC;	159130202 - Tipo 13, Ø2,5 x 95 mm, APCR;
159040401 - Tipo 04, Ø3,0 x 80 mm, APC;	159130203 - Tipo 13, Ø2,5 x 95 mm, BA;
159040402 - Tipo 04, Ø3,0 x 80 mm, APCR;	159130204 - Tipo 13, Ø2,5 x 95 mm, BO;
159040403 - Tipo 04, Ø3,0 x 80 mm, BA;	159130205 - Tipo 13, Ø2,5 x 95 mm, BR;
159040404 - Tipo 04, Ø3,0 x 80 mm, BO;	159130206 - Tipo 13, Ø2,5 x 95 mm, CC;
159040405 - Tipo 04, Ø3,0 x 80 mm, BR;	159130209 - Tipo 13, Ø2,5 x 95 mm, INC;
159040406 - Tipo 04, Ø3,0 x 80 mm, CC;	159130210 - Tipo 13, Ø2,5 x 95 mm, RPC;
159040409 - Tipo 04, Ø3,0 x 80 mm, INC;	159130301 - Tipo 13, Ø2,5 x 115 mm, APC;
159040410 - Tipo 04, Ø3,0 x 80 mm, RPC;	159130302 - Tipo 13, Ø2,5 x 115 mm, APCR;
159040501 - Tipo 04, Ø3,0 x 95 mm, APC;	159130303 - Tipo 13, Ø2,5 x 115 mm, BA;
159040502 - Tipo 04, Ø3,0 x 95 mm, APCR;	159130304 - Tipo 13, Ø2,5 x 115 mm, BO;
159040503 - Tipo 04, Ø3,0 x 95 mm, BA;	159130305 - Tipo 13, Ø2,5 x 115 mm, BR;
159040504 - Tipo 04, Ø3,0 x 95 mm, BO;	159130306 - Tipo 13, Ø2,5 x 115 mm, CC;
159040505 - Tipo 04, Ø3,0 x 95 mm, BR;	159130309 - Tipo 13, Ø2,5 x 115 mm, INC;
159040506 - Tipo 04, Ø3,0 x 95 mm, CC;	159130310 - Tipo 13, Ø2,5 x 115 mm, RPC;
159040509 - Tipo 04, Ø3,0 x 95 mm, INC;	159130401 - Tipo 13, Ø3,0 x 80 mm, APC;
159040510 - Tipo 04, Ø3,0 x 95 mm, RPC;	159130402 - Tipo 13, Ø3,0 x 80 mm, APCR;
159040601 - Tipo 04, Ø3,0 x 115 mm, APC;	159130403 - Tipo 13, Ø3,0 x 80 mm, BA;
159040602 - Tipo 04, Ø3,0 x 115 mm, APCR;	159130404 - Tipo 13, Ø3,0 x 80 mm, BO;
159040603 - Tipo 04, Ø3,0 x 115 mm, BA;	159130405 - Tipo 13, Ø3,0 x 80 mm, BR;
159040604 - Tipo 04, Ø3,0 x 115 mm, BO;	159130406 - Tipo 13, Ø3,0 x 80 mm, CC;
159040605 - Tipo 04, Ø3,0 x 115 mm, BR;	159130409 - Tipo 13, Ø3,0 x 80 mm, INC;
159040606 - Tipo 04, Ø3,0 x 115 mm, CC;	159130410 - Tipo 13, Ø3,0 x 80 mm, RPC;
159040609 - Tipo 04, Ø3,0 x 115 mm, INC;	159130501 - Tipo 13, Ø3,0 x 95 mm, APC;
159040610 - Tipo 04, Ø3,0 x 115 mm, RPC;	159130502 - Tipo 13, Ø3,0 x 95 mm, APCR;
159040701 - Tipo 04, Ø3,5 x 80 mm, APC;	159130503 - Tipo 13, Ø3,0 x 95 mm, BA;
159040702 - Tipo 04, Ø3,5 x 80 mm, APCR;	159130504 - Tipo 13, Ø3,0 x 95 mm, BO;
159040703 - Tipo 04, Ø3,5 x 80 mm, BA;	159130505 - Tipo 13, Ø3,0 x 95 mm, BR;
159040704 - Tipo 04, Ø3,5 x 80 mm, BO;	159130506 - Tipo 13, Ø3,0 x 95 mm, CC;
159040705 - Tipo 04, Ø3,5 x 80 mm, BR;	159130509 - Tipo 13, Ø3,0 x 95 mm, INC;
159040706 - Tipo 04, Ø3,5 x 80 mm, CC;	159130510 - Tipo 13, Ø3,0 x 95 mm, RPC;
159040709 - Tipo 04, Ø3,5 x 80 mm, INC;	159130601 - Tipo 13, Ø3,0 x 115 mm, APC;
159040710 - Tipo 04, Ø3,5 x 80 mm, RPC;	159130602 - Tipo 13, Ø3,0 x 115 mm, APCR;
159040801 - Tipo 04, Ø3,5 x 95 mm, APC;	159130603 - Tipo 13, Ø3,0 x 115 mm, BA;

159040802 - Tipo 04, Ø3,5 x 95 mm, APCR;	159130604 - Tipo 13, Ø3,0 x 115 mm, BO;
159040803 - Tipo 04, Ø3,5 x 95 mm, BA;	159130605 - Tipo 13, Ø3,0 x 115 mm, BR;
159040804 - Tipo 04, Ø3,5 x 95 mm, BO;	159130606 - Tipo 13, Ø3,0 x 115 mm, CC;
159040805 - Tipo 04, Ø3,5 x 95 mm, BR;	159130609 - Tipo 13, Ø3,0 x 115 mm, INC;
159040806 - Tipo 04, Ø3,5 x 95 mm, CC;	159130610 - Tipo 13, Ø3,0 x 115 mm, RPC;
159040809 - Tipo 04, Ø3,5 x 95 mm, INC;	159130701 - Tipo 13, Ø3,5 x 80 mm, APC;
159040810 - Tipo 04, Ø3,5 x 95 mm, RPC;	159130702 - Tipo 13, Ø3,5 x 80 mm, APCR;
159040901 - Tipo 04, Ø3,5 x 115 mm, APC;	159130703 - Tipo 13, Ø3,5 x 80 mm, BA;
159040902 - Tipo 04, Ø3,5 x 115 mm, APCR;	159130704 - Tipo 13, Ø3,5 x 80 mm, BO;
159040903 - Tipo 04, Ø3,5 x 115 mm, BA;	159130705 - Tipo 13, Ø3,5 x 80 mm, BR;
159040904 - Tipo 04, Ø3,5 x 115 mm, BO;	159130706 - Tipo 13, Ø3,5 x 80 mm, CC;
159040905 - Tipo 04, Ø3,5 x 115 mm, BR;	159130709 - Tipo 13, Ø3,5 x 80 mm, INC;
159040906 - Tipo 04, Ø3,5 x 115 mm, CC;	159130710 - Tipo 13, Ø3,5 x 80 mm, RPC;
159040909 - Tipo 04, Ø3,5 x 115 mm, INC;	159130801 - Tipo 13, Ø3,5 x 95 mm, APC;
159040910 - Tipo 04, Ø3,5 x 115 mm, RPC;	159130802 - Tipo 13, Ø3,5 x 95 mm, APCR;
159050101 - Tipo 05, Ø2,5 x 80 mm, APC;	159130803 - Tipo 13, Ø3,5 x 95 mm, BA;
159050102 - Tipo 05, Ø2,5 x 80 mm, APCR;	159130804 - Tipo 13, Ø3,5 x 95 mm, BO;
159050103 - Tipo 05, Ø2,5 x 80 mm, BA;	159130805 - Tipo 13, Ø3,5 x 95 mm, BR;
159050104 - Tipo 05, Ø2,5 x 80 mm, BO;	159130806 - Tipo 13, Ø3,5 x 95 mm, CC;
159050105 - Tipo 05, Ø2,5 x 80 mm, BR;	159130809 - Tipo 13, Ø3,5 x 95 mm, INC;
159050106 - Tipo 05, Ø2,5 x 80 mm, CC;	159130810 - Tipo 13, Ø3,5 x 95 mm, RPC;
159050109 - Tipo 05, Ø2,5 x 80 mm, INC;	159130901 - Tipo 13, Ø3,5 x 115 mm, APC;
159050110 - Tipo 05, Ø2,5 x 80 mm, RPC;	159130902 - Tipo 13, Ø3,5 x 115 mm, APCR;
159050201 - Tipo 05, Ø2,5 x 95 mm, APC;	159130903 - Tipo 13, Ø3,5 x 115 mm, BA;
159050202 - Tipo 05, Ø2,5 x 95 mm, APCR;	159130904 - Tipo 13, Ø3,5 x 115 mm, BO;
159050203 - Tipo 05, Ø2,5 x 95 mm, BA;	159130905 - Tipo 13, Ø3,5 x 115 mm, BR;
159050204 - Tipo 05, Ø2,5 x 95 mm, BO;	159130906 - Tipo 13, Ø3,5 x 115 mm, CC;
159050205 - Tipo 05, Ø2,5 x 95 mm, BR;	159130909 - Tipo 13, Ø3,5 x 115 mm, INC;
159050206 - Tipo 05, Ø2,5 x 95 mm, CC;	159130910 - Tipo 13, Ø3,5 x 115 mm, RPC;
159050209 - Tipo 05, Ø2,5 x 95 mm, INC;	159140101 - Tipo 14, Ø2,5 x 80 mm, APC;
159050210 - Tipo 05, Ø2,5 x 95 mm, RPC;	159140102 - Tipo 14, Ø2,5 x 80 mm, APCR;
159050301 - Tipo 05, Ø2,5 x 115 mm, APC;	159140103 - Tipo 14, Ø2,5 x 80 mm, BA;
159050302 - Tipo 05, Ø2,5 x 115 mm, APCR;	159140104 - Tipo 14, Ø2,5 x 80 mm, BO;
159050303 - Tipo 05, Ø2,5 x 115 mm, BA;	159140105 - Tipo 14, Ø2,5 x 80 mm, BR;
159050304 - Tipo 05, Ø2,5 x 115 mm, BO;	159140106 - Tipo 14, Ø2,5 x 80 mm, CC;
159050305 - Tipo 05, Ø2,5 x 115 mm, BR;	159140109 - Tipo 14, Ø2,5 x 80 mm, INC;
159050306 - Tipo 05, Ø2,5 x 115 mm, CC;	159140110 - Tipo 14, Ø2,5 x 80 mm, RPC;
159050309 - Tipo 05, Ø2,5 x 115 mm, INC;	159140201 - Tipo 14, Ø2,5 x 95 mm, APC;
159050310 - Tipo 05, Ø2,5 x 115 mm, RPC;	159140202 - Tipo 14, Ø2,5 x 95 mm, APCR;
159050401 - Tipo 05, Ø3,0 x 80 mm, APC;	159140203 - Tipo 14, Ø2,5 x 95 mm, BA;
159050402 - Tipo 05, Ø3,0 x 80 mm, APCR;	159140204 - Tipo 14, Ø2,5 x 95 mm, BO;
159050403 - Tipo 05, Ø3,0 x 80 mm, BA;	159140205 - Tipo 14, Ø2,5 x 95 mm, BR;
159050404 - Tipo 05, Ø3,0 x 80 mm, BO;	159140206 - Tipo 14, Ø2,5 x 95 mm, CC;
159050405 - Tipo 05, Ø3,0 x 80 mm, BR;	159140209 - Tipo 14, Ø2,5 x 95 mm, INC;
159050406 - Tipo 05, Ø3,0 x 80 mm, CC;	159140210 - Tipo 14, Ø2,5 x 95 mm, RPC;
159050409 - Tipo 05, Ø3,0 x 80 mm, INC;	159140301 - Tipo 14, Ø2,5 x 115 mm, APC;

159050410 - Tipo 05, Ø3,0 x 80 mm, RPC;	159140302 - Tipo 14, Ø2,5 x 115 mm, APCR;
159050501 - Tipo 05, Ø3,0 x 95 mm, APC;	159140303 - Tipo 14, Ø2,5 x 115 mm, BA;
159050502 - Tipo 05, Ø3,0 x 95 mm, APCR;	159140304 - Tipo 14, Ø2,5 x 115 mm, BO;
159050503 - Tipo 05, Ø3,0 x 95 mm, BA;	159140305 - Tipo 14, Ø2,5 x 115 mm, BR;
159050504 - Tipo 05, Ø3,0 x 95 mm, BO;	159140306 - Tipo 14, Ø2,5 x 115 mm, CC;
159050505 - Tipo 05, Ø3,0 x 95 mm, BR;	159140309 - Tipo 14, Ø2,5 x 115 mm, INC;
159050506 - Tipo 05, Ø3,0 x 95 mm, CC;	159140310 - Tipo 14, Ø2,5 x 115 mm, RPC;
159050509 - Tipo 05, Ø3,0 x 95 mm, INC;	159140401 - Tipo 14, Ø3,0 x 80 mm, APC;
159050510 - Tipo 05, Ø3,0 x 95 mm, RPC;	159140402 - Tipo 14, Ø3,0 x 80 mm, APCR;
159050601 - Tipo 05, Ø3,0 x 115 mm, APC;	159140403 - Tipo 14, Ø3,0 x 80 mm, BA;
159050602 - Tipo 05, Ø3,0 x 115 mm, APCR;	159140404 - Tipo 14, Ø3,0 x 80 mm, BO;
159050603 - Tipo 05, Ø3,0 x 115 mm, BA;	159140405 - Tipo 14, Ø3,0 x 80 mm, BR;
159050604 - Tipo 05, Ø3,0 x 115 mm, BO;	159140406 - Tipo 14, Ø3,0 x 80 mm, CC;
159050605 - Tipo 05, Ø3,0 x 115 mm, BR;	159140409 - Tipo 14, Ø3,0 x 80 mm, INC;
159050606 - Tipo 05, Ø3,0 x 115 mm, CC;	159140410 - Tipo 14, Ø3,0 x 80 mm, RPC;
159050609 - Tipo 05, Ø3,0 x 115 mm, INC;	159140501 - Tipo 14, Ø3,0 x 95 mm, APC;
159050610 - Tipo 05, Ø3,0 x 115 mm, RPC;	159140502 - Tipo 14, Ø3,0 x 95 mm, APCR;
159050701 - Tipo 05, Ø3,5 x 80 mm, APC;	159140503 - Tipo 14, Ø3,0 x 95 mm, BA;
159050702 - Tipo 05, Ø3,5 x 80 mm, APCR;	159140504 - Tipo 14, Ø3,0 x 95 mm, BO;
159050703 - Tipo 05, Ø3,5 x 80 mm, BA;	159140505 - Tipo 14, Ø3,0 x 95 mm, BR;
159050704 - Tipo 05, Ø3,5 x 80 mm, BO;	159140506 - Tipo 14, Ø3,0 x 95 mm, CC;
159050705 - Tipo 05, Ø3,5 x 80 mm, BR;	159140509 - Tipo 14, Ø3,0 x 95 mm, INC;
159050706 - Tipo 05, Ø3,5 x 80 mm, CC;	159140510 - Tipo 14, Ø3,0 x 95 mm, RPC;
159050709 - Tipo 05, Ø3,5 x 80 mm, INC;	159140601 - Tipo 14, Ø3,0 x 115 mm, APC;
159050710 - Tipo 05, Ø3,5 x 80 mm, RPC;	159140602 - Tipo 14, Ø3,0 x 115 mm, APCR;
159050801 - Tipo 05, Ø3,5 x 95 mm, APC;	159140603 - Tipo 14, Ø3,0 x 115 mm, BA;
159050802 - Tipo 05, Ø3,5 x 95 mm, APCR;	159140604 - Tipo 14, Ø3,0 x 115 mm, BO;
159050803 - Tipo 05, Ø3,5 x 95 mm, BA;	159140605 - Tipo 14, Ø3,0 x 115 mm, BR;
159050804 - Tipo 05, Ø3,5 x 95 mm, BO;	159140606 - Tipo 14, Ø3,0 x 115 mm, CC;
159050805 - Tipo 05, Ø3,5 x 95 mm, BR;	159140609 - Tipo 14, Ø3,0 x 115 mm, INC;
159050806 - Tipo 05, Ø3,5 x 95 mm, CC;	159140610 - Tipo 14, Ø3,0 x 115 mm, RPC;
159050809 - Tipo 05, Ø3,5 x 95 mm, INC;	159140701 - Tipo 14, Ø3,5 x 80 mm, APC;
159050810 - Tipo 05, Ø3,5 x 95 mm, RPC;	159140702 - Tipo 14, Ø3,5 x 80 mm, APCR;
159050901 - Tipo 05, Ø3,5 x 115 mm, APC;	159140703 - Tipo 14, Ø3,5 x 80 mm, BA;
159050902 - Tipo 05, Ø3,5 x 115 mm, APCR;	159140704 - Tipo 14, Ø3,5 x 80 mm, BO;
159050903 - Tipo 05, Ø3,5 x 115 mm, BA;	159140705 - Tipo 14, Ø3,5 x 80 mm, BR;
159050904 - Tipo 05, Ø3,5 x 115 mm, BO;	159140706 - Tipo 14, Ø3,5 x 80 mm, CC;
159050905 - Tipo 05, Ø3,5 x 115 mm, BR;	159140709 - Tipo 14, Ø3,5 x 80 mm, INC;
159050906 - Tipo 05, Ø3,5 x 115 mm, CC;	159140710 - Tipo 14, Ø3,5 x 80 mm, RPC;
159050909 - Tipo 05, Ø3,5 x 115 mm, INC;	159140801 - Tipo 14, Ø3,5 x 95 mm, APC;
159050910 - Tipo 05, Ø3,5 x 115 mm, RPC;	159140802 - Tipo 14, Ø3,5 x 95 mm, APCR;
159060101 - Tipo 06, Ø2,5 x 80 mm, APC;	159140803 - Tipo 14, Ø3,5 x 95 mm, BA;
159060102 - Tipo 06, Ø2,5 x 80 mm, APCR;	159140804 - Tipo 14, Ø3,5 x 95 mm, BO;
159060103 - Tipo 06, Ø2,5 x 80 mm, BA;	159140805 - Tipo 14, Ø3,5 x 95 mm, BR;
159060104 - Tipo 06, Ø2,5 x 80 mm, BO;	159140806 - Tipo 14, Ø3,5 x 95 mm, CC;
159060105 - Tipo 06, Ø2,5 x 80 mm, BR;	159140809 - Tipo 14, Ø3,5 x 95 mm, INC;

159060106 - Tipo 06, Ø2,5 x 80 mm, CC;	159140810 - Tipo 14, Ø3,5 x 95 mm, RPC;
159060109 - Tipo 06, Ø2,5 x 80 mm, INC;	159140901 - Tipo 14, Ø3,5 x 115 mm, APC;
159060110 - Tipo 06, Ø2,5 x 80 mm, RPC;	159140902 - Tipo 14, Ø3,5 x 115 mm, APCR;
159060201 - Tipo 06, Ø2,5 x 95 mm, APC;	159140903 - Tipo 14, Ø3,5 x 115 mm, BA;
159060202 - Tipo 06, Ø2,5 x 95 mm, APCR;	159140904 - Tipo 14, Ø3,5 x 115 mm, BO;
159060203 - Tipo 06, Ø2,5 x 95 mm, BA;	159140905 - Tipo 14, Ø3,5 x 115 mm, BR;
159060204 - Tipo 06, Ø2,5 x 95 mm, BO;	159140906 - Tipo 14, Ø3,5 x 115 mm, CC;
159060205 - Tipo 06, Ø2,5 x 95 mm, BR;	159140909 - Tipo 14, Ø3,5 x 115 mm, INC;
159060206 - Tipo 06, Ø2,5 x 95 mm, CC;	159140910 - Tipo 14, Ø3,5 x 115 mm, RPC;
159060209 - Tipo 06, Ø2,5 x 95 mm, INC;	159150101 - Tipo 15, Ø2,5 x 80 mm, APC;
159060210 - Tipo 06, Ø2,5 x 95 mm, RPC;	159150102 - Tipo 15, Ø2,5 x 80 mm, APCR;
159060301 - Tipo 06, Ø2,5 x 115 mm, APC;	159150103 - Tipo 15, Ø2,5 x 80 mm, BA;
159060302 - Tipo 06, Ø2,5 x 115 mm, APCR;	159150104 - Tipo 15, Ø2,5 x 80 mm, BO;
159060303 - Tipo 06, Ø2,5 x 115 mm, BA;	159150105 - Tipo 15, Ø2,5 x 80 mm, BR;
159060304 - Tipo 06, Ø2,5 x 115 mm, BO;	159150106 - Tipo 15, Ø2,5 x 80 mm, CC;
159060305 - Tipo 06, Ø2,5 x 115 mm, BR;	159150109 - Tipo 15, Ø2,5 x 80 mm, INC;
159060306 - Tipo 06, Ø2,5 x 115 mm, CC;	159150110 - Tipo 15, Ø2,5 x 80 mm, RPC;
159060309 - Tipo 06, Ø2,5 x 115 mm, INC;	159150201 - Tipo 15, Ø2,5 x 95 mm, APC;
159060310 - Tipo 06, Ø2,5 x 115 mm, RPC;	159150202 - Tipo 15, Ø2,5 x 95 mm, APCR;
159060401 - Tipo 06, Ø3,0 x 80 mm, APC;	159150203 - Tipo 15, Ø2,5 x 95 mm, BA;
159060402 - Tipo 06, Ø3,0 x 80 mm, APCR;	159150204 - Tipo 15, Ø2,5 x 95 mm, BO;
159060403 - Tipo 06, Ø3,0 x 80 mm, BA;	159150205 - Tipo 15, Ø2,5 x 95 mm, BR;
159060404 - Tipo 06, Ø3,0 x 80 mm, BO;	159150206 - Tipo 15, Ø2,5 x 95 mm, CC;
159060405 - Tipo 06, Ø3,0 x 80 mm, BR;	159150209 - Tipo 15, Ø2,5 x 95 mm, INC;
159060406 - Tipo 06, Ø3,0 x 80 mm, CC;	159150210 - Tipo 15, Ø2,5 x 95 mm, RPC;
159060409 - Tipo 06, Ø3,0 x 80 mm, INC;	159150301 - Tipo 15, Ø2,5 x 115 mm, APC;
159060410 - Tipo 06, Ø3,0 x 80 mm, RPC;	159150302 - Tipo 15, Ø2,5 x 115 mm, APCR;
159060501 - Tipo 06, Ø3,0 x 95 mm, APC;	159150303 - Tipo 15, Ø2,5 x 115 mm, BA;
159060502 - Tipo 06, Ø3,0 x 95 mm, APCR;	159150304 - Tipo 15, Ø2,5 x 115 mm, BO;
159060503 - Tipo 06, Ø3,0 x 95 mm, BA;	159150305 - Tipo 15, Ø2,5 x 115 mm, BR;
159060504 - Tipo 06, Ø3,0 x 95 mm, BO;	159150306 - Tipo 15, Ø2,5 x 115 mm, CC;
159060505 - Tipo 06, Ø3,0 x 95 mm, BR;	159150309 - Tipo 15, Ø2,5 x 115 mm, INC;
159060506 - Tipo 06, Ø3,0 x 95 mm, CC;	159150310 - Tipo 15, Ø2,5 x 115 mm, RPC;
159060509 - Tipo 06, Ø3,0 x 95 mm, INC;	159150401 - Tipo 15, Ø3,0 x 80 mm, APC;
159060510 - Tipo 06, Ø3,0 x 95 mm, RPC;	159150402 - Tipo 15, Ø3,0 x 80 mm, APCR;
159060601 - Tipo 06, Ø3,0 x 115 mm, APC;	159150403 - Tipo 15, Ø3,0 x 80 mm, BA;
159060602 - Tipo 06, Ø3,0 x 115 mm, APCR;	159150404 - Tipo 15, Ø3,0 x 80 mm, BO;
159060603 - Tipo 06, Ø3,0 x 115 mm, BA;	159150405 - Tipo 15, Ø3,0 x 80 mm, BR;
159060604 - Tipo 06, Ø3,0 x 115 mm, BO;	159150406 - Tipo 15, Ø3,0 x 80 mm, CC;
159060605 - Tipo 06, Ø3,0 x 115 mm, BR;	159150409 - Tipo 15, Ø3,0 x 80 mm, INC;
159060606 - Tipo 06, Ø3,0 x 115 mm, CC;	159150410 - Tipo 15, Ø3,0 x 80 mm, RPC;
159060609 - Tipo 06, Ø3,0 x 115 mm, INC;	159150501 - Tipo 15, Ø3,0 x 95 mm, APC;
159060610 - Tipo 06, Ø3,0 x 115 mm, RPC;	159150502 - Tipo 15, Ø3,0 x 95 mm, APCR;
159060701 - Tipo 06, Ø3,5 x 80 mm, APC;	159150503 - Tipo 15, Ø3,0 x 95 mm, BA;
159060702 - Tipo 06, Ø3,5 x 80 mm, APCR;	159150504 - Tipo 15, Ø3,0 x 95 mm, BO;
159060703 - Tipo 06, Ø3,5 x 80 mm, BA;	159150505 - Tipo 15, Ø3,0 x 95 mm, BR;

159060704 - Tipo 06, Ø3,5 x 80 mm, BO;	159150506 - Tipo 15, Ø3,0 x 95 mm, CC;
159060705 - Tipo 06, Ø3,5 x 80 mm, BR;	159150509 - Tipo 15, Ø3,0 x 95 mm, INC;
159060706 - Tipo 06, Ø3,5 x 80 mm, CC;	159150510 - Tipo 15, Ø3,0 x 95 mm, RPC;
159060709 - Tipo 06, Ø3,5 x 80 mm, INC;	159150601 - Tipo 15, Ø3,0 x 115 mm, APC;
159060710 - Tipo 06, Ø3,5 x 80 mm, RPC;	159150602 - Tipo 15, Ø3,0 x 115 mm, APCR;
159060801 - Tipo 06, Ø3,5 x 95 mm, APC;	159150603 - Tipo 15, Ø3,0 x 115 mm, BA;
159060802 - Tipo 06, Ø3,5 x 95 mm, APCR;	159150604 - Tipo 15, Ø3,0 x 115 mm, BO;
159060803 - Tipo 06, Ø3,5 x 95 mm, BA;	159150605 - Tipo 15, Ø3,0 x 115 mm, BR;
159060804 - Tipo 06, Ø3,5 x 95 mm, BO;	159150606 - Tipo 15, Ø3,0 x 115 mm, CC;
159060805 - Tipo 06, Ø3,5 x 95 mm, BR;	159150609 - Tipo 15, Ø3,0 x 115 mm, INC;
159060806 - Tipo 06, Ø3,5 x 95 mm, CC;	159150610 - Tipo 15, Ø3,0 x 115 mm, RPC;
159060809 - Tipo 06, Ø3,5 x 95 mm, INC;	159150701 - Tipo 15, Ø3,5 x 80 mm, APC;
159060810 - Tipo 06, Ø3,5 x 95 mm, RPC;	159150702 - Tipo 15, Ø3,5 x 80 mm, APCR;
159060901 - Tipo 06, Ø3,5 x 115 mm, APC;	159150703 - Tipo 15, Ø3,5 x 80 mm, BA;
159060902 - Tipo 06, Ø3,5 x 115 mm, APCR;	159150704 - Tipo 15, Ø3,5 x 80 mm, BO;
159060903 - Tipo 06, Ø3,5 x 115 mm, BA;	159150705 - Tipo 15, Ø3,5 x 80 mm, BR;
159060904 - Tipo 06, Ø3,5 x 115 mm, BO;	159150706 - Tipo 15, Ø3,5 x 80 mm, CC;
159060905 - Tipo 06, Ø3,5 x 115 mm, BR;	159150709 - Tipo 15, Ø3,5 x 80 mm, INC;
159060906 - Tipo 06, Ø3,5 x 115 mm, CC;	159150710 - Tipo 15, Ø3,5 x 80 mm, RPC;
159060909 - Tipo 06, Ø3,5 x 115 mm, INC;	159150801 - Tipo 15, Ø3,5 x 95 mm, APC;
159060910 - Tipo 06, Ø3,5 x 115 mm, RPC;	159150802 - Tipo 15, Ø3,5 x 95 mm, APCR;
159070101 - Tipo 07, Ø2,5 x 80 mm, APC;	159150803 - Tipo 15, Ø3,5 x 95 mm, BA;
159070102 - Tipo 07, Ø2,5 x 80 mm, APCR;	159150804 - Tipo 15, Ø3,5 x 95 mm, BO;
159070103 - Tipo 07, Ø2,5 x 80 mm, BA;	159150805 - Tipo 15, Ø3,5 x 95 mm, BR;
159070104 - Tipo 07, Ø2,5 x 80 mm, BO;	159150806 - Tipo 15, Ø3,5 x 95 mm, CC;
159070105 - Tipo 07, Ø2,5 x 80 mm, BR;	159150809 - Tipo 15, Ø3,5 x 95 mm, INC;
159070106 - Tipo 07, Ø2,5 x 80 mm, CC;	159150810 - Tipo 15, Ø3,5 x 95 mm, RPC;
159070109 - Tipo 07, Ø2,5 x 80 mm, INC;	159150901 - Tipo 15, Ø3,5 x 115 mm, APC;
159070110 - Tipo 07, Ø2,5 x 80 mm, RPC;	159150902 - Tipo 15, Ø3,5 x 115 mm, APCR;
159070201 - Tipo 07, Ø2,5 x 95 mm, APC;	159150903 - Tipo 15, Ø3,5 x 115 mm, BA;
159070202 - Tipo 07, Ø2,5 x 95 mm, APCR;	159150904 - Tipo 15, Ø3,5 x 115 mm, BO;
159070203 - Tipo 07, Ø2,5 x 95 mm, BA;	159150905 - Tipo 15, Ø3,5 x 115 mm, BR;
159070204 - Tipo 07, Ø2,5 x 95 mm, BO;	159150906 - Tipo 15, Ø3,5 x 115 mm, CC;
159070205 - Tipo 07, Ø2,5 x 95 mm, BR;	159150909 - Tipo 15, Ø3,5 x 115 mm, INC;
159070206 - Tipo 07, Ø2,5 x 95 mm, CC;	159150910 - Tipo 15, Ø3,5 x 115 mm, RPC;
159070209 - Tipo 07, Ø2,5 x 95 mm, INC;	159160101 - Tipo 16, Ø2,5 x 80 mm, APC;
159070210 - Tipo 07, Ø2,5 x 95 mm, RPC;	159160102 - Tipo 16, Ø2,5 x 80 mm, APCR;
159070301 - Tipo 07, Ø2,5 x 115 mm, APC;	159160103 - Tipo 16, Ø2,5 x 80 mm, BA;
159070302 - Tipo 07, Ø2,5 x 115 mm, APCR;	159160104 - Tipo 16, Ø2,5 x 80 mm, BO;
159070303 - Tipo 07, Ø2,5 x 115 mm, BA;	159160105 - Tipo 16, Ø2,5 x 80 mm, BR;
159070304 - Tipo 07, Ø2,5 x 115 mm, BO;	159160106 - Tipo 16, Ø2,5 x 80 mm, CC;
159070305 - Tipo 07, Ø2,5 x 115 mm, BR;	159160109 - Tipo 16, Ø2,5 x 80 mm, INC;
159070306 - Tipo 07, Ø2,5 x 115 mm, CC;	159160110 - Tipo 16, Ø2,5 x 80 mm, RPC;
159070309 - Tipo 07, Ø2,5 x 115 mm, INC;	159160201 - Tipo 16, Ø2,5 x 95 mm, APC;
159070310 - Tipo 07, Ø2,5 x 115 mm, RPC;	159160202 - Tipo 16, Ø2,5 x 95 mm, APCR;
159070401 - Tipo 07, Ø3,0 x 80 mm, APC;	159160203 - Tipo 16, Ø2,5 x 95 mm, BA;

159070402 - Tipo 07, Ø3,0 x 80 mm, APCR;	159160204 - Tipo 16, Ø2,5 x 95 mm, BO;
159070403 - Tipo 07, Ø3,0 x 80 mm, BA;	159160205 - Tipo 16, Ø2,5 x 95 mm, BR;
159070404 - Tipo 07, Ø3,0 x 80 mm, BO;	159160206 - Tipo 16, Ø2,5 x 95 mm, CC;
159070405 - Tipo 07, Ø3,0 x 80 mm, BR;	159160209 - Tipo 16, Ø2,5 x 95 mm, INC;
159070406 - Tipo 07, Ø3,0 x 80 mm, CC;	159160210 - Tipo 16, Ø2,5 x 95 mm, RPC;
159070409 - Tipo 07, Ø3,0 x 80 mm, INC;	159160301 - Tipo 16, Ø2,5 x 115 mm, APC;
159070410 - Tipo 07, Ø3,0 x 80 mm, RPC;	159160302 - Tipo 16, Ø2,5 x 115 mm, APCR;
159070501 - Tipo 07, Ø3,0 x 95 mm, APC;	159160303 - Tipo 16, Ø2,5 x 115 mm, BA;
159070502 - Tipo 07, Ø3,0 x 95 mm, APCR;	159160304 - Tipo 16, Ø2,5 x 115 mm, BO;
159070503 - Tipo 07, Ø3,0 x 95 mm, BA;	159160305 - Tipo 16, Ø2,5 x 115 mm, BR;
159070504 - Tipo 07, Ø3,0 x 95 mm, BO;	159160306 - Tipo 16, Ø2,5 x 115 mm, CC;
159070505 - Tipo 07, Ø3,0 x 95 mm, BR;	159160309 - Tipo 16, Ø2,5 x 115 mm, INC;
159070506 - Tipo 07, Ø3,0 x 95 mm, CC;	159160310 - Tipo 16, Ø2,5 x 115 mm, RPC;
159070509 - Tipo 07, Ø3,0 x 95 mm, INC;	159160401 - Tipo 16, Ø3,0 x 80 mm, APC;
159070510 - Tipo 07, Ø3,0 x 95 mm, RPC;	159160402 - Tipo 16, Ø3,0 x 80 mm, APCR;
159070601 - Tipo 07, Ø3,0 x 115 mm, APC;	159160403 - Tipo 16, Ø3,0 x 80 mm, BA;
159070602 - Tipo 07, Ø3,0 x 115 mm, APCR;	159160404 - Tipo 16, Ø3,0 x 80 mm, BO;
159070603 - Tipo 07, Ø3,0 x 115 mm, BA;	159160405 - Tipo 16, Ø3,0 x 80 mm, BR;
159070604 - Tipo 07, Ø3,0 x 115 mm, BO;	159160406 - Tipo 16, Ø3,0 x 80 mm, CC;
159070605 - Tipo 07, Ø3,0 x 115 mm, BR;	159160409 - Tipo 16, Ø3,0 x 80 mm, INC;
159070606 - Tipo 07, Ø3,0 x 115 mm, CC;	159160410 - Tipo 16, Ø3,0 x 80 mm, RPC;
159070609 - Tipo 07, Ø3,0 x 115 mm, INC;	159160501 - Tipo 16, Ø3,0 x 95 mm, APC;
159070610 - Tipo 07, Ø3,0 x 115 mm, RPC;	159160502 - Tipo 16, Ø3,0 x 95 mm, APCR;
159070701 - Tipo 07, Ø3,5 x 80 mm, APC;	159160503 - Tipo 16, Ø3,0 x 95 mm, BA;
159070702 - Tipo 07, Ø3,5 x 80 mm, APCR;	159160504 - Tipo 16, Ø3,0 x 95 mm, BO;
159070703 - Tipo 07, Ø3,5 x 80 mm, BA;	159160505 - Tipo 16, Ø3,0 x 95 mm, BR;
159070704 - Tipo 07, Ø3,5 x 80 mm, BO;	159160506 - Tipo 16, Ø3,0 x 95 mm, CC;
159070705 - Tipo 07, Ø3,5 x 80 mm, BR;	159160509 - Tipo 16, Ø3,0 x 95 mm, INC;
159070706 - Tipo 07, Ø3,5 x 80 mm, CC;	159160510 - Tipo 16, Ø3,0 x 95 mm, RPC;
159070709 - Tipo 07, Ø3,5 x 80 mm, INC;	159160601 - Tipo 16, Ø3,0 x 115 mm, APC;
159070710 - Tipo 07, Ø3,5 x 80 mm, RPC;	159160602 - Tipo 16, Ø3,0 x 115 mm, APCR;
159070801 - Tipo 07, Ø3,5 x 95 mm, APC;	159160603 - Tipo 16, Ø3,0 x 115 mm, BA;
159070802 - Tipo 07, Ø3,5 x 95 mm, APCR;	159160604 - Tipo 16, Ø3,0 x 115 mm, BO;
159070803 - Tipo 07, Ø3,5 x 95 mm, BA;	159160605 - Tipo 16, Ø3,0 x 115 mm, BR;
159070804 - Tipo 07, Ø3,5 x 95 mm, BO;	159160606 - Tipo 16, Ø3,0 x 115 mm, CC;
159070805 - Tipo 07, Ø3,5 x 95 mm, BR;	159160609 - Tipo 16, Ø3,0 x 115 mm, INC;
159070806 - Tipo 07, Ø3,5 x 95 mm, CC;	159160610 - Tipo 16, Ø3,0 x 115 mm, RPC;
159070809 - Tipo 07, Ø3,5 x 95 mm, INC;	159160701 - Tipo 16, Ø3,5 x 80 mm, APC;
159070810 - Tipo 07, Ø3,5 x 95 mm, RPC;	159160702 - Tipo 16, Ø3,5 x 80 mm, APCR;
159070901 - Tipo 07, Ø3,5 x 115 mm, APC;	159160703 - Tipo 16, Ø3,5 x 80 mm, BA;
159070902 - Tipo 07, Ø3,5 x 115 mm, APCR;	159160704 - Tipo 16, Ø3,5 x 80 mm, BO;
159070903 - Tipo 07, Ø3,5 x 115 mm, BA;	159160705 - Tipo 16, Ø3,5 x 80 mm, BR;
159070904 - Tipo 07, Ø3,5 x 115 mm, BO;	159160706 - Tipo 16, Ø3,5 x 80 mm, CC;
159070905 - Tipo 07, Ø3,5 x 115 mm, BR;	159160709 - Tipo 16, Ø3,5 x 80 mm, INC;
159070906 - Tipo 07, Ø3,5 x 115 mm, CC;	159160710 - Tipo 16, Ø3,5 x 80 mm, RPC;
159070909 - Tipo 07, Ø3,5 x 115 mm, INC;	159160801 - Tipo 16, Ø3,5 x 95 mm, APC;

159070910 - Tipo 07, Ø3,5 x 115 mm, RPC;	159160802 - Tipo 16, Ø3,5 x 95 mm, APCR;
159080101 - Tipo 08, Ø2,5 x 80 mm, APC;	159160803 - Tipo 16, Ø3,5 x 95 mm, BA;
159080102 - Tipo 08, Ø2,5 x 80 mm, APCR;	159160804 - Tipo 16, Ø3,5 x 95 mm, BO;
159080103 - Tipo 08, Ø2,5 x 80 mm, BA;	159160805 - Tipo 16, Ø3,5 x 95 mm, BR;
159080104 - Tipo 08, Ø2,5 x 80 mm, BO;	159160806 - Tipo 16, Ø3,5 x 95 mm, CC;
159080105 - Tipo 08, Ø2,5 x 80 mm, BR;	159160809 - Tipo 16, Ø3,5 x 95 mm, INC;
159080106 - Tipo 08, Ø2,5 x 80 mm, CC;	159160810 - Tipo 16, Ø3,5 x 95 mm, RPC;
159080109 - Tipo 08, Ø2,5 x 80 mm, INC;	159160901 - Tipo 16, Ø3,5 x 115 mm, APC;
159080110 - Tipo 08, Ø2,5 x 80 mm, RPC;	159160902 - Tipo 16, Ø3,5 x 115 mm, APCR;
159080201 - Tipo 08, Ø2,5 x 95 mm, APC;	159160903 - Tipo 16, Ø3,5 x 115 mm, BA;
159080202 - Tipo 08, Ø2,5 x 95 mm, APCR;	159160904 - Tipo 16, Ø3,5 x 115 mm, BO;
159080203 - Tipo 08, Ø2,5 x 95 mm, BA;	159160905 - Tipo 16, Ø3,5 x 115 mm, BR;
159080204 - Tipo 08, Ø2,5 x 95 mm, BO;	159160906 - Tipo 16, Ø3,5 x 115 mm, CC;
159080205 - Tipo 08, Ø2,5 x 95 mm, BR;	159160909 - Tipo 16, Ø3,5 x 115 mm, INC;
159080206 - Tipo 08, Ø2,5 x 95 mm, CC;	159160910 - Tipo 16, Ø3,5 x 115 mm, RPC;
159080209 - Tipo 08, Ø2,5 x 95 mm, INC;	159170101 - Tipo 17, Ø2,5 x 80 mm, APC;
159080210 - Tipo 08, Ø2,5 x 95 mm, RPC;	159170102 - Tipo 17, Ø2,5 x 80 mm, APCR;
159080301 - Tipo 08, Ø2,5 x 115 mm, APC;	159170103 - Tipo 17, Ø2,5 x 80 mm, BA;
159080302 - Tipo 08, Ø2,5 x 115 mm, APCR;	159170104 - Tipo 17, Ø2,5 x 80 mm, BO;
159080303 - Tipo 08, Ø2,5 x 115 mm, BA;	159170105 - Tipo 17, Ø2,5 x 80 mm, BR;
159080304 - Tipo 08, Ø2,5 x 115 mm, BO;	159170106 - Tipo 17, Ø2,5 x 80 mm, CC;
159080305 - Tipo 08, Ø2,5 x 115 mm, BR;	159170109 - Tipo 17, Ø2,5 x 80 mm, INC;
159080306 - Tipo 08, Ø2,5 x 115 mm, CC;	159170110 - Tipo 17, Ø2,5 x 80 mm, RPC;
159080309 - Tipo 08, Ø2,5 x 115 mm, INC;	159170201 - Tipo 17, Ø2,5 x 95 mm, APC;
159080310 - Tipo 08, Ø2,5 x 115 mm, RPC;	159170202 - Tipo 17, Ø2,5 x 95 mm, APCR;
159080401 - Tipo 08, Ø3,0 x 80 mm, APC;	159170203 - Tipo 17, Ø2,5 x 95 mm, BA;
159080402 - Tipo 08, Ø3,0 x 80 mm, APCR;	159170204 - Tipo 17, Ø2,5 x 95 mm, BO;
159080403 - Tipo 08, Ø3,0 x 80 mm, BA;	159170205 - Tipo 17, Ø2,5 x 95 mm, BR;
159080404 - Tipo 08, Ø3,0 x 80 mm, BO;	159170206 - Tipo 17, Ø2,5 x 95 mm, CC;
159080405 - Tipo 08, Ø3,0 x 80 mm, BR;	159170209 - Tipo 17, Ø2,5 x 95 mm, INC;
159080406 - Tipo 08, Ø3,0 x 80 mm, CC;	159170210 - Tipo 17, Ø2,5 x 95 mm, RPC;
159080409 - Tipo 08, Ø3,0 x 80 mm, INC;	159170301 - Tipo 17, Ø2,5 x 115 mm, APC;
159080410 - Tipo 08, Ø3,0 x 80 mm, RPC;	159170302 - Tipo 17, Ø2,5 x 115 mm, APCR;
159080501 - Tipo 08, Ø3,0 x 95 mm, APC;	159170303 - Tipo 17, Ø2,5 x 115 mm, BA;
159080502 - Tipo 08, Ø3,0 x 95 mm, APCR;	159170304 - Tipo 17, Ø2,5 x 115 mm, BO;
159080503 - Tipo 08, Ø3,0 x 95 mm, BA;	159170305 - Tipo 17, Ø2,5 x 115 mm, BR;
159080504 - Tipo 08, Ø3,0 x 95 mm, BO;	159170306 - Tipo 17, Ø2,5 x 115 mm, CC;
159080505 - Tipo 08, Ø3,0 x 95 mm, BR;	159170309 - Tipo 17, Ø2,5 x 115 mm, INC;
159080506 - Tipo 08, Ø3,0 x 95 mm, CC;	159170310 - Tipo 17, Ø2,5 x 115 mm, RPC;
159080509 - Tipo 08, Ø3,0 x 95 mm, INC;	159170401 - Tipo 17, Ø3,0 x 80 mm, APC;
159080510 - Tipo 08, Ø3,0 x 95 mm, RPC;	159170402 - Tipo 17, Ø3,0 x 80 mm, APCR;
159080601 - Tipo 08, Ø3,0 x 115 mm, APC;	159170403 - Tipo 17, Ø3,0 x 80 mm, BA;
159080602 - Tipo 08, Ø3,0 x 115 mm, APCR;	159170404 - Tipo 17, Ø3,0 x 80 mm, BO;
159080603 - Tipo 08, Ø3,0 x 115 mm, BA;	159170405 - Tipo 17, Ø3,0 x 80 mm, BR;
159080604 - Tipo 08, Ø3,0 x 115 mm, BO;	159170406 - Tipo 17, Ø3,0 x 80 mm, CC;
159080605 - Tipo 08, Ø3,0 x 115 mm, BR;	159170409 - Tipo 17, Ø3,0 x 80 mm, INC;

159080606 - Tipo 08, Ø3,0 x 115 mm, CC;	159170410 - Tipo 17, Ø3,0 x 80 mm, RPC;
159080609 - Tipo 08, Ø3,0 x 115 mm, INC;	159170501 - Tipo 17, Ø3,0 x 95 mm, APC;
159080610 - Tipo 08, Ø3,0 x 115 mm, RPC;	159170502 - Tipo 17, Ø3,0 x 95 mm, APCR;
159080701 - Tipo 08, Ø3,5 x 80 mm, APC;	159170503 - Tipo 17, Ø3,0 x 95 mm, BA;
159080702 - Tipo 08, Ø3,5 x 80 mm, APCR;	159170504 - Tipo 17, Ø3,0 x 95 mm, BO;
159080703 - Tipo 08, Ø3,5 x 80 mm, BA;	159170505 - Tipo 17, Ø3,0 x 95 mm, BR;
159080704 - Tipo 08, Ø3,5 x 80 mm, BO;	159170506 - Tipo 17, Ø3,0 x 95 mm, CC;
159080705 - Tipo 08, Ø3,5 x 80 mm, BR;	159170509 - Tipo 17, Ø3,0 x 95 mm, INC;
159080706 - Tipo 08, Ø3,5 x 80 mm, CC;	159170510 - Tipo 17, Ø3,0 x 95 mm, RPC;
159080709 - Tipo 08, Ø3,5 x 80 mm, INC;	159170601 - Tipo 17, Ø3,0 x 115 mm, APC;
159080710 - Tipo 08, Ø3,5 x 80 mm, RPC;	159170602 - Tipo 17, Ø3,0 x 115 mm, APCR;
159080801 - Tipo 08, Ø3,5 x 95 mm, APC;	159170603 - Tipo 17, Ø3,0 x 115 mm, BA;
159080802 - Tipo 08, Ø3,5 x 95 mm, APCR;	159170604 - Tipo 17, Ø3,0 x 115 mm, BO;
159080803 - Tipo 08, Ø3,5 x 95 mm, BA;	159170605 - Tipo 17, Ø3,0 x 115 mm, BR;
159080804 - Tipo 08, Ø3,5 x 95 mm, BO;	159170606 - Tipo 17, Ø3,0 x 115 mm, CC;
159080805 - Tipo 08, Ø3,5 x 95 mm, BR;	159170609 - Tipo 17, Ø3,0 x 115 mm, INC;
159080806 - Tipo 08, Ø3,5 x 95 mm, CC;	159170610 - Tipo 17, Ø3,0 x 115 mm, RPC;
159080809 - Tipo 08, Ø3,5 x 95 mm, INC;	159170701 - Tipo 17, Ø3,5 x 80 mm, APC;
159080810 - Tipo 08, Ø3,5 x 95 mm, RPC;	159170702 - Tipo 17, Ø3,5 x 80 mm, APCR;
159080901 - Tipo 08, Ø3,5 x 115 mm, APC;	159170703 - Tipo 17, Ø3,5 x 80 mm, BA;
159080902 - Tipo 08, Ø3,5 x 115 mm, APCR;	159170704 - Tipo 17, Ø3,5 x 80 mm, BO;
159080903 - Tipo 08, Ø3,5 x 115 mm, BA;	159170705 - Tipo 17, Ø3,5 x 80 mm, BR;
159080904 - Tipo 08, Ø3,5 x 115 mm, BO;	159170706 - Tipo 17, Ø3,5 x 80 mm, CC;
159080905 - Tipo 08, Ø3,5 x 115 mm, BR;	159170709 - Tipo 17, Ø3,5 x 80 mm, INC;
159080906 - Tipo 08, Ø3,5 x 115 mm, CC;	159170710 - Tipo 17, Ø3,5 x 80 mm, RPC;
159080909 - Tipo 08, Ø3,5 x 115 mm, INC;	159170801 - Tipo 17, Ø3,5 x 95 mm, APC;
159080910 - Tipo 08, Ø3,5 x 115 mm, RPC;	159170802 - Tipo 17, Ø3,5 x 95 mm, APCR;
159090101 - Tipo 09, Ø2,5 x 80 mm, APC;	159170803 - Tipo 17, Ø3,5 x 95 mm, BA;
159090102 - Tipo 09, Ø2,5 x 80 mm, APCR;	159170804 - Tipo 17, Ø3,5 x 95 mm, BO;
159090103 - Tipo 09, Ø2,5 x 80 mm, BA;	159170805 - Tipo 17, Ø3,5 x 95 mm, BR;
159090104 - Tipo 09, Ø2,5 x 80 mm, BO;	159170806 - Tipo 17, Ø3,5 x 95 mm, CC;
159090105 - Tipo 09, Ø2,5 x 80 mm, BR;	159170809 - Tipo 17, Ø3,5 x 95 mm, INC;
159090106 - Tipo 09, Ø2,5 x 80 mm, CC;	159170810 - Tipo 17, Ø3,5 x 95 mm, RPC;
159090109 - Tipo 09, Ø2,5 x 80 mm, INC;	159170901 - Tipo 17, Ø3,5 x 115 mm, APC;
159090110 - Tipo 09, Ø2,5 x 80 mm, RPC;	159170902 - Tipo 17, Ø3,5 x 115 mm, APCR;
159090201 - Tipo 09, Ø2,5 x 95 mm, APC;	159170903 - Tipo 17, Ø3,5 x 115 mm, BA;
159090202 - Tipo 09, Ø2,5 x 95 mm, APCR;	159170904 - Tipo 17, Ø3,5 x 115 mm, BO;
159090203 - Tipo 09, Ø2,5 x 95 mm, BA;	159170905 - Tipo 17, Ø3,5 x 115 mm, BR;
159090204 - Tipo 09, Ø2,5 x 95 mm, BO;	159170906 - Tipo 17, Ø3,5 x 115 mm, CC;
159090205 - Tipo 09, Ø2,5 x 95 mm, BR;	159170909 - Tipo 17, Ø3,5 x 115 mm, INC;
159090206 - Tipo 09, Ø2,5 x 95 mm, CC;	159170910 - Tipo 17, Ø3,5 x 115 mm, RPC;
159090209 - Tipo 09, Ø2,5 x 95 mm, INC;	159190106 - Tipo 19, Ø2,5 x 80 mm, CC;
159090210 - Tipo 09, Ø2,5 x 95 mm, RPC;	159190109 - Tipo 19, Ø2,5 x 80 mm, INC;
159090301 - Tipo 09, Ø2,5 x 115 mm, APC;	159190110 - Tipo 19, Ø2,5 x 80 mm, RPC;
159090302 - Tipo 09, Ø2,5 x 115 mm, APCR;	159190111 - Tipo 19, Ø2,5 x 80 mm, BD
159090303 - Tipo 09, Ø2,5 x 115 mm, BA;	159190405 - Tipo 19, Ø3,0 x 80 mm, BR;

159090304 - Tipo 09, Ø2,5 x 115 mm, BO;	159190706 - Tipo 19, Ø3,5 x 80 mm, CC;
159090305 - Tipo 09, Ø2,5 x 115 mm, BR;	159190709 - Tipo 19, Ø3,5 x 80 mm, INC;
159090306 - Tipo 09, Ø2,5 x 115 mm, CC;	159190710 - Tipo 19, Ø3,5 x 80 mm, RPC;
159090309 - Tipo 09, Ø2,5 x 115 mm, INC;	159190906 - Tipo 19, Ø3,5 x 115 mm, CC;
159090310 - Tipo 09, Ø2,5 x 115 mm, RPC;	159190909 - Tipo 19, Ø3,5 x 115 mm, INC;
159090401 - Tipo 09, Ø3,0 x 80 mm, APC;	159190910 - Tipo 19, Ø3,5 x 115 mm, RPC;
159090402 - Tipo 09, Ø3,0 x 80 mm, APCR;	159200102 - Tipo 20, Ø2,5 x 80 mm, APCR;
159090403 - Tipo 09, Ø3,0 x 80 mm, BA;	159200106 - Tipo 20, Ø2,5 x 80 mm, CC;
159090404 - Tipo 09, Ø3,0 x 80 mm, BO;	159200109 - Tipo 20, Ø2,5 x 80 mm, INC;
159090405 - Tipo 09, Ø3,0 x 80 mm, BR;	159200302 - Tipo 20, Ø2,5 x 115 mm, APCR;
159090406 - Tipo 09, Ø3,0 x 80 mm, CC;	159200306 - Tipo 20, Ø2,5 x 115 mm, CC;
159090409 - Tipo 09, Ø3,0 x 80 mm, INC;	159200309 - Tipo 20, Ø2,5 x 115 mm, INC;
159090410 - Tipo 09, Ø3,0 x 80 mm, RPC;	159200402 - Tipo 20, Ø3,0 x 80 mm, APCR;
159090501 - Tipo 09, Ø3,0 x 95 mm, APC;	159200406 - Tipo 20, Ø3,0 x 80 mm, CC;
159090502 - Tipo 09, Ø3,0 x 95 mm, APCR;	159200409 - Tipo 20, Ø3,0 x 80 mm, INC;
159090503 - Tipo 09, Ø3,0 x 95 mm, BA;	159200602 - Tipo 20, Ø3,0 x 115 mm, APCR;
159090504 - Tipo 09, Ø3,0 x 95 mm, BO;	159200606 - Tipo 20, Ø3,0 x 115 mm, CC;
159090505 - Tipo 09, Ø3,0 x 95 mm, BR;	159200609 - Tipo 20, Ø3,0 x 115 mm, INC;
159090506 - Tipo 09, Ø3,0 x 95 mm, CC;	159200702 - Tipo 20, Ø3,5 x 80 mm, APCR;
159090509 - Tipo 09, Ø3,0 x 95 mm, INC;	159200703 - Tipo 20, Ø3,5 x 80 mm, BA;
159090510 - Tipo 09, Ø3,0 x 95 mm, RPC;	159200704 - Tipo 20, Ø3,5 x 80 mm, BO;
159090601 - Tipo 09, Ø3,0 x 115 mm, APC;	159200705 - Tipo 20, Ø3,5 x 80 mm, BR;
159090602 - Tipo 09, Ø3,0 x 115 mm, APCR;	159200706 - Tipo 20, Ø3,5 x 80 mm, CC;
159090603 - Tipo 09, Ø3,0 x 115 mm, BA;	159200709 - Tipo 20, Ø3,5 x 80 mm, INC;
159090604 - Tipo 09, Ø3,0 x 115 mm, BO;	159200902 - Tipo 20, Ø3,5 x 115 mm, APCR;
159090605 - Tipo 09, Ø3,0 x 115 mm, BR;	159200903 - Tipo 20, Ø3,5 x 115 mm, BA;
159090606 - Tipo 09, Ø3,0 x 115 mm, CC;	159200904 - Tipo 20, Ø3,5 x 115 mm, BO;
159090609 - Tipo 09, Ø3,0 x 115 mm, INC;	159200905 - Tipo 20, Ø3,5 x 115 mm, BR;
159090610 - Tipo 09, Ø3,0 x 115 mm, RPC;	159200906 - Tipo 20, Ø3,5 x 115 mm, CC;
159090701 - Tipo 09, Ø3,5 x 80 mm, APC;	159200909 - Tipo 20, Ø3,5 x 115 mm, INC;
159090702 - Tipo 09, Ø3,5 x 80 mm, APCR;	159190101 - Tipo 19, Ø2,5 x 80 mm, APC;
159090703 - Tipo 09, Ø3,5 x 80 mm, BA;	159190406 - Tipo 19, Ø3,0 x 80 mm, CC;
159090704 - Tipo 09, Ø3,5 x 80 mm, BO;	159190412 - Tipo 19, Ø3,0 x 80 mm, BRSP;
159090705 - Tipo 09, Ø3,5 x 80 mm, BR;	159190413 - Tipo 19, Ø3,0 x 80 mm, CA;
159090706 - Tipo 09, Ø3,5 x 80 mm, CC;	159190605 - Tipo 19, Ø3,0 x 115 mm, BR;
159090709 - Tipo 09, Ø3,5 x 80 mm, INC;	159190701 - Tipo 19, Ø3,5 x 80 mm, APC;
159090710 - Tipo 09, Ø3,5 x 80 mm, RPC;	159190713 - Tipo 19, Ø3,5 x 80 mm, CA;
159090801 - Tipo 09, Ø3,5 x 95 mm, APC;	159190901 - Tipo 19, Ø3,5 x 115 mm, APC.
159090802 - Tipo 09, Ø3,5 x 95 mm, APCR;	