

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: CÂNULAS

NOME COMERCIAL: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO AT

Fabricante:

Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A.

Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo, São Carlos/SP

CEP: 13570-410

CNPJ: 13.533.397/0001-29 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: www.setormed.com.br

Telefone: (16) 3416-5398

Responsável Técnico:

Antonio C. B. Pontim – CREA-SP 0601343684

REGISTRO ANVISA Nº 80777280105

PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula de Debridação AT

Matéria Prima: Aço Inoxidável ASTM F899, Alumínio Liga 6351

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A Cânula de Debridação AT é apresentada em embalagem contendo 01 cânula composta por 01 lâmina interna e 01 lâmina externa, interconectadas com ponta de corte e um encaixe. A embalagem é devidamente rotulada e o produto acondicionado da seguinte maneira:

- Embalagem primária em Bandeja Blister de polietileno tereftalato (PET) com fechamento em Tyvek 1073B com laca, em conformidade com a norma ISO 11607.
- Embalagem secundária em caixa de papel cartão triplex;
- Embalagem terciária para proteção em filme poliolefinico de 19 g/m2.

2. Modelos Comerciais

Os modelos comerciais de Cânulas de Debridação AT podem ser consultados no **Anexo I** ao final desta Instrução de Uso. Para mais informações consultar os catálogos técnicos disponíveis no site da Setormed - <https://setormed.com.br/catalogos/>

3. Indicação de Uso/ Finalidade

As Cânulas de Debridação AT possuem a função de realizar debridação de tecidos moles, raspagem e perfuração de tecidos ósseos, em procedimentos cirúrgicos de ortopedia, coluna e otorrinolaringologia. O uso desse dispositivo médico é destinado a cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.

4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento é baseado na rotação da Cânula de Debridação AT quando conectada à peça de mão do Shaver, que permite à cânula realizar o corte e sucção de tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique a integridade da embalagem;
- Verifique a indicação de esterilização e o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a Cânula de Debridação AT à peça de mão, e esta ao Shaver, que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Teste primeiramente a Cânula de Debridação AT fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável. A Cânula de Debridação AT deve sempre ser utilizada na presença de fluido de irrigação;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a Cânula de Debridação AT, inutilize-a e descarte-a em lixo hospitalar.
- O Fabricante recomenda uso único.

6. Composição

Ponta da Lâmina (interna e externa) - Constituída em aço inoxidável ASTM F899 XM-16;

Corpo da lâmina (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899,

Traseira de conexão composta pelas seguintes matérias primas: Liga de Alumínio Série 6000, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

7. Esterilização

A Cânula de Debridação AT é fornecida na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 3 anos.

8. Condições de Armazenamento

- As Cânulas de Debridação AT devem ser armazenadas de forma a manter sua integridade. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.
- Recomenda-se que as Cânulas de Debridação AT sejam armazenadas em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, que possibilitem a limpeza e higienização diária. Garantir que o ambiente de armazenamento esteja livre de poeira ou contaminação particulada, que possam afetar a perfeita conservação do produto armazenado.
- Armazenar os produtos em local seco, com umidade relativa do ar até 65% e em temperatura ambiente, separados de instrumentais ou produtos de outras categorias.
- Evitar que sejam expostos diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (acima de 45°C).
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”, a fim de assegurar a prática de rotação de estoque para os produtos armazenados.

9. Condições de Transporte

- As Cânulas de Debridação AT devem ser transportadas de forma a garantir a integridade do produto e de sua embalagem até o recebimento.
- As Cânulas de Debridação AT devem ser transportadas em local seco (umidade relativa do ar até 65%) e convém que não sejam expostas diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (acima de 45°C), contaminação particulada, ou em contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas.
- Não colocar objetos pesados ou pontiagudos adjacentes ao produto, a fim de evitar dano à embalagem e consequente perda de esterilidade.

10. Condições de Manipulação

- O produto deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam conhecimento e experiência necessários para sua utilização, e conhecimento de manuseio de produtos estéreis.
- O produto não deve ser reutilizado e/ou reesterilizado, devendo ser descartado em LIXO HOSPITALAR após o uso.
- O descarte deve ser realizado seguindo a Resolução RDC nº 222/2018, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

RASTREABILIDADE

A Cânula de Debridação TP possui número de lote e o sistema de vendas integrado ao sistema de gestão da qualidade, o que possibilita o seu rastreio até o destino final, caso necessário.

11. Advertências

O usuário, antes de utilizar o produto, deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro:

- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não especifica a técnica cirúrgica mais indicada para cada caso. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente e caso clínico;
- Não utilize o produto que pareça danificado ou que apresente vibração excessiva;
- Durante o procedimento não utilize o dispositivo médico na ausência de meio de irrigação;
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da Cânula de Debridação AT;
- Cânulas de Debridação AT com vibração excessiva, ou utilizadas sem irrigação, podem aquecer e/ou causar aquecimento na peça de mão;
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas Cânulas de Debridação AT;
- Não toque a área de movimento da Cânula de Debridação AT com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano do dispositivo médico ou do equipamento.
- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta.
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis.
- O produto não deve ser reutilizado e/ou reesterilizado, devendo ser descartado em LIXO HOSPITALAR.
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas.
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, devendo ser mantida longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos.
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes.

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo.

- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

Necessidade de verificação do estado da embalagem e do estado de superfície do produto:

- As Cânulas de Debridação AT são embaladas em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora, que garante a esterilidade, seja violada ou aberta. Somente use se a Cânula de Debridação AT estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade.

Necessidade de desqualificação do produto no caso de acidentes de manuseio e transporte que restrinjam o uso:

- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem (blister) somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala.
- Qualquer produto que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que haja suspeita de ter sofrido dano, não deve ser utilizado e deve retornar ao fornecedor para análise.
- Procedimentos relacionados ao descarte:
- Procedimentos relacionados a descarte de produto desqualificado, de forma a assegurar sua inutilização para que não seja indevidamente reaproveitado:
- Descarte e não use a Cânula de Debridação AT fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade.
- Recomenda-se que a Cânula de Debridação AT seja descartada no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local).
- Para as Cânulas de Debridação AT que forem removidas da embalagem e inseridas dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizadas ou que tenham sido contaminadas por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário. Convém então que a

Cânula de Debridação AT seja descartada no lixo hospitalar conforme as normas da autoridade sanitária local.

- O descarte deve ser realizado seguindo-se as disposições da Resolução RDC nº 222/2018 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail sac@setormed.com.br solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail sac@setormed.com.br para notificações referentes ao produto.

16. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, seguir o Alerta de Instrução de Uso, que contém as informações necessárias para acesso à Instrução de Uso no site da Setormed, além de informações para solicitação do documento em formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.

As **Instruções de Uso** para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.setormed.com.br.

Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.

As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ANVISA.

Todas as Instruções de Uso possuem no rodapé, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.

Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.

Informações do Fornecedor:

SETORMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A

Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo, São Carlos/SP – CEP: 13570-410

Telefone: (16) 3416-5398

Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.

Instruções de Uso disponível em:

www.setormed.com.br

FQ-201

Revisão: 0001

Data: 06/12/2022

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Antonio C. B. Pontim – CREA-SP 0601343684

Anexo I – Modelos Comerciais

Tabela 1. Lista de Modelos Comerciais Cânula de Debridação AT

161010701 - Tipo 01 Ø4,2 x 130 mm, APC;	161091607 - Tipo 09 Ø5,5 x 130 mm, CM;
161010702 - Tipo 01 Ø4,2 x 130 mm, APCR;	161091608 - Tipo 09 Ø5,5 x 130 mm, CMA;
161010703 - Tipo 01 Ø4,2 x 130 mm, BA;	161091609 - Tipo 09 Ø5,5 x 130 mm, INC;
161010704 - Tipo 01 Ø4,2 x 130 mm, BO;	161091610 - Tipo 09 Ø5,5 x 130 mm, RPC;
161010705 - Tipo 01 Ø4,2 x 130 mm, BR;	161091701 - Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161010707 - Tipo 01 Ø4,2 x 130 mm, CM;	161091702 - Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161010708 - Tipo 01 Ø4,2 x 130 mm, CMA;	161091703 - Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161010709 - Tipo 01 Ø4,2 x 130 mm, INC;	161091704 - Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161010710 - Tipo 01 Ø4,2 x 130 mm, RPC;	161091705 - Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161010801 - Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, APC;	161091707 - Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161010802 - Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, APCR;	161091708 - Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161010803 - Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, BA;	161091709 - Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161010804 - Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, BO;	161091710 - Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161010805 - Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, BR;	161091801 - Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161010807 - Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, CM;	161091802 - Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161010808 - Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, CMA;	161091803 - Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161010809 - Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, INC;	161091804 - Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161010810 - Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, RPC;	161091805 - Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161010901 - Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, APC;	161091807 - Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161010902 - Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, APCR;	161091808 - Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161010903 - Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, BA;	161091809 - Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161010904 - Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, BO;	161091810 - Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161010905 - Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, BR;	161091901 - Tipo 09 Ø6,5 x 130 mm, APC;
161010907 - Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, CM;	161091902 - Tipo 09 Ø6,5 x 130 mm, APCR;
161010908 - Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, CMA;	161091903 - Tipo 09 Ø6,5 x 130 mm, BA;
161010909 - Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, INC;	161091904 - Tipo 09 Ø6,5 x 130 mm, BO;
161010910 - Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, RPC;	161091905 - Tipo 09 Ø6,5 x 130 mm, BR;
161011001 - Tipo 01 Ø4,5 x 130 mm, APC;	161091907 - Tipo 09 Ø6,5 x 130 mm, CM;
161011002 - Tipo 01 Ø4,5 x 130 mm, APCR;	161091908 - Tipo 09 Ø6,5 x 130 mm, CMA;
161011003 - Tipo 01 Ø4,5 x 130 mm, BA;	161091909 - Tipo 09 Ø6,5 x 130 mm, INC;
161011004 - Tipo 01 Ø4,5 x 130 mm, BO;	161091910 - Tipo 09 Ø6,5 x 130 mm, RPC;
161011005 - Tipo 01 Ø4,5 x 130 mm, BR;	161092001 - Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161011007 - Tipo 01 Ø4,5 x 130 mm, CM;	161092002 - Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161011008 - Tipo 01 Ø4,5 x 130 mm, CMA;	161092003 - Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161011009 - Tipo 01 Ø4,5 x 130 mm, INC;	161092004 - Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161011010 - Tipo 01 Ø4,5 x 130 mm, RPC;	161092005 - Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161011101 - Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, APC;	161092007 - Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161011102 - Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, APCR;	161092008 - Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161011103 - Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, BA;	161092009 - Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161011104 - Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, BO;	161092010 - Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161011105 - Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, BR;	161092101 - Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161011107 - Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, CM;	161092102 - Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161011108 - Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, CMA;	161092103 - Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, BA;

161011109 - Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, INC;	161092104 - Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161011110 - Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, RPC;	161092105 - Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161011201 - Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, APC;	161092107 - Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161011202 - Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, APCR;	161092108 - Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161011203 - Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, BA;	161092109 - Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161011204 - Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, BO;	161092110 - Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161011205 - Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, BR;	161092201 - Tipo 09 Ø4,2 x 150 mm, APC;
161011207 - Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, CM;	161092202 - Tipo 09 Ø4,2 x 150 mm, APCR;
161011208 - Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, CMA;	161092203 - Tipo 09 Ø4,2 x 150 mm, BA;
161011209 - Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, INC;	161092204 - Tipo 09 Ø4,2 x 150 mm, BO;
161011210 - Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, RPC;	161092205 - Tipo 09 Ø4,2 x 150 mm, BR;
161011301 - Tipo 01 Ø5,0 x 130 mm, APC;	161092207 - Tipo 09 Ø4,2 x 150 mm, CM;
161011302 - Tipo 01 Ø5,0 x 130 mm, APCR;	161092208 - Tipo 09 Ø4,2 x 150 mm, CMA;
161011303 - Tipo 01 Ø5,0 x 130 mm, BA;	161092209 - Tipo 09 Ø4,2 x 150 mm, INC;
161011304 - Tipo 01 Ø5,0 x 130 mm, BO;	161092210 - Tipo 09 Ø4,2 x 150 mm, RPC;
161011305 - Tipo 01 Ø5,0 x 130 mm, BR;	161092301 - Tipo 09 Ø4,5x 150 mm, APC;
161011307 - Tipo 01 Ø5,0 x 130 mm, CM;	161092302 - Tipo 09 Ø4,5x 150 mm, APCR;
161011308 - Tipo 01 Ø5,0 x 130 mm, CMA;	161092303 - Tipo 09 Ø4,5x 150 mm, BA;
161011309 - Tipo 01 Ø5,0 x 130 mm, INC;	161092304 - Tipo 09 Ø4,5x 150 mm, BO;
161011310 - Tipo 01 Ø5,0 x 130 mm, RPC;	161092305 - Tipo 09 Ø4,5x 150 mm, BR;
161011401 - Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, APC;	161092307 - Tipo 09 Ø4,5x 150 mm, CM;
161011402 - Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, APCR;	161092308 - Tipo 09 Ø4,5x 150 mm, CMA;
161011403 - Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, BA;	161092309 - Tipo 09 Ø4,5x 150 mm, INC;
161011404 - Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, BO;	161092310 - Tipo 09 Ø4,5x 150 mm, RPC;
161011405 - Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, BR;	161092401 - Tipo 09 Ø5,0x 150 mm, APC;
161011407 - Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, CM;	161092402 - Tipo 09 Ø5,0x 150 mm, APCR;
161011408 - Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, CMA;	161092403 - Tipo 09 Ø5,0x 150 mm, BA;
161011409 - Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, INC;	161092404 - Tipo 09 Ø5,0x 150 mm, BO;
161011410 - Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, RPC;	161092405 - Tipo 09 Ø5,0x 150 mm, BR;
161011501 - Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, APC;	161092407 - Tipo 09 Ø5,0x 150 mm, CM;
161011502 - Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, APCR;	161092408 - Tipo 09 Ø5,0x 150 mm, CMA;
161011503 - Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, BA;	161092409 - Tipo 09 Ø5,0x 150 mm, INC;
161011504 - Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, BO;	161092410 - Tipo 09 Ø5,0x 150 mm, RPC;
161011505 - Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, BR;	161092501 - Tipo 09 Ø5,5x 150 mm, APC;
161011507 - Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, CM;	161092502 - Tipo 09 Ø5,5x 150 mm, APCR;
161011508 - Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, CMA;	161092503 - Tipo 09 Ø5,5x 150 mm, BA;
161011509 - Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, INC;	161092504 - Tipo 09 Ø5,5x 150 mm, BO;
161011510 - Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, RPC;	161092505 - Tipo 09 Ø5,5x 150 mm, BR;
161011601 - Tipo 01 Ø5,5 x 130 mm, APC;	161092507 - Tipo 09 Ø5,5x 150 mm, CM;
161011602 - Tipo 01 Ø5,5 x 130 mm, APCR;	161092508 - Tipo 09 Ø5,5x 150 mm, CMA;
161011603 - Tipo 01 Ø5,5 x 130 mm, BA;	161092509 - Tipo 09 Ø5,5x 150 mm, INC;
161011604 - Tipo 01 Ø5,5 x 130 mm, BO;	161092510 - Tipo 09 Ø5,5x 150 mm, RPC;
161011605 - Tipo 01 Ø5,5 x 130 mm, BR;	161092601 - Tipo 09 Ø6,5x 150 mm, APC;
161011607 - Tipo 01 Ø5,5 x 130 mm, CM;	161092602 - Tipo 09 Ø6,5x 150 mm, APCR;
161011608 - Tipo 01 Ø5,5 x 130 mm, CMA;	161092603 - Tipo 09 Ø6,5x 150 mm, BA;
161011609 - Tipo 01 Ø5,5 x 130 mm, INC;	161092604 - Tipo 09 Ø6,5x 150 mm, BO;

161011610 - Tipo 01 Ø5,5 x 130 mm, RPC;	161092605 - Tipo 09 Ø6,5x 150 mm, BR;
161011701 - Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, APC;	161092607 - Tipo 09 Ø6,5x 150 mm, CM;
161011702 - Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, APCR;	161092608 - Tipo 09 Ø6,5x 150 mm, CMA;
161011703 - Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, BA;	161092609 - Tipo 09 Ø6,5x 150 mm, INC;
161011704 - Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, BO;	161092610 - Tipo 09 Ø6,5x 150 mm, RPC;
161011705 - Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, BR;	161100701 - Tipo 10 Ø4,2 x 130 mm, APC;
161011707 - Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, CM;	161100702 - Tipo 10 Ø4,2 x 130 mm, APCR;
161011708 - Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, CMA;	161100703 - Tipo 10 Ø4,2 x 130 mm, BA;
161011709 - Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, INC;	161100704 - Tipo 10 Ø4,2 x 130 mm, BO;
161011710 - Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, RPC;	161100705 - Tipo 10 Ø4,2 x 130 mm, BR;
161011801 - Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, APC;	161100707 - Tipo 10 Ø4,2 x 130 mm, CM;
161011802 - Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, APCR;	161100708 - Tipo 10 Ø4,2 x 130 mm, CMA;
161011803 - Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, BA;	161100709 - Tipo 10 Ø4,2 x 130 mm, INC;
161011804 - Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, BO;	161100710 - Tipo 10 Ø4,2 x 130 mm, RPC;
161011805 - Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, BR;	161100801 - Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161011807 - Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, CM;	161100802 - Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161011808 - Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, CMA;	161100803 - Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161011809 - Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, INC;	161100804 - Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161011810 - Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, RPC;	161100805 - Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161011901 - Tipo 01 Ø6,5 x 130 mm, APC;	161100807 - Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161011902 - Tipo 01 Ø6,5 x 130 mm, APCR;	161100808 - Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161011903 - Tipo 01 Ø6,5 x 130 mm, BA;	161100809 - Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161011904 - Tipo 01 Ø6,5 x 130 mm, BO;	161100810 - Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161011905 - Tipo 01 Ø6,5 x 130 mm, BR;	161100901 - Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161011907 - Tipo 01 Ø6,5 x 130 mm, CM;	161100902 - Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161011908 - Tipo 01 Ø6,5 x 130 mm, CMA;	161100903 - Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161011909 - Tipo 01 Ø6,5 x 130 mm, INC;	161100904 - Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161011910 - Tipo 01 Ø6,5 x 130 mm, RPC;	161100905 - Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161012001 - Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, APC;	161100907 - Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161012002 - Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, APCR;	161100908 - Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161012003 - Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, BA;	161100909 - Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161012004 - Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, BO;	161100910 - Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161012005 - Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, BR;	161101001 - Tipo 10 Ø4,5 x 130 mm, APC;
161012007 - Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, CM;	161101002 - Tipo 10 Ø4,5 x 130 mm, APCR;
161012008 - Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, CMA;	161101003 - Tipo 10 Ø4,5 x 130 mm, BA;
161012009 - Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, INC;	161101004 - Tipo 10 Ø4,5 x 130 mm, BO;
161012010 - Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, RPC;	161101005 - Tipo 10 Ø4,5 x 130 mm, BR;
161012101 - Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, APC;	161101007 - Tipo 10 Ø4,5 x 130 mm, CM;
161012102 - Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, APCR;	161101008 - Tipo 10 Ø4,5 x 130 mm, CMA;
161012103 - Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, BA;	161101009 - Tipo 10 Ø4,5 x 130 mm, INC;
161012104 - Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, BO;	161101010 - Tipo 10 Ø4,5 x 130 mm, RPC;
161012105 - Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, BR;	161101101 - Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161012107 - Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, CM;	161101102 - Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161012108 - Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, CMA;	161101103 - Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161012109 - Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, INC;	161101104 - Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161012110 - Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, RPC;	161101105 - Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, BR;

161020701 - Tipo 02 Ø4,2 x 130 mm, APC;	161101107 - Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161020702 - Tipo 02 Ø4,2 x 130 mm, APCR;	161101108 - Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161020703 - Tipo 02 Ø4,2 x 130 mm, BA;	161101109 - Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161020704 - Tipo 02 Ø4,2 x 130 mm, BO;	161101110 - Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161020705 - Tipo 02 Ø4,2 x 130 mm, BR;	161101201 - Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161020707 - Tipo 02 Ø4,2 x 130 mm, CM;	161101202 - Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161020708 - Tipo 02 Ø4,2 x 130 mm, CMA;	161101203 - Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161020709 - Tipo 02 Ø4,2 x 130 mm, INC;	161101204 - Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161020710 - Tipo 02 Ø4,2 x 130 mm, RPC;	161101205 - Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161020801 - Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, APC;	161101207 - Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161020802 - Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, APCR;	161101208 - Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161020803 - Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, BA;	161101209 - Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161020804 - Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, BO;	161101210 - Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161020805 - Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, BR;	161101301 - Tipo 10 Ø5,0 x 130 mm, APC;
161020807 - Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, CM;	161101302 - Tipo 10 Ø5,0 x 130 mm, APCR;
161020808 - Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, CMA;	161101303 - Tipo 10 Ø5,0 x 130 mm, BA;
161020809 - Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, INC;	161101304 - Tipo 10 Ø5,0 x 130 mm, BO;
161020810 - Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, RPC;	161101305 - Tipo 10 Ø5,0 x 130 mm, BR;
161020901 - Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, APC;	161101307 - Tipo 10 Ø5,0 x 130 mm, CM;
161020902 - Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, APCR;	161101308 - Tipo 10 Ø5,0 x 130 mm, CMA;
161020903 - Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, BA;	161101309 - Tipo 10 Ø5,0 x 130 mm, INC;
161020904 - Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, BO;	161101310 - Tipo 10 Ø5,0 x 130 mm, RPC;
161020905 - Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, BR;	161101401 - Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161020907 - Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, CM;	161101402 - Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161020908 - Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, CMA;	161101403 - Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161020909 - Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, INC;	161101404 - Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161020910 - Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, RPC;	161101405 - Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161021001 - Tipo 02 Ø4,5 x 130 mm, APC;	161101407 - Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161021002 - Tipo 02 Ø4,5 x 130 mm, APCR;	161101408 - Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161021003 - Tipo 02 Ø4,5 x 130 mm, BA;	161101409 - Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161021004 - Tipo 02 Ø4,5 x 130 mm, BO;	161101410 - Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161021005 - Tipo 02 Ø4,5 x 130 mm, BR;	161101501 - Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161021007 - Tipo 02 Ø4,5 x 130 mm, CM;	161101502 - Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161021008 - Tipo 02 Ø4,5 x 130 mm, CMA;	161101503 - Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161021009 - Tipo 02 Ø4,5 x 130 mm, INC;	161101504 - Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161021010 - Tipo 02 Ø4,5 x 130 mm, RPC;	161101505 - Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161021101 - Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, APC;	161101507 - Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161021102 - Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, APCR;	161101508 - Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161021103 - Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, BA;	161101509 - Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161021104 - Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, BO;	161101510 - Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161021105 - Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, BR;	161101601 - Tipo 10 Ø5,5 x 130 mm, APC;
161021107 - Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, CM;	161101602 - Tipo 10 Ø5,5 x 130 mm, APCR;
161021108 - Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, CMA;	161101603 - Tipo 10 Ø5,5 x 130 mm, BA;
161021109 - Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, INC;	161101604 - Tipo 10 Ø5,5 x 130 mm, BO;
161021110 - Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, RPC;	161101605 - Tipo 10 Ø5,5 x 130 mm, BR;
161021201 - Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, APC;	161101607 - Tipo 10 Ø5,5 x 130 mm, CM;

161021202 - Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, APCR;	161101608 - Tipo 10 Ø5,5 x 130 mm, CMA;
161021203 - Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, BA;	161101609 - Tipo 10 Ø5,5 x 130 mm, INC;
161021204 - Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, BO;	161101610 - Tipo 10 Ø5,5 x 130 mm, RPC;
161021205 - Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, BR;	161101701 - Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161021207 - Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, CM;	161101702 - Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161021208 - Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, CMA;	161101703 - Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161021209 - Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, INC;	161101704 - Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161021210 - Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, RPC;	161101705 - Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161021301 - Tipo 02 Ø5,0 x 130 mm, APC;	161101707 - Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161021302 - Tipo 02 Ø5,0 x 130 mm, APCR;	161101708 - Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161021303 - Tipo 02 Ø5,0 x 130 mm, BA;	161101709 - Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161021304 - Tipo 02 Ø5,0 x 130 mm, BO;	161101710 - Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161021305 - Tipo 02 Ø5,0 x 130 mm, BR;	161101801 - Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161021307 - Tipo 02 Ø5,0 x 130 mm, CM;	161101802 - Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161021308 - Tipo 02 Ø5,0 x 130 mm, CMA;	161101803 - Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161021309 - Tipo 02 Ø5,0 x 130 mm, INC;	161101804 - Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161021310 - Tipo 02 Ø5,0 x 130 mm, RPC;	161101805 - Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161021401 - Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, APC;	161101807 - Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161021402 - Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, APCR;	161101808 - Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161021403 - Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, BA;	161101809 - Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161021404 - Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, BO;	161101810 - Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161021405 - Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, BR;	161101901 - Tipo 10 Ø6,5 x 130 mm, APC;
161021407 - Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, CM;	161101902 - Tipo 10 Ø6,5 x 130 mm, APCR;
161021408 - Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, CMA;	161101903 - Tipo 10 Ø6,5 x 130 mm, BA;
161021409 - Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, INC;	161101904 - Tipo 10 Ø6,5 x 130 mm, BO;
161021410 - Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, RPC;	161101905 - Tipo 10 Ø6,5 x 130 mm, BR;
161021501 - Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, APC;	161101907 - Tipo 10 Ø6,5 x 130 mm, CM;
161021502 - Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, APCR;	161101908 - Tipo 10 Ø6,5 x 130 mm, CMA;
161021503 - Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, BA;	161101909 - Tipo 10 Ø6,5 x 130 mm, INC;
161021504 - Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, BO;	161101910 - Tipo 10 Ø6,5 x 130 mm, RPC;
161021505 - Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, BR;	161102001 - Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161021507 - Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, CM;	161102002 - Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161021508 - Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, CMA;	161102003 - Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161021509 - Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, INC;	161102004 - Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161021510 - Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, RPC;	161102005 - Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161021601 - Tipo 02 Ø5,5 x 130 mm, APC;	161102007 - Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161021602 - Tipo 02 Ø5,5 x 130 mm, APCR;	161102008 - Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161021603 - Tipo 02 Ø5,5 x 130 mm, BA;	161102009 - Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161021604 - Tipo 02 Ø5,5 x 130 mm, BO;	161102010 - Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161021605 - Tipo 02 Ø5,5 x 130 mm, BR;	161102101 - Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161021607 - Tipo 02 Ø5,5 x 130 mm, CM;	161102102 - Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161021608 - Tipo 02 Ø5,5 x 130 mm, CMA;	161102103 - Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161021609 - Tipo 02 Ø5,5 x 130 mm, INC;	161102104 - Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161021610 - Tipo 02 Ø5,5 x 130 mm, RPC;	161102105 - Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161021701 - Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, APC;	161102107 - Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161021702 - Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, APCR;	161102108 - Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, CMA;

161021703 - Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, BA;	161102109 - Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161021704 - Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, BO;	161102110 - Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161021705 - Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, BR;	161110701 - Tipo 11 Ø4,2 x 130 mm, APC;
161021707 - Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, CM;	161110702 - Tipo 11 Ø4,2 x 130 mm, APCR;
161021708 - Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, CMA;	161110703 - Tipo 11 Ø4,2 x 130 mm, BA;
161021709 - Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, INC;	161110704 - Tipo 11 Ø4,2 x 130 mm, BO;
161021710 - Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, RPC;	161110705 - Tipo 11 Ø4,2 x 130 mm, BR;
161021801 - Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, APC;	161110707 - Tipo 11 Ø4,2 x 130 mm, CM;
161021802 - Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, APCR;	161110708 - Tipo 11 Ø4,2 x 130 mm, CMA;
161021803 - Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, BA;	161110709 - Tipo 11 Ø4,2 x 130 mm, INC;
161021804 - Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, BO;	161110710 - Tipo 11 Ø4,2 x 130 mm, RPC;
161021805 - Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, BR;	161110801 - Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161021807 - Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, CM;	161110802 - Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161021808 - Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, CMA;	161110803 - Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161021809 - Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, INC;	161110804 - Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161021810 - Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, RPC;	161110805 - Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161021901 - Tipo 02 Ø6,5 x 130 mm, APC;	161110807 - Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161021902 - Tipo 02 Ø6,5 x 130 mm, APCR;	161110808 - Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161021903 - Tipo 02 Ø6,5 x 130 mm, BA;	161110809 - Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161021904 - Tipo 02 Ø6,5 x 130 mm, BO;	161110810 - Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161021905 - Tipo 02 Ø6,5 x 130 mm, BR;	161110901 - Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161021907 - Tipo 02 Ø6,5 x 130 mm, CM;	161110902 - Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161021908 - Tipo 02 Ø6,5 x 130 mm, CMA;	161110903 - Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161021909 - Tipo 02 Ø6,5 x 130 mm, INC;	161110904 - Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161021910 - Tipo 02 Ø6,5 x 130 mm, RPC;	161110905 - Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161022001 - Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, APC;	161110907 - Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161022002 - Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, APCR;	161110908 - Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161022003 - Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, BA;	161110909 - Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161022004 - Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, BO;	161110910 - Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161022005 - Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, BR;	161111001 - Tipo 11 Ø4,5 x 130 mm, APC;
161022007 - Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, CM;	161111002 - Tipo 11 Ø4,5 x 130 mm, APCR;
161022008 - Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, CMA;	161111003 - Tipo 11 Ø4,5 x 130 mm, BA;
161022009 - Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, INC;	161111004 - Tipo 11 Ø4,5 x 130 mm, BO;
161022010 - Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, RPC;	161111005 - Tipo 11 Ø4,5 x 130 mm, BR;
161022101 - Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, APC;	161111007 - Tipo 11 Ø4,5 x 130 mm, CM;
161022102 - Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, APCR;	161111008 - Tipo 11 Ø4,5 x 130 mm, CMA;
161022103 - Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, BA;	161111009 - Tipo 11 Ø4,5 x 130 mm, INC;
161022104 - Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, BO;	161111010 - Tipo 11 Ø4,5 x 130 mm, RPC;
161022105 - Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, BR;	161111101 - Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161022107 - Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, CM;	161111102 - Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161022108 - Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, CMA;	161111103 - Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161022109 - Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, INC;	161111104 - Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161022110 - Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, RPC;	161111105 - Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161030701 - Tipo 03 Ø4,2 x 130 mm, APC;	161111107 - Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161030702 - Tipo 03 Ø4,2 x 130 mm, APCR;	161111108 - Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161030703 - Tipo 03 Ø4,2 x 130 mm, BA;	161111109 - Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, INC;

161030704 - Tipo 03 Ø4,2 x 130 mm, BO;	161111110 - Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161030705 - Tipo 03 Ø4,2 x 130 mm, BR;	161111201 - Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161030707 - Tipo 03 Ø4,2 x 130 mm, CM;	161111202 - Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161030708 - Tipo 03 Ø4,2 x 130 mm, CMA;	161111203 - Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161030709 - Tipo 03 Ø4,2 x 130 mm, INC;	161111204 - Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161030710 - Tipo 03 Ø4,2 x 130 mm, RPC;	161111205 - Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161030801 - Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, APC;	161111207 - Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161030802 - Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, APCR;	161111208 - Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161030803 - Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, BA;	161111209 - Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161030804 - Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, BO;	161111210 - Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161030805 - Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, BR;	161111301 - Tipo 11 Ø5,0 x 130 mm, APC;
161030807 - Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, CM;	161111302 - Tipo 11 Ø5,0 x 130 mm, APCR;
161030808 - Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, CMA;	161111303 - Tipo 11 Ø5,0 x 130 mm, BA;
161030809 - Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, INC;	161111304 - Tipo 11 Ø5,0 x 130 mm, BO;
161030810 - Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, RPC;	161111305 - Tipo 11 Ø5,0 x 130 mm, BR;
161030901 - Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, APC;	161111307 - Tipo 11 Ø5,0 x 130 mm, CM;
161030902 - Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, APCR;	161111308 - Tipo 11 Ø5,0 x 130 mm, CMA;
161030903 - Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, BA;	161111309 - Tipo 11 Ø5,0 x 130 mm, INC;
161030904 - Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, BO;	161111310 - Tipo 11 Ø5,0 x 130 mm, RPC;
161030905 - Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, BR;	161111401 - Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161030907 - Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, CM;	161111402 - Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161030908 - Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, CMA;	161111403 - Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161030909 - Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, INC;	161111404 - Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161030910 - Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, RPC;	161111405 - Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161031001 - Tipo 03 Ø4,5 x 130 mm, APC;	161111407 - Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161031002 - Tipo 03 Ø4,5 x 130 mm, APCR;	161111408 - Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161031003 - Tipo 03 Ø4,5 x 130 mm, BA;	161111409 - Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161031004 - Tipo 03 Ø4,5 x 130 mm, BO;	161111410 - Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161031005 - Tipo 03 Ø4,5 x 130 mm, BR;	161111501 - Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161031007 - Tipo 03 Ø4,5 x 130 mm, CM;	161111502 - Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161031008 - Tipo 03 Ø4,5 x 130 mm, CMA;	161111503 - Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161031009 - Tipo 03 Ø4,5 x 130 mm, INC;	161111504 - Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161031010 - Tipo 03 Ø4,5 x 130 mm, RPC;	161111505 - Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161031101 - Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, APC;	161111507 - Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161031102 - Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, APCR;	161111508 - Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161031103 - Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, BA;	161111509 - Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161031104 - Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, BO;	161111510 - Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161031105 - Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, BR;	161111601 - Tipo 11 Ø5,5 x 130 mm, APC;
161031107 - Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, CM;	161111602 - Tipo 11 Ø5,5 x 130 mm, APCR;
161031108 - Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, CMA;	161111603 - Tipo 11 Ø5,5 x 130 mm, BA;
161031109 - Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, INC;	161111604 - Tipo 11 Ø5,5 x 130 mm, BO;
161031110 - Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, RPC;	161111605 - Tipo 11 Ø5,5 x 130 mm, BR;
161031201 - Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, APC;	161111607 - Tipo 11 Ø5,5 x 130 mm, CM;
161031202 - Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, APCR;	161111608 - Tipo 11 Ø5,5 x 130 mm, CMA;
161031203 - Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, BA;	161111609 - Tipo 11 Ø5,5 x 130 mm, INC;
161031204 - Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, BO;	161111610 - Tipo 11 Ø5,5 x 130 mm, RPC;

161031205 - Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, BR;	161111701 - Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161031207 - Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, CM;	161111702 - Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161031208 - Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, CMA;	161111703 - Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161031209 - Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, INC;	161111704 - Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161031210 - Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, RPC;	161111705 - Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161031301 - Tipo 03 Ø5,0 x 130 mm, APC;	161111707 - Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161031302 - Tipo 03 Ø5,0 x 130 mm, APCR;	161111708 - Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161031303 - Tipo 03 Ø5,0 x 130 mm, BA;	161111709 - Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161031304 - Tipo 03 Ø5,0 x 130 mm, BO;	161111710 - Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161031305 - Tipo 03 Ø5,0 x 130 mm, BR;	161111801 - Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161031307 - Tipo 03 Ø5,0 x 130 mm, CM;	161111802 - Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161031308 - Tipo 03 Ø5,0 x 130 mm, CMA;	161111803 - Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161031309 - Tipo 03 Ø5,0 x 130 mm, INC;	161111804 - Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161031310 - Tipo 03 Ø5,0 x 130 mm, RPC;	161111805 - Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161031401 - Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, APC;	161111807 - Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161031402 - Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, APCR;	161111808 - Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161031403 - Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, BA;	161111809 - Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161031404 - Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, BO;	161111810 - Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161031405 - Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, BR;	161111901 - Tipo 11 Ø6,5 x 130 mm, APC;
161031407 - Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, CM;	161111902 - Tipo 11 Ø6,5 x 130 mm, APCR;
161031408 - Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, CMA;	161111903 - Tipo 11 Ø6,5 x 130 mm, BA;
161031409 - Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, INC;	161111904 - Tipo 11 Ø6,5 x 130 mm, BO;
161031410 - Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, RPC;	161111905 - Tipo 11 Ø6,5 x 130 mm, BR;
161031501 - Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, APC;	161111907 - Tipo 11 Ø6,5 x 130 mm, CM;
161031502 - Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, APCR;	161111908 - Tipo 11 Ø6,5 x 130 mm, CMA;
161031503 - Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, BA;	161111909 - Tipo 11 Ø6,5 x 130 mm, INC;
161031504 - Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, BO;	161111910 - Tipo 11 Ø6,5 x 130 mm, RPC;
161031505 - Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, BR;	161112001 - Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161031507 - Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, CM;	161112002 - Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161031508 - Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, CMA;	161112003 - Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161031509 - Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, INC;	161112004 - Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161031510 - Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, RPC;	161112005 - Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161031601 - Tipo 03 Ø5,5 x 130 mm, APC;	161112007 - Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161031602 - Tipo 03 Ø5,5 x 130 mm, APCR;	161112008 - Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161031603 - Tipo 03 Ø5,5 x 130 mm, BA;	161112009 - Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161031604 - Tipo 03 Ø5,5 x 130 mm, BO;	161112010 - Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161031605 - Tipo 03 Ø5,5 x 130 mm, BR;	161112101 - Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161031607 - Tipo 03 Ø5,5 x 130 mm, CM;	161112102 - Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161031608 - Tipo 03 Ø5,5 x 130 mm, CMA;	161112103 - Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161031609 - Tipo 03 Ø5,5 x 130 mm, INC;	161112104 - Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161031610 - Tipo 03 Ø5,5 x 130 mm, RPC;	161112105 - Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161031701 - Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, APC;	161112107 - Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161031702 - Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, APCR;	161112108 - Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161031703 - Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, BA;	161112109 - Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161031704 - Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, BO;	161112110 - Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161031705 - Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, BR;	161120701 - Tipo 12 Ø4,2 x 130 mm, APC;

161031707 - Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, CM;	161120702 - Tipo 12 Ø4,2 x 130 mm, APCR;
161031708 - Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, CMA;	161120703 - Tipo 12 Ø4,2 x 130 mm, BA;
161031709 - Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, INC;	161120704 - Tipo 12 Ø4,2 x 130 mm, BO;
161031710 - Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, RPC;	161120705 - Tipo 12 Ø4,2 x 130 mm, BR;
161031801 - Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, APC;	161120707 - Tipo 12 Ø4,2 x 130 mm, CM;
161031802 - Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, APCR;	161120708 - Tipo 12 Ø4,2 x 130 mm, CMA;
161031803 - Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, BA;	161120709 - Tipo 12 Ø4,2 x 130 mm, INC;
161031804 - Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, BO;	161120710 - Tipo 12 Ø4,2 x 130 mm, RPC;
161031805 - Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, BR;	161120801 - Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161031807 - Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, CM;	161120802 - Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161031808 - Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, CMA;	161120803 - Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161031809 - Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, INC;	161120804 - Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161031810 - Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, RPC;	161120805 - Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161031901 - Tipo 03 Ø6,5 x 130 mm, APC;	161120807 - Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161031902 - Tipo 03 Ø6,5 x 130 mm, APCR;	161120808 - Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161031903 - Tipo 03 Ø6,5 x 130 mm, BA;	161120809 - Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161031904 - Tipo 03 Ø6,5 x 130 mm, BO;	161120810 - Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161031905 - Tipo 03 Ø6,5 x 130 mm, BR;	161120901 - Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161031907 - Tipo 03 Ø6,5 x 130 mm, CM;	161120902 - Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161031908 - Tipo 03 Ø6,5 x 130 mm, CMA;	161120903 - Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161031909 - Tipo 03 Ø6,5 x 130 mm, INC;	161120904 - Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161031910 - Tipo 03 Ø6,5 x 130 mm, RPC;	161120905 - Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161032001 - Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, APC;	161120907 - Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161032002 - Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, APCR;	161120908 - Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161032003 - Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, BA;	161120909 - Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161032004 - Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, BO;	161120910 - Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161032005 - Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, BR;	161121001 - Tipo 12 Ø4,5 x 130 mm, APC;
161032007 - Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, CM;	161121002 - Tipo 12 Ø4,5 x 130 mm, APCR;
161032008 - Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, CMA;	161121003 - Tipo 12 Ø4,5 x 130 mm, BA;
161032009 - Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, INC;	161121004 - Tipo 12 Ø4,5 x 130 mm, BO;
161032010 - Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, RPC;	161121005 - Tipo 12 Ø4,5 x 130 mm, BR;
161032101 - Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, APC;	161121007 - Tipo 12 Ø4,5 x 130 mm, CM;
161032102 - Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, APCR;	161121008 - Tipo 12 Ø4,5 x 130 mm, CMA;
161032103 - Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, BA;	161121009 - Tipo 12 Ø4,5 x 130 mm, INC;
161032104 - Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, BO;	161121010 - Tipo 12 Ø4,5 x 130 mm, RPC;
161032105 - Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, BR;	161121101 - Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161032107 - Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, CM;	161121102 - Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161032108 - Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, CMA;	161121103 - Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161032109 - Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, INC;	161121104 - Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161032110 - Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, RPC;	161121105 - Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161040701 - Tipo 04 Ø4,2 x 130 mm, APC;	161121107 - Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161040702 - Tipo 04 Ø4,2 x 130 mm, APCR;	161121108 - Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161040703 - Tipo 04 Ø4,2 x 130 mm, BA;	161121109 - Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161040704 - Tipo 04 Ø4,2 x 130 mm, BO;	161121110 - Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161040705 - Tipo 04 Ø4,2 x 130 mm, BR;	161121201 - Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161040707 - Tipo 04 Ø4,2 x 130 mm, CM;	161121202 - Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, APCR;

161040708 - Tipo 04 Ø4,2 x 130 mm, CMA;	161121203 - Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161040709 - Tipo 04 Ø4,2 x 130 mm, INC;	161121204 - Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161040710 - Tipo 04 Ø4,2 x 130 mm, RPC;	161121205 - Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161040801 - Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, APC;	161121207 - Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161040802 - Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, APCR;	161121208 - Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161040803 - Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, BA;	161121209 - Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161040804 - Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, BO;	161121210 - Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161040805 - Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, BR;	161121301 - Tipo 12 Ø5,0 x 130 mm, APC;
161040807 - Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, CM;	161121302 - Tipo 12 Ø5,0 x 130 mm, APCR;
161040808 - Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, CMA;	161121303 - Tipo 12 Ø5,0 x 130 mm, BA;
161040809 - Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, INC;	161121304 - Tipo 12 Ø5,0 x 130 mm, BO;
161040810 - Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, RPC;	161121305 - Tipo 12 Ø5,0 x 130 mm, BR;
161040901 - Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, APC;	161121307 - Tipo 12 Ø5,0 x 130 mm, CM;
161040902 - Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, APCR;	161121308 - Tipo 12 Ø5,0 x 130 mm, CMA;
161040903 - Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, BA;	161121309 - Tipo 12 Ø5,0 x 130 mm, INC;
161040904 - Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, BO;	161121310 - Tipo 12 Ø5,0 x 130 mm, RPC;
161040905 - Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, BR;	161121401 - Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161040907 - Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, CM;	161121402 - Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161040908 - Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, CMA;	161121403 - Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161040909 - Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, INC;	161121404 - Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161040910 - Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, RPC;	161121405 - Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161041001 - Tipo 04 Ø4,5 x 130 mm, APC;	161121407 - Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161041002 - Tipo 04 Ø4,5 x 130 mm, APCR;	161121408 - Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161041003 - Tipo 04 Ø4,5 x 130 mm, BA;	161121409 - Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161041004 - Tipo 04 Ø4,5 x 130 mm, BO;	161121410 - Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161041005 - Tipo 04 Ø4,5 x 130 mm, BR;	161121501 - Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161041007 - Tipo 04 Ø4,5 x 130 mm, CM;	161121502 - Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161041008 - Tipo 04 Ø4,5 x 130 mm, CMA;	161121503 - Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161041009 - Tipo 04 Ø4,5 x 130 mm, INC;	161121504 - Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161041010 - Tipo 04 Ø4,5 x 130 mm, RPC;	161121505 - Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161041101 - Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, APC;	161121507 - Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161041102 - Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, APCR;	161121508 - Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161041103 - Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, BA;	161121509 - Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161041104 - Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, BO;	161121510 - Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161041105 - Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, BR;	161121601 - Tipo 12 Ø5,5 x 130 mm, APC;
161041107 - Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, CM;	161121602 - Tipo 12 Ø5,5 x 130 mm, APCR;
161041108 - Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, CMA;	161121603 - Tipo 12 Ø5,5 x 130 mm, BA;
161041109 - Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, INC;	161121604 - Tipo 12 Ø5,5 x 130 mm, BO;
161041110 - Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, RPC;	161121605 - Tipo 12 Ø5,5 x 130 mm, BR;
161041201 - Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, APC;	161121607 - Tipo 12 Ø5,5 x 130 mm, CM;
161041202 - Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, APCR;	161121608 - Tipo 12 Ø5,5 x 130 mm, CMA;
161041203 - Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, BA;	161121609 - Tipo 12 Ø5,5 x 130 mm, INC;
161041204 - Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, BO;	161121610 - Tipo 12 Ø5,5 x 130 mm, RPC;
161041205 - Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, BR;	161121701 - Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161041207 - Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, CM;	161121702 - Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161041208 - Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, CMA;	161121703 - Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, BA;

161041209 - Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, INC;	161121704 - Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161041210 - Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, RPC;	161121705 - Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161041301 - Tipo 04 Ø5,0 x 130 mm, APC;	161121707 - Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161041302 - Tipo 04 Ø5,0 x 130 mm, APCR;	161121708 - Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161041303 - Tipo 04 Ø5,0 x 130 mm, BA;	161121709 - Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161041304 - Tipo 04 Ø5,0 x 130 mm, BO;	161121710 - Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161041305 - Tipo 04 Ø5,0 x 130 mm, BR;	161121801 - Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161041307 - Tipo 04 Ø5,0 x 130 mm, CM;	161121802 - Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161041308 - Tipo 04 Ø5,0 x 130 mm, CMA;	161121803 - Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161041309 - Tipo 04 Ø5,0 x 130 mm, INC;	161121804 - Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161041310 - Tipo 04 Ø5,0 x 130 mm, RPC;	161121805 - Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161041401 - Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, APC;	161121807 - Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161041402 - Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, APCR;	161121808 - Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161041403 - Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, BA;	161121809 - Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161041404 - Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, BO;	161121810 - Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161041405 - Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, BR;	161121901 - Tipo 12 Ø6,5 x 130 mm, APC;
161041407 - Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, CM;	161121902 - Tipo 12 Ø6,5 x 130 mm, APCR;
161041408 - Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, CMA;	161121903 - Tipo 12 Ø6,5 x 130 mm, BA;
161041409 - Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, INC;	161121904 - Tipo 12 Ø6,5 x 130 mm, BO;
161041410 - Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, RPC;	161121905 - Tipo 12 Ø6,5 x 130 mm, BR;
161041501 - Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, APC;	161121907 - Tipo 12 Ø6,5 x 130 mm, CM;
161041502 - Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, APCR;	161121908 - Tipo 12 Ø6,5 x 130 mm, CMA;
161041503 - Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, BA;	161121909 - Tipo 12 Ø6,5 x 130 mm, INC;
161041504 - Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, BO;	161121910 - Tipo 12 Ø6,5 x 130 mm, RPC;
161041505 - Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, BR;	161122001 - Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161041507 - Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, CM;	161122002 - Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161041508 - Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, CMA;	161122003 - Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161041509 - Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, INC;	161122004 - Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161041510 - Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, RPC;	161122005 - Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161041601 - Tipo 04 Ø5,5 x 130 mm, APC;	161122007 - Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161041602 - Tipo 04 Ø5,5 x 130 mm, APCR;	161122008 - Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161041603 - Tipo 04 Ø5,5 x 130 mm, BA;	161122009 - Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161041604 - Tipo 04 Ø5,5 x 130 mm, BO;	161122010 - Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161041605 - Tipo 04 Ø5,5 x 130 mm, BR;	161122101 - Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161041607 - Tipo 04 Ø5,5 x 130 mm, CM;	161122102 - Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161041608 - Tipo 04 Ø5,5 x 130 mm, CMA;	161122103 - Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161041609 - Tipo 04 Ø5,5 x 130 mm, INC;	161122104 - Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161041610 - Tipo 04 Ø5,5 x 130 mm, RPC;	161122105 - Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161041701 - Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, APC;	161122107 - Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161041702 - Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, APCR;	161122108 - Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161041703 - Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, BA;	161122109 - Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161041704 - Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, BO;	161122110 - Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161041705 - Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, BR;	161122201 - Tipo 12 Ø4,2 x 150 mm, APC;
161041707 - Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, CM;	161122202 - Tipo 12 Ø4,2 x 150 mm, APCR;
161041708 - Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, CMA;	161122203 - Tipo 12 Ø4,2 x 150 mm, BA;
161041709 - Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, INC;	161122204 - Tipo 12 Ø4,2 x 150 mm, BO;

161041710 - Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, RPC;	161122205 - Tipo 12 Ø4,2 x 150 mm, BR;
161041801 - Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, APC;	161122207 - Tipo 12 Ø4,2 x 150 mm, CM;
161041802 - Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, APCR;	161122208 - Tipo 12 Ø4,2 x 150 mm, CMA;
161041803 - Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, BA;	161122209 - Tipo 12 Ø4,2 x 150 mm, INC;
161041804 - Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, BO;	161122210 - Tipo 12 Ø4,2 x 150 mm, RPC;
161041805 - Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, BR;	161122301 - Tipo 12 Ø4,5x 150 mm, APC;
161041807 - Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, CM;	161122302 - Tipo 12 Ø4,5x 150 mm, APCR;
161041808 - Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, CMA;	161122303 - Tipo 12 Ø4,5x 150 mm, BA;
161041809 - Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, INC;	161122304 - Tipo 12 Ø4,5x 150 mm, BO;
161041810 - Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, RPC;	161122305 - Tipo 12 Ø4,5x 150 mm, BR;
161041901 - Tipo 04 Ø6,5 x 130 mm, APC;	161122307 - Tipo 12 Ø4,5x 150 mm, CM;
161041902 - Tipo 04 Ø6,5 x 130 mm, APCR;	161122308 - Tipo 12 Ø4,5x 150 mm, CMA;
161041903 - Tipo 04 Ø6,5 x 130 mm, BA;	161122309 - Tipo 12 Ø4,5x 150 mm, INC;
161041904 - Tipo 04 Ø6,5 x 130 mm, BO;	161122310 - Tipo 12 Ø4,5x 150 mm, RPC;
161041905 - Tipo 04 Ø6,5 x 130 mm, BR;	161122401 - Tipo 12 Ø5,0x 150 mm, APC;
161041907 - Tipo 04 Ø6,5 x 130 mm, CM;	161122402 - Tipo 12 Ø5,0x 150 mm, APCR;
161041908 - Tipo 04 Ø6,5 x 130 mm, CMA;	161122403 - Tipo 12 Ø5,0x 150 mm, BA;
161041909 - Tipo 04 Ø6,5 x 130 mm, INC;	161122404 - Tipo 12 Ø5,0x 150 mm, BO;
161041910 - Tipo 04 Ø6,5 x 130 mm, RPC;	161122405 - Tipo 12 Ø5,0x 150 mm, BR;
161042001 - Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, APC;	161122407 - Tipo 12 Ø5,0x 150 mm, CM;
161042002 - Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, APCR;	161122408 - Tipo 12 Ø5,0x 150 mm, CMA;
161042003 - Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, BA;	161122409 - Tipo 12 Ø5,0x 150 mm, INC;
161042004 - Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, BO;	161122410 - Tipo 12 Ø5,0x 150 mm, RPC;
161042005 - Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, BR;	161122501 - Tipo 12 Ø5,5x 150 mm, APC;
161042007 - Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, CM;	161122502 - Tipo 12 Ø5,5x 150 mm, APCR;
161042008 - Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, CMA;	161122503 - Tipo 12 Ø5,5x 150 mm, BA;
161042009 - Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, INC;	161122504 - Tipo 12 Ø5,5x 150 mm, BO;
161042010 - Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, RPC;	161122505 - Tipo 12 Ø5,5x 150 mm, BR;
161042101 - Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, APC;	161122507 - Tipo 12 Ø5,5x 150 mm, CM;
161042102 - Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, APCR;	161122508 - Tipo 12 Ø5,5x 150 mm, CMA;
161042103 - Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, BA;	161122509 - Tipo 12 Ø5,5x 150 mm, INC;
161042104 - Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, BO;	161122510 - Tipo 12 Ø5,5x 150 mm, RPC;
161042105 - Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, BR;	161122601 - Tipo 12 Ø6,5x 150 mm, APC;
161042107 - Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, CM;	161122602 - Tipo 12 Ø6,5x 150 mm, APCR;
161042108 - Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, CMA;	161122603 - Tipo 12 Ø6,5x 150 mm, BA;
161042109 - Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, INC;	161122604 - Tipo 12 Ø6,5x 150 mm, BO;
161042110 - Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, RPC;	161122605 - Tipo 12 Ø6,5x 150 mm, BR;
161050701 - Tipo 05 Ø4,2 x 130 mm, APC;	161122607 - Tipo 12 Ø6,5x 150 mm, CM;
161050702 - Tipo 05 Ø4,2 x 130 mm, APCR;	161122608 - Tipo 12 Ø6,5x 150 mm, CMA;
161050703 - Tipo 05 Ø4,2 x 130 mm, BA;	161122609 - Tipo 12 Ø6,5x 150 mm, INC;
161050704 - Tipo 05 Ø4,2 x 130 mm, BO;	161122610 - Tipo 12 Ø6,5x 150 mm, RPC;
161050705 - Tipo 05 Ø4,2 x 130 mm, BR;	161130701 - Tipo 13 Ø4,2 x 130 mm, APC;
161050707 - Tipo 05 Ø4,2 x 130 mm, CM;	161130702 - Tipo 13 Ø4,2 x 130 mm, APCR;
161050708 - Tipo 05 Ø4,2 x 130 mm, CMA;	161130703 - Tipo 13 Ø4,2 x 130 mm, BA;
161050709 - Tipo 05 Ø4,2 x 130 mm, INC;	161130704 - Tipo 13 Ø4,2 x 130 mm, BO;
161050710 - Tipo 05 Ø4,2 x 130 mm, RPC;	161130705 - Tipo 13 Ø4,2 x 130 mm, BR;

161050801 - Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, APC;	161130707 - Tipo 13 Ø4,2 x 130 mm, CM;
161050802 - Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, APCR;	161130708 - Tipo 13 Ø4,2 x 130 mm, CMA;
161050803 - Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, BA;	161130709 - Tipo 13 Ø4,2 x 130 mm, INC;
161050804 - Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, BO;	161130710 - Tipo 13 Ø4,2 x 130 mm, RPC;
161050805 - Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, BR;	161130801 - Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161050807 - Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, CM;	161130802 - Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161050808 - Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, CMA;	161130803 - Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161050809 - Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, INC;	161130804 - Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161050810 - Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, RPC;	161130805 - Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161050901 - Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, APC;	161130807 - Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161050902 - Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, APCR;	161130808 - Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161050903 - Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, BA;	161130809 - Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161050904 - Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, BO;	161130810 - Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161050905 - Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, BR;	161130901 - Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161050907 - Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, CM;	161130902 - Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161050908 - Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, CMA;	161130903 - Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161050909 - Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, INC;	161130904 - Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161050910 - Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, RPC;	161130905 - Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161051001 - Tipo 05 Ø4,5 x 130 mm, APC;	161130907 - Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161051002 - Tipo 05 Ø4,5 x 130 mm, APCR;	161130908 - Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161051003 - Tipo 05 Ø4,5 x 130 mm, BA;	161130909 - Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161051004 - Tipo 05 Ø4,5 x 130 mm, BO;	161130910 - Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161051005 - Tipo 05 Ø4,5 x 130 mm, BR;	161131001 - Tipo 13 Ø4,5 x 130 mm, APC;
161051007 - Tipo 05 Ø4,5 x 130 mm, CM;	161131002 - Tipo 13 Ø4,5 x 130 mm, APCR;
161051008 - Tipo 05 Ø4,5 x 130 mm, CMA;	161131003 - Tipo 13 Ø4,5 x 130 mm, BA;
161051009 - Tipo 05 Ø4,5 x 130 mm, INC;	161131004 - Tipo 13 Ø4,5 x 130 mm, BO;
161051010 - Tipo 05 Ø4,5 x 130 mm, RPC;	161131005 - Tipo 13 Ø4,5 x 130 mm, BR;
161051101 - Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, APC;	161131007 - Tipo 13 Ø4,5 x 130 mm, CM;
161051102 - Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, APCR;	161131008 - Tipo 13 Ø4,5 x 130 mm, CMA;
161051103 - Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, BA;	161131009 - Tipo 13 Ø4,5 x 130 mm, INC;
161051104 - Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, BO;	161131010 - Tipo 13 Ø4,5 x 130 mm, RPC;
161051105 - Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, BR;	161131101 - Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161051107 - Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, CM;	161131102 - Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161051108 - Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, CMA;	161131103 - Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161051109 - Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, INC;	161131104 - Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161051110 - Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, RPC;	161131105 - Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161051201 - Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, APC;	161131107 - Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161051202 - Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, APCR;	161131108 - Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161051203 - Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, BA;	161131109 - Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161051204 - Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, BO;	161131110 - Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161051205 - Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, BR;	161131201 - Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161051207 - Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, CM;	161131202 - Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161051208 - Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, CMA;	161131203 - Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161051209 - Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, INC;	161131204 - Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161051210 - Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, RPC;	161131205 - Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161051301 - Tipo 05 Ø5,0 x 130 mm, APC;	161131207 - Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, CM;

161051302 - Tipo 05 Ø5,0 x 130 mm, APCR;	161131208 - Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161051303 - Tipo 05 Ø5,0 x 130 mm, BA;	161131209 - Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161051304 - Tipo 05 Ø5,0 x 130 mm, BO;	161131210 - Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161051305 - Tipo 05 Ø5,0 x 130 mm, BR;	161131301 - Tipo 13 Ø5,0 x 130 mm, APC;
161051307 - Tipo 05 Ø5,0 x 130 mm, CM;	161131302 - Tipo 13 Ø5,0 x 130 mm, APCR;
161051308 - Tipo 05 Ø5,0 x 130 mm, CMA;	161131303 - Tipo 13 Ø5,0 x 130 mm, BA;
161051309 - Tipo 05 Ø5,0 x 130 mm, INC;	161131304 - Tipo 13 Ø5,0 x 130 mm, BO;
161051310 - Tipo 05 Ø5,0 x 130 mm, RPC;	161131305 - Tipo 13 Ø5,0 x 130 mm, BR;
161051401 - Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, APC;	161131307 - Tipo 13 Ø5,0 x 130 mm, CM;
161051402 - Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, APCR;	161131308 - Tipo 13 Ø5,0 x 130 mm, CMA;
161051403 - Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, BA;	161131309 - Tipo 13 Ø5,0 x 130 mm, INC;
161051404 - Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, BO;	161131310 - Tipo 13 Ø5,0 x 130 mm, RPC;
161051405 - Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, BR;	161131401 - Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161051407 - Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, CM;	161131402 - Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161051408 - Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, CMA;	161131403 - Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161051409 - Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, INC;	161131404 - Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161051410 - Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, RPC;	161131405 - Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161051501 - Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, APC;	161131407 - Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161051502 - Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, APCR;	161131408 - Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161051503 - Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, BA;	161131409 - Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161051504 - Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, BO;	161131410 - Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161051505 - Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, BR;	161131501 - Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161051507 - Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, CM;	161131502 - Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161051508 - Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, CMA;	161131503 - Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161051509 - Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, INC;	161131504 - Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161051510 - Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, RPC;	161131505 - Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161051601 - Tipo 05 Ø5,5 x 130 mm, APC;	161131507 - Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161051602 - Tipo 05 Ø5,5 x 130 mm, APCR;	161131508 - Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161051603 - Tipo 05 Ø5,5 x 130 mm, BA;	161131509 - Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161051604 - Tipo 05 Ø5,5 x 130 mm, BO;	161131510 - Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161051605 - Tipo 05 Ø5,5 x 130 mm, BR;	161131601 - Tipo 13 Ø5,5 x 130 mm, APC;
161051607 - Tipo 05 Ø5,5 x 130 mm, CM;	161131602 - Tipo 13 Ø5,5 x 130 mm, APCR;
161051608 - Tipo 05 Ø5,5 x 130 mm, CMA;	161131603 - Tipo 13 Ø5,5 x 130 mm, BA;
161051609 - Tipo 05 Ø5,5 x 130 mm, INC;	161131604 - Tipo 13 Ø5,5 x 130 mm, BO;
161051610 - Tipo 05 Ø5,5 x 130 mm, RPC;	161131605 - Tipo 13 Ø5,5 x 130 mm, BR;
161051701 - Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, APC;	161131607 - Tipo 13 Ø5,5 x 130 mm, CM;
161051702 - Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, APCR;	161131608 - Tipo 13 Ø5,5 x 130 mm, CMA;
161051703 - Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, BA;	161131609 - Tipo 13 Ø5,5 x 130 mm, INC;
161051704 - Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, BO;	161131610 - Tipo 13 Ø5,5 x 130 mm, RPC;
161051705 - Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, BR;	161131701 - Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161051707 - Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, CM;	161131702 - Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161051708 - Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, CMA;	161131703 - Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161051709 - Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, INC;	161131704 - Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161051710 - Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, RPC;	161131705 - Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161051801 - Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, APC;	161131707 - Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161051802 - Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, APCR;	161131708 - Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, CMA;

161051803 - Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, BA;	161131709 - Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161051804 - Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, BO;	161131710 - Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161051805 - Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, BR;	161131801 - Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161051807 - Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, CM;	161131802 - Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161051808 - Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, CMA;	161131803 - Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161051809 - Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, INC;	161131804 - Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161051810 - Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, RPC;	161131805 - Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161051901 - Tipo 05 Ø6,5 x 130 mm, APC;	161131807 - Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161051902 - Tipo 05 Ø6,5 x 130 mm, APCR;	161131808 - Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161051903 - Tipo 05 Ø6,5 x 130 mm, BA;	161131809 - Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161051904 - Tipo 05 Ø6,5 x 130 mm, BO;	161131810 - Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161051905 - Tipo 05 Ø6,5 x 130 mm, BR;	161131901 - Tipo 13 Ø6,5 x 130 mm, APC;
161051907 - Tipo 05 Ø6,5 x 130 mm, CM;	161131902 - Tipo 13 Ø6,5 x 130 mm, APCR;
161051908 - Tipo 05 Ø6,5 x 130 mm, CMA;	161131903 - Tipo 13 Ø6,5 x 130 mm, BA;
161051909 - Tipo 05 Ø6,5 x 130 mm, INC;	161131904 - Tipo 13 Ø6,5 x 130 mm, BO;
161051910 - Tipo 05 Ø6,5 x 130 mm, RPC;	161131905 - Tipo 13 Ø6,5 x 130 mm, BR;
161052001 - Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, APC;	161131907 - Tipo 13 Ø6,5 x 130 mm, CM;
161052002 - Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, APCR;	161131908 - Tipo 13 Ø6,5 x 130 mm, CMA;
161052003 - Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, BA;	161131909 - Tipo 13 Ø6,5 x 130 mm, INC;
161052004 - Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, BO;	161131910 - Tipo 13 Ø6,5 x 130 mm, RPC;
161052005 - Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, BR;	161132001 - Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161052007 - Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, CM;	161132002 - Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161052008 - Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, CMA;	161132003 - Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161052009 - Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, INC;	161132004 - Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161052010 - Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, RPC;	161132005 - Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161052101 - Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, APC;	161132007 - Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161052102 - Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, APCR;	161132008 - Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161052103 - Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, BA;	161132009 - Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161052104 - Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, BO;	161132010 - Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161052105 - Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, BR;	161132101 - Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161052107 - Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, CM;	161132102 - Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161052108 - Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, CMA;	161132103 - Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161052109 - Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, INC;	161132104 - Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161052110 - Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, RPC;	161132105 - Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161052201 - Tipo 05 Ø4,2 x 150 mm, APC;	161132107 - Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161052202 - Tipo 05 Ø4,2 x 150 mm, APCR;	161132108 - Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161052203 - Tipo 05 Ø4,2 x 150 mm, BA;	161132109 - Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161052204 - Tipo 05 Ø4,2 x 150 mm, BO;	161132110 - Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161052205 - Tipo 05 Ø4,2 x 150 mm, BR;	161140701 - Tipo 14 Ø4,2 x 130 mm, APC;
161052207 - Tipo 05 Ø4,2 x 150 mm, CM;	161140702 - Tipo 14 Ø4,2 x 130 mm, APCR;
161052208 - Tipo 05 Ø4,2 x 150 mm, CMA;	161140703 - Tipo 14 Ø4,2 x 130 mm, BA;
161052209 - Tipo 05 Ø4,2 x 150 mm, INC;	161140704 - Tipo 14 Ø4,2 x 130 mm, BO;
161052210 - Tipo 05 Ø4,2 x 150 mm, RPC;	161140705 - Tipo 14 Ø4,2 x 130 mm, BR;
161052301 - Tipo 05 Ø4,5x 150 mm, APC;	161140707 - Tipo 14 Ø4,2 x 130 mm, CM;
161052302 - Tipo 05 Ø4,5x 150 mm, APCR;	161140708 - Tipo 14 Ø4,2 x 130 mm, CMA;
161052303 - Tipo 05 Ø4,5x 150 mm, BA;	161140709 - Tipo 14 Ø4,2 x 130 mm, INC;

161052304 - Tipo 05 Ø4,5x 150 mm, BO;	161140710 - Tipo 14 Ø4,2 x 130 mm, RPC;
161052305 - Tipo 05 Ø4,5x 150 mm, BR;	161140801 - Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161052307 - Tipo 05 Ø4,5x 150 mm, CM;	161140802 - Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161052308 - Tipo 05 Ø4,5x 150 mm, CMA;	161140803 - Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161052309 - Tipo 05 Ø4,5x 150 mm, INC;	161140804 - Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161052310 - Tipo 05 Ø4,5x 150 mm, RPC;	161140805 - Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161052401 - Tipo 05 Ø5,0x 150 mm, APC;	161140807 - Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161052402 - Tipo 05 Ø5,0x 150 mm, APCR;	161140808 - Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161052403 - Tipo 05 Ø5,0x 150 mm, BA;	161140809 - Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161052404 - Tipo 05 Ø5,0x 150 mm, BO;	161140810 - Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161052405 - Tipo 05 Ø5,0x 150 mm, BR;	161140901 - Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161052407 - Tipo 05 Ø5,0x 150 mm, CM;	161140902 - Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161052408 - Tipo 05 Ø5,0x 150 mm, CMA;	161140903 - Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161052409 - Tipo 05 Ø5,0x 150 mm, INC;	161140904 - Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161052410 - Tipo 05 Ø5,0x 150 mm, RPC;	161140905 - Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161052501 - Tipo 05 Ø5,5x 150 mm, APC;	161140907 - Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161052502 - Tipo 05 Ø5,5x 150 mm, APCR;	161140908 - Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161052503 - Tipo 05 Ø5,5x 150 mm, BA;	161140909 - Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161052504 - Tipo 05 Ø5,5x 150 mm, BO;	161140910 - Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161052505 - Tipo 05 Ø5,5x 150 mm, BR;	161141001 - Tipo 14 Ø4,5 x 130 mm, APC;
161052507 - Tipo 05 Ø5,5x 150 mm, CM;	161141002 - Tipo 14 Ø4,5 x 130 mm, APCR;
161052508 - Tipo 05 Ø5,5x 150 mm, CMA;	161141003 - Tipo 14 Ø4,5 x 130 mm, BA;
161052509 - Tipo 05 Ø5,5x 150 mm, INC;	161141004 - Tipo 14 Ø4,5 x 130 mm, BO;
161052510 - Tipo 05 Ø5,5x 150 mm, RPC;	161141005 - Tipo 14 Ø4,5 x 130 mm, BR;
161052601 - Tipo 05 Ø6,5x 150 mm, APC;	161141007 - Tipo 14 Ø4,5 x 130 mm, CM;
161052602 - Tipo 05 Ø6,5x 150 mm, APCR;	161141008 - Tipo 14 Ø4,5 x 130 mm, CMA;
161052603 - Tipo 05 Ø6,5x 150 mm, BA;	161141009 - Tipo 14 Ø4,5 x 130 mm, INC;
161052604 - Tipo 05 Ø6,5x 150 mm, BO;	161141010 - Tipo 14 Ø4,5 x 130 mm, RPC;
161052605 - Tipo 05 Ø6,5x 150 mm, BR;	161141101 - Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161052607 - Tipo 05 Ø6,5x 150 mm, CM;	161141102 - Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161052608 - Tipo 05 Ø6,5x 150 mm, CMA;	161141103 - Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161052609 - Tipo 05 Ø6,5x 150 mm, INC;	161141104 - Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161052610 - Tipo 05 Ø6,5x 150 mm, RPC;	161141105 - Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161060701 - Tipo 06 Ø4,2 x 130 mm, APC;	161141107 - Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161060702 - Tipo 06 Ø4,2 x 130 mm, APCR;	161141108 - Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161060703 - Tipo 06 Ø4,2 x 130 mm, BA;	161141109 - Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161060704 - Tipo 06 Ø4,2 x 130 mm, BO;	161141110 - Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161060705 - Tipo 06 Ø4,2 x 130 mm, BR;	161141201 - Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161060707 - Tipo 06 Ø4,2 x 130 mm, CM;	161141202 - Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161060708 - Tipo 06 Ø4,2 x 130 mm, CMA;	161141203 - Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161060709 - Tipo 06 Ø4,2 x 130 mm, INC;	161141204 - Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161060710 - Tipo 06 Ø4,2 x 130 mm, RPC;	161141205 - Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161060801 - Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, APC;	161141207 - Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161060802 - Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, APCR;	161141208 - Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161060803 - Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, BA;	161141209 - Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161060804 - Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, BO;	161141210 - Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, RPC;

161060805 - Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, BR;	161141301 - Tipo 14 Ø5,0 x 130 mm, APC;
161060807 - Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, CM;	161141302 - Tipo 14 Ø5,0 x 130 mm, APCR;
161060808 - Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, CMA;	161141303 - Tipo 14 Ø5,0 x 130 mm, BA;
161060809 - Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, INC;	161141304 - Tipo 14 Ø5,0 x 130 mm, BO;
161060810 - Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, RPC;	161141305 - Tipo 14 Ø5,0 x 130 mm, BR;
161060901 - Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, APC;	161141307 - Tipo 14 Ø5,0 x 130 mm, CM;
161060902 - Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, APCR;	161141308 - Tipo 14 Ø5,0 x 130 mm, CMA;
161060903 - Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, BA;	161141309 - Tipo 14 Ø5,0 x 130 mm, INC;
161060904 - Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, BO;	161141310 - Tipo 14 Ø5,0 x 130 mm, RPC;
161060905 - Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, BR;	161141401 - Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161060907 - Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, CM;	161141402 - Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161060908 - Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, CMA;	161141403 - Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161060909 - Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, INC;	161141404 - Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161060910 - Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, RPC;	161141405 - Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161061001 - Tipo 06 Ø4,5 x 130 mm, APC;	161141407 - Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161061002 - Tipo 06 Ø4,5 x 130 mm, APCR;	161141408 - Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161061003 - Tipo 06 Ø4,5 x 130 mm, BA;	161141409 - Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161061004 - Tipo 06 Ø4,5 x 130 mm, BO;	161141410 - Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161061005 - Tipo 06 Ø4,5 x 130 mm, BR;	161141501 - Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161061007 - Tipo 06 Ø4,5 x 130 mm, CM;	161141502 - Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161061008 - Tipo 06 Ø4,5 x 130 mm, CMA;	161141503 - Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161061009 - Tipo 06 Ø4,5 x 130 mm, INC;	161141504 - Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161061010 - Tipo 06 Ø4,5 x 130 mm, RPC;	161141505 - Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161061101 - Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, APC;	161141507 - Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161061102 - Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, APCR;	161141508 - Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161061103 - Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, BA;	161141509 - Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161061104 - Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, BO;	161141510 - Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161061105 - Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, BR;	161141601 - Tipo 14 Ø5,5 x 130 mm, APC;
161061107 - Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, CM;	161141602 - Tipo 14 Ø5,5 x 130 mm, APCR;
161061108 - Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, CMA;	161141603 - Tipo 14 Ø5,5 x 130 mm, BA;
161061109 - Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, INC;	161141604 - Tipo 14 Ø5,5 x 130 mm, BO;
161061110 - Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, RPC;	161141605 - Tipo 14 Ø5,5 x 130 mm, BR;
161061201 - Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, APC;	161141607 - Tipo 14 Ø5,5 x 130 mm, CM;
161061202 - Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, APCR;	161141608 - Tipo 14 Ø5,5 x 130 mm, CMA;
161061203 - Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, BA;	161141609 - Tipo 14 Ø5,5 x 130 mm, INC;
161061204 - Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, BO;	161141610 - Tipo 14 Ø5,5 x 130 mm, RPC;
161061205 - Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, BR;	161141701 - Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161061207 - Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, CM;	161141702 - Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161061208 - Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, CMA;	161141703 - Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161061209 - Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, INC;	161141704 - Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161061210 - Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, RPC;	161141705 - Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161061301 - Tipo 06 Ø5,0 x 130 mm, APC;	161141707 - Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161061302 - Tipo 06 Ø5,0 x 130 mm, APCR;	161141708 - Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161061303 - Tipo 06 Ø5,0 x 130 mm, BA;	161141709 - Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161061304 - Tipo 06 Ø5,0 x 130 mm, BO;	161141710 - Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161061305 - Tipo 06 Ø5,0 x 130 mm, BR;	161141801 - Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, APC;

161061307 - Tipo 06 Ø5,0 x 130 mm, CM;	161141802 - Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161061308 - Tipo 06 Ø5,0 x 130 mm, CMA;	161141803 - Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161061309 - Tipo 06 Ø5,0 x 130 mm, INC;	161141804 - Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161061310 - Tipo 06 Ø5,0 x 130 mm, RPC;	161141805 - Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161061401 - Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, APC;	161141807 - Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161061402 - Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, APCR;	161141808 - Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161061403 - Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, BA;	161141809 - Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161061404 - Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, BO;	161141810 - Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161061405 - Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, BR;	161141901 - Tipo 14 Ø6,5 x 130 mm, APC;
161061407 - Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, CM;	161141902 - Tipo 14 Ø6,5 x 130 mm, APCR;
161061408 - Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, CMA;	161141903 - Tipo 14 Ø6,5 x 130 mm, BA;
161061409 - Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, INC;	161141904 - Tipo 14 Ø6,5 x 130 mm, BO;
161061410 - Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, RPC;	161141905 - Tipo 14 Ø6,5 x 130 mm, BR;
161061501 - Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, APC;	161141907 - Tipo 14 Ø6,5 x 130 mm, CM;
161061502 - Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, APCR;	161141908 - Tipo 14 Ø6,5 x 130 mm, CMA;
161061503 - Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, BA;	161141909 - Tipo 14 Ø6,5 x 130 mm, INC;
161061504 - Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, BO;	161141910 - Tipo 14 Ø6,5 x 130 mm, RPC;
161061505 - Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, BR;	161142001 - Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161061507 - Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, CM;	161142002 - Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161061508 - Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, CMA;	161142003 - Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161061509 - Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, INC;	161142004 - Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161061510 - Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, RPC;	161142005 - Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161061601 - Tipo 06 Ø5,5 x 130 mm, APC;	161142007 - Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161061602 - Tipo 06 Ø5,5 x 130 mm, APCR;	161142008 - Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161061603 - Tipo 06 Ø5,5 x 130 mm, BA;	161142009 - Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161061604 - Tipo 06 Ø5,5 x 130 mm, BO;	161142010 - Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161061605 - Tipo 06 Ø5,5 x 130 mm, BR;	161142101 - Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161061607 - Tipo 06 Ø5,5 x 130 mm, CM;	161142102 - Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161061608 - Tipo 06 Ø5,5 x 130 mm, CMA;	161142103 - Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161061609 - Tipo 06 Ø5,5 x 130 mm, INC;	161142104 - Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161061610 - Tipo 06 Ø5,5 x 130 mm, RPC;	161142105 - Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161061701 - Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, APC;	161142107 - Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161061702 - Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, APCR;	161142108 - Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161061703 - Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, BA;	161142109 - Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161061704 - Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, BO;	161142110 - Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161061705 - Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, BR;	161150701 - Tipo 15 Ø4,2 x 130 mm, APC;
161061707 - Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, CM;	161150702 - Tipo 15 Ø4,2 x 130 mm, APCR;
161061708 - Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, CMA;	161150703 - Tipo 15 Ø4,2 x 130 mm, BA;
161061709 - Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, INC;	161150704 - Tipo 15 Ø4,2 x 130 mm, BO;
161061710 - Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, RPC;	161150705 - Tipo 15 Ø4,2 x 130 mm, BR;
161061801 - Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, APC;	161150707 - Tipo 15 Ø4,2 x 130 mm, CM;
161061802 - Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, APCR;	161150708 - Tipo 15 Ø4,2 x 130 mm, CMA;
161061803 - Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, BA;	161150709 - Tipo 15 Ø4,2 x 130 mm, INC;
161061804 - Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, BO;	161150710 - Tipo 15 Ø4,2 x 130 mm, RPC;
161061805 - Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, BR;	161150801 - Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161061807 - Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, CM;	161150802 - Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, APCR;

161061808 - Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, CMA;	161150803 - Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161061809 - Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, INC;	161150804 - Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161061810 - Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, RPC;	161150805 - Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161061901 - Tipo 06 Ø6,5 x 130 mm, APC;	161150807 - Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161061902 - Tipo 06 Ø6,5 x 130 mm, APCR;	161150808 - Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161061903 - Tipo 06 Ø6,5 x 130 mm, BA;	161150809 - Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161061904 - Tipo 06 Ø6,5 x 130 mm, BO;	161150810 - Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161061905 - Tipo 06 Ø6,5 x 130 mm, BR;	161150901 - Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161061907 - Tipo 06 Ø6,5 x 130 mm, CM;	161150902 - Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161061908 - Tipo 06 Ø6,5 x 130 mm, CMA;	161150903 - Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161061909 - Tipo 06 Ø6,5 x 130 mm, INC;	161150904 - Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161061910 - Tipo 06 Ø6,5 x 130 mm, RPC;	161150905 - Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161062001 - Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, APC;	161150907 - Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161062002 - Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, APCR;	161150908 - Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161062003 - Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, BA;	161150909 - Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161062004 - Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, BO;	161150910 - Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161062005 - Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, BR;	161151001 - Tipo 15 Ø4,5 x 130 mm, APC;
161062007 - Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, CM;	161151002 - Tipo 15 Ø4,5 x 130 mm, APCR;
161062008 - Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, CMA;	161151003 - Tipo 15 Ø4,5 x 130 mm, BA;
161062009 - Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, INC;	161151004 - Tipo 15 Ø4,5 x 130 mm, BO;
161062010 - Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, RPC;	161151005 - Tipo 15 Ø4,5 x 130 mm, BR;
161062101 - Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, APC;	161151007 - Tipo 15 Ø4,5 x 130 mm, CM;
161062102 - Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, APCR;	161151008 - Tipo 15 Ø4,5 x 130 mm, CMA;
161062103 - Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, BA;	161151009 - Tipo 15 Ø4,5 x 130 mm, INC;
161062104 - Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, BO;	161151010 - Tipo 15 Ø4,5 x 130 mm, RPC;
161062105 - Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, BR;	161151101 - Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161062107 - Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, CM;	161151102 - Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161062108 - Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, CMA;	161151103 - Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161062109 - Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, INC;	161151104 - Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161062110 - Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, RPC;	161151105 - Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161062201 - Tipo 06 Ø4,2 x 150 mm, APC;	161151107 - Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161062202 - Tipo 06 Ø4,2 x 150 mm, APCR;	161151108 - Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161062203 - Tipo 06 Ø4,2 x 150 mm, BA;	161151109 - Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161062204 - Tipo 06 Ø4,2 x 150 mm, BO;	161151110 - Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161062205 - Tipo 06 Ø4,2 x 150 mm, BR;	161151201 - Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161062207 - Tipo 06 Ø4,2 x 150 mm, CM;	161151202 - Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161062208 - Tipo 06 Ø4,2 x 150 mm, CMA;	161151203 - Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161062209 - Tipo 06 Ø4,2 x 150 mm, INC;	161151204 - Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161062210 - Tipo 06 Ø4,2 x 150 mm, RPC;	161151205 - Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161062301 - Tipo 06 Ø4,5x 150 mm, APC;	161151207 - Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161062302 - Tipo 06 Ø4,5x 150 mm, APCR;	161151208 - Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161062303 - Tipo 06 Ø4,5x 150 mm, BA;	161151209 - Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161062304 - Tipo 06 Ø4,5x 150 mm, BO;	161151210 - Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161062305 - Tipo 06 Ø4,5x 150 mm, BR;	161151301 - Tipo 15 Ø5,0 x 130 mm, APC;
161062307 - Tipo 06 Ø4,5x 150 mm, CM;	161151302 - Tipo 15 Ø5,0 x 130 mm, APCR;
161062308 - Tipo 06 Ø4,5x 150 mm, CMA;	161151303 - Tipo 15 Ø5,0 x 130 mm, BA;

161062309 - Tipo 06 Ø4,5x 150 mm, INC;	161151304 - Tipo 15 Ø5,0 x 130 mm, BO;
161062310 - Tipo 06 Ø4,5x 150 mm, RPC;	161151305 - Tipo 15 Ø5,0 x 130 mm, BR;
161062401 - Tipo 06 Ø5,0x 150 mm, APC;	161151307 - Tipo 15 Ø5,0 x 130 mm, CM;
161062402 - Tipo 06 Ø5,0x 150 mm, APCR;	161151308 - Tipo 15 Ø5,0 x 130 mm, CMA;
161062403 - Tipo 06 Ø5,0x 150 mm, BA;	161151309 - Tipo 15 Ø5,0 x 130 mm, INC;
161062404 - Tipo 06 Ø5,0x 150 mm, BO;	161151310 - Tipo 15 Ø5,0 x 130 mm, RPC;
161062405 - Tipo 06 Ø5,0x 150 mm, BR;	161151401 - Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161062407 - Tipo 06 Ø5,0x 150 mm, CM;	161151402 - Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161062408 - Tipo 06 Ø5,0x 150 mm, CMA;	161151403 - Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161062409 - Tipo 06 Ø5,0x 150 mm, INC;	161151404 - Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161062410 - Tipo 06 Ø5,0x 150 mm, RPC;	161151405 - Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161062501 - Tipo 06 Ø5,5x 150 mm, APC;	161151407 - Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161062502 - Tipo 06 Ø5,5x 150 mm, APCR;	161151408 - Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161062503 - Tipo 06 Ø5,5x 150 mm, BA;	161151409 - Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161062504 - Tipo 06 Ø5,5x 150 mm, BO;	161151410 - Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161062505 - Tipo 06 Ø5,5x 150 mm, BR;	161151501 - Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161062507 - Tipo 06 Ø5,5x 150 mm, CM;	161151502 - Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161062508 - Tipo 06 Ø5,5x 150 mm, CMA;	161151503 - Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161062509 - Tipo 06 Ø5,5x 150 mm, INC;	161151504 - Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161062510 - Tipo 06 Ø5,5x 150 mm, RPC;	161151505 - Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161062601 - Tipo 06 Ø6,5x 150 mm, APC;	161151507 - Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161062602 - Tipo 06 Ø6,5x 150 mm, APCR;	161151508 - Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161062603 - Tipo 06 Ø6,5x 150 mm, BA;	161151509 - Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161062604 - Tipo 06 Ø6,5x 150 mm, BO;	161151510 - Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161062605 - Tipo 06 Ø6,5x 150 mm, BR;	161151601 - Tipo 15 Ø5,5 x 130 mm, APC;
161062607 - Tipo 06 Ø6,5x 150 mm, CM;	161151602 - Tipo 15 Ø5,5 x 130 mm, APCR;
161062608 - Tipo 06 Ø6,5x 150 mm, CMA;	161151603 - Tipo 15 Ø5,5 x 130 mm, BA;
161062609 - Tipo 06 Ø6,5x 150 mm, INC;	161151604 - Tipo 15 Ø5,5 x 130 mm, BO;
161062610 - Tipo 06 Ø6,5x 150 mm, RPC;	161151605 - Tipo 15 Ø5,5 x 130 mm, BR;
161070701 - Tipo 07 Ø4,2 x 130 mm, APC;	161151607 - Tipo 15 Ø5,5 x 130 mm, CM;
161070702 - Tipo 07 Ø4,2 x 130 mm, APCR;	161151608 - Tipo 15 Ø5,5 x 130 mm, CMA;
161070703 - Tipo 07 Ø4,2 x 130 mm, BA;	161151609 - Tipo 15 Ø5,5 x 130 mm, INC;
161070704 - Tipo 07 Ø4,2 x 130 mm, BO;	161151610 - Tipo 15 Ø5,5 x 130 mm, RPC;
161070705 - Tipo 07 Ø4,2 x 130 mm, BR;	161151701 - Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161070707 - Tipo 07 Ø4,2 x 130 mm, CM;	161151702 - Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161070708 - Tipo 07 Ø4,2 x 130 mm, CMA;	161151703 - Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161070709 - Tipo 07 Ø4,2 x 130 mm, INC;	161151704 - Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161070710 - Tipo 07 Ø4,2 x 130 mm, RPC;	161151705 - Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161070801 - Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, APC;	161151707 - Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161070802 - Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, APCR;	161151708 - Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161070803 - Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, BA;	161151709 - Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161070804 - Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, BO;	161151710 - Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161070805 - Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, BR;	161151801 - Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161070807 - Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, CM;	161151802 - Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161070808 - Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, CMA;	161151803 - Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161070809 - Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, INC;	161151804 - Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, BO;

161070810 - Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, RPC;	161151805 - Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161070901 - Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, APC;	161151807 - Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161070902 - Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, APCR;	161151808 - Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161070903 - Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, BA;	161151809 - Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161070904 - Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, BO;	161151810 - Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161070905 - Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, BR;	161151901 - Tipo 15 Ø6,5 x 130 mm, APC;
161070907 - Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, CM;	161151902 - Tipo 15 Ø6,5 x 130 mm, APCR;
161070908 - Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, CMA;	161151903 - Tipo 15 Ø6,5 x 130 mm, BA;
161070909 - Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, INC;	161151904 - Tipo 15 Ø6,5 x 130 mm, BO;
161070910 - Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, RPC;	161151905 - Tipo 15 Ø6,5 x 130 mm, BR;
161071001 - Tipo 07 Ø4,5 x 130 mm, APC;	161151907 - Tipo 15 Ø6,5 x 130 mm, CM;
161071002 - Tipo 07 Ø4,5 x 130 mm, APCR;	161151908 - Tipo 15 Ø6,5 x 130 mm, CMA;
161071003 - Tipo 07 Ø4,5 x 130 mm, BA;	161151909 - Tipo 15 Ø6,5 x 130 mm, INC;
161071004 - Tipo 07 Ø4,5 x 130 mm, BO;	161151910 - Tipo 15 Ø6,5 x 130 mm, RPC;
161071005 - Tipo 07 Ø4,5 x 130 mm, BR;	161152001 - Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161071007 - Tipo 07 Ø4,5 x 130 mm, CM;	161152002 - Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161071008 - Tipo 07 Ø4,5 x 130 mm, CMA;	161152003 - Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161071009 - Tipo 07 Ø4,5 x 130 mm, INC;	161152004 - Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161071010 - Tipo 07 Ø4,5 x 130 mm, RPC;	161152005 - Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161071101 - Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, APC;	161152007 - Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161071102 - Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, APCR;	161152008 - Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161071103 - Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, BA;	161152009 - Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161071104 - Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, BO;	161152010 - Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161071105 - Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, BR;	161152101 - Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161071107 - Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, CM;	161152102 - Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161071108 - Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, CMA;	161152103 - Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161071109 - Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, INC;	161152104 - Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161071110 - Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, RPC;	161152105 - Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161071201 - Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, APC;	161152107 - Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161071202 - Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, APCR;	161152108 - Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161071203 - Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, BA;	161152109 - Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161071204 - Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, BO;	161152110 - Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161071205 - Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, BR;	161160701 - Tipo 16 Ø4,2 x 130 mm, APC;
161071207 - Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, CM;	161160702 - Tipo 16 Ø4,2 x 130 mm, APCR;
161071208 - Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, CMA;	161160703 - Tipo 16 Ø4,2 x 130 mm, BA;
161071209 - Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, INC;	161160704 - Tipo 16 Ø4,2 x 130 mm, BO;
161071210 - Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, RPC;	161160705 - Tipo 16 Ø4,2 x 130 mm, BR;
161071301 - Tipo 07 Ø5,0 x 130 mm, APC;	161160707 - Tipo 16 Ø4,2 x 130 mm, CM;
161071302 - Tipo 07 Ø5,0 x 130 mm, APCR;	161160708 - Tipo 16 Ø4,2 x 130 mm, CMA;
161071303 - Tipo 07 Ø5,0 x 130 mm, BA;	161160709 - Tipo 16 Ø4,2 x 130 mm, INC;
161071304 - Tipo 07 Ø5,0 x 130 mm, BO;	161160710 - Tipo 16 Ø4,2 x 130 mm, RPC;
161071305 - Tipo 07 Ø5,0 x 130 mm, BR;	161160801 - Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161071307 - Tipo 07 Ø5,0 x 130 mm, CM;	161160802 - Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161071308 - Tipo 07 Ø5,0 x 130 mm, CMA;	161160803 - Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161071309 - Tipo 07 Ø5,0 x 130 mm, INC;	161160804 - Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161071310 - Tipo 07 Ø5,0 x 130 mm, RPC;	161160805 - Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, BR;

161071401 - Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, APC;	161160807 - Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161071402 - Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, APCR;	161160808 - Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161071403 - Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, BA;	161160809 - Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161071404 - Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, BO;	161160810 - Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161071405 - Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, BR;	161160901 - Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161071407 - Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, CM;	161160902 - Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161071408 - Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, CMA;	161160903 - Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161071409 - Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, INC;	161160904 - Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161071410 - Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, RPC;	161160905 - Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161071501 - Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, APC;	161160907 - Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161071502 - Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, APCR;	161160908 - Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161071503 - Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, BA;	161160909 - Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161071504 - Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, BO;	161160910 - Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161071505 - Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, BR;	161161001 - Tipo 16 Ø4,5 x 130 mm, APC;
161071507 - Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, CM;	161161002 - Tipo 16 Ø4,5 x 130 mm, APCR;
161071508 - Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, CMA;	161161003 - Tipo 16 Ø4,5 x 130 mm, BA;
161071509 - Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, INC;	161161004 - Tipo 16 Ø4,5 x 130 mm, BO;
161071510 - Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, RPC;	161161005 - Tipo 16 Ø4,5 x 130 mm, BR;
161071601 - Tipo 07 Ø5,5 x 130 mm, APC;	161161007 - Tipo 16 Ø4,5 x 130 mm, CM;
161071602 - Tipo 07 Ø5,5 x 130 mm, APCR;	161161008 - Tipo 16 Ø4,5 x 130 mm, CMA;
161071603 - Tipo 07 Ø5,5 x 130 mm, BA;	161161009 - Tipo 16 Ø4,5 x 130 mm, INC;
161071604 - Tipo 07 Ø5,5 x 130 mm, BO;	161161010 - Tipo 16 Ø4,5 x 130 mm, RPC;
161071605 - Tipo 07 Ø5,5 x 130 mm, BR;	161161101 - Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161071607 - Tipo 07 Ø5,5 x 130 mm, CM;	161161102 - Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161071608 - Tipo 07 Ø5,5 x 130 mm, CMA;	161161103 - Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161071609 - Tipo 07 Ø5,5 x 130 mm, INC;	161161104 - Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161071610 - Tipo 07 Ø5,5 x 130 mm, RPC;	161161105 - Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161071701 - Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, APC;	161161107 - Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161071702 - Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, APCR;	161161108 - Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161071703 - Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, BA;	161161109 - Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161071704 - Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, BO;	161161110 - Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161071705 - Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, BR;	161161201 - Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161071707 - Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, CM;	161161202 - Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161071708 - Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, CMA;	161161203 - Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161071709 - Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, INC;	161161204 - Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161071710 - Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, RPC;	161161205 - Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161071801 - Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, APC;	161161207 - Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161071802 - Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, APCR;	161161208 - Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161071803 - Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, BA;	161161209 - Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161071804 - Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, BO;	161161210 - Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161071805 - Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, BR;	161161301 - Tipo 16 Ø5,0 x 130 mm, APC;
161071807 - Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, CM;	161161302 - Tipo 16 Ø5,0 x 130 mm, APCR;
161071808 - Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, CMA;	161161303 - Tipo 16 Ø5,0 x 130 mm, BA;
161071809 - Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, INC;	161161304 - Tipo 16 Ø5,0 x 130 mm, BO;
161071810 - Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, RPC;	161161305 - Tipo 16 Ø5,0 x 130 mm, BR;
161071901 - Tipo 07 Ø6,5 x 130 mm, APC;	161161307 - Tipo 16 Ø5,0 x 130 mm, CM;

161071902 - Tipo 07 Ø6,5 x 130 mm, APCR;	161161308 - Tipo 16 Ø5,0 x 130 mm, CMA;
161071903 - Tipo 07 Ø6,5 x 130 mm, BA;	161161309 - Tipo 16 Ø5,0 x 130 mm, INC;
161071904 - Tipo 07 Ø6,5 x 130 mm, BO;	161161310 - Tipo 16 Ø5,0 x 130 mm, RPC;
161071905 - Tipo 07 Ø6,5 x 130 mm, BR;	161161401 - Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161071907 - Tipo 07 Ø6,5 x 130 mm, CM;	161161402 - Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161071908 - Tipo 07 Ø6,5 x 130 mm, CMA;	161161403 - Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161071909 - Tipo 07 Ø6,5 x 130 mm, INC;	161161404 - Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161071910 - Tipo 07 Ø6,5 x 130 mm, RPC;	161161405 - Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161072001 - Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, APC;	161161407 - Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161072002 - Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, APCR;	161161408 - Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161072003 - Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, BA;	161161409 - Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161072004 - Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, BO;	161161410 - Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161072005 - Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, BR;	161161501 - Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161072007 - Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, CM;	161161502 - Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161072008 - Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, CMA;	161161503 - Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161072009 - Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, INC;	161161504 - Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161072010 - Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, RPC;	161161505 - Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161072101 - Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, APC;	161161507 - Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161072102 - Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, APCR;	161161508 - Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161072103 - Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, BA;	161161509 - Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161072104 - Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, BO;	161161510 - Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161072105 - Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, BR;	161161601 - Tipo 16 Ø5,5 x 130 mm, APC;
161072107 - Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, CM;	161161602 - Tipo 16 Ø5,5 x 130 mm, APCR;
161072108 - Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, CMA;	161161603 - Tipo 16 Ø5,5 x 130 mm, BA;
161072109 - Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, INC;	161161604 - Tipo 16 Ø5,5 x 130 mm, BO;
161072110 - Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, RPC;	161161605 - Tipo 16 Ø5,5 x 130 mm, BR;
161072201 - Tipo 07 Ø4,2 x 150 mm, APC;	161161607 - Tipo 16 Ø5,5 x 130 mm, CM;
161072202 - Tipo 07 Ø4,2 x 150 mm, APCR;	161161608 - Tipo 16 Ø5,5 x 130 mm, CMA;
161072203 - Tipo 07 Ø4,2 x 150 mm, BA;	161161609 - Tipo 16 Ø5,5 x 130 mm, INC;
161072204 - Tipo 07 Ø4,2 x 150 mm, BO;	161161610 - Tipo 16 Ø5,5 x 130 mm, RPC;
161072205 - Tipo 07 Ø4,2 x 150 mm, BR;	161161701 - Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161072207 - Tipo 07 Ø4,2 x 150 mm, CM;	161161702 - Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161072208 - Tipo 07 Ø4,2 x 150 mm, CMA;	161161703 - Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161072209 - Tipo 07 Ø4,2 x 150 mm, INC;	161161704 - Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161072210 - Tipo 07 Ø4,2 x 150 mm, RPC;	161161705 - Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161072301 - Tipo 07 Ø4,5x 150 mm, APC;	161161707 - Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161072302 - Tipo 07 Ø4,5x 150 mm, APCR;	161161708 - Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161072303 - Tipo 07 Ø4,5x 150 mm, BA;	161161709 - Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161072304 - Tipo 07 Ø4,5x 150 mm, BO;	161161710 - Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161072305 - Tipo 07 Ø4,5x 150 mm, BR;	161161801 - Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161072307 - Tipo 07 Ø4,5x 150 mm, CM;	161161802 - Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161072308 - Tipo 07 Ø4,5x 150 mm, CMA;	161161803 - Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161072309 - Tipo 07 Ø4,5x 150 mm, INC;	161161804 - Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161072310 - Tipo 07 Ø4,5x 150 mm, RPC;	161161805 - Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161072401 - Tipo 07 Ø5,0x 150 mm, APC;	161161807 - Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161072402 - Tipo 07 Ø5,0x 150 mm, APCR;	161161808 - Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, CMA;

161072403 - Tipo 07 Ø5,0x 150 mm, BA;	161161809 - Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161072404 - Tipo 07 Ø5,0x 150 mm, BO;	161161810 - Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161072405 - Tipo 07 Ø5,0x 150 mm, BR;	161161901 - Tipo 16 Ø6,5 x 130 mm, APC;
161072407 - Tipo 07 Ø5,0x 150 mm, CM;	161161902 - Tipo 16 Ø6,5 x 130 mm, APCR;
161072408 - Tipo 07 Ø5,0x 150 mm, CMA;	161161903 - Tipo 16 Ø6,5 x 130 mm, BA;
161072409 - Tipo 07 Ø5,0x 150 mm, INC;	161161904 - Tipo 16 Ø6,5 x 130 mm, BO;
161072410 - Tipo 07 Ø5,0x 150 mm, RPC;	161161905 - Tipo 16 Ø6,5 x 130 mm, BR;
161072501 - Tipo 07 Ø5,5x 150 mm, APC;	161161907 - Tipo 16 Ø6,5 x 130 mm, CM;
161072502 - Tipo 07 Ø5,5x 150 mm, APCR;	161161908 - Tipo 16 Ø6,5 x 130 mm, CMA;
161072503 - Tipo 07 Ø5,5x 150 mm, BA;	161161909 - Tipo 16 Ø6,5 x 130 mm, INC;
161072504 - Tipo 07 Ø5,5x 150 mm, BO;	161161910 - Tipo 16 Ø6,5 x 130 mm, RPC;
161072505 - Tipo 07 Ø5,5x 150 mm, BR;	161162001 - Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161072507 - Tipo 07 Ø5,5x 150 mm, CM;	161162002 - Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161072508 - Tipo 07 Ø5,5x 150 mm, CMA;	161162003 - Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161072509 - Tipo 07 Ø5,5x 150 mm, INC;	161162004 - Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161072510 - Tipo 07 Ø5,5x 150 mm, RPC;	161162005 - Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161072601 - Tipo 07 Ø6,5x 150 mm, APC;	161162007 - Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161072602 - Tipo 07 Ø6,5x 150 mm, APCR;	161162008 - Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161072603 - Tipo 07 Ø6,5x 150 mm, BA;	161162009 - Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161072604 - Tipo 07 Ø6,5x 150 mm, BO;	161162010 - Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161072605 - Tipo 07 Ø6,5x 150 mm, BR;	161162101 - Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161072607 - Tipo 07 Ø6,5x 150 mm, CM;	161162102 - Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161072608 - Tipo 07 Ø6,5x 150 mm, CMA;	161162103 - Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161072609 - Tipo 07 Ø6,5x 150 mm, INC;	161162104 - Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161072610 - Tipo 07 Ø6,5x 150 mm, RPC;	161162105 - Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161080701 - Tipo 08 Ø4,2 x 130 mm, APC;	161162107 - Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161080702 - Tipo 08 Ø4,2 x 130 mm, APCR;	161162108 - Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161080703 - Tipo 08 Ø4,2 x 130 mm, BA;	161162109 - Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161080704 - Tipo 08 Ø4,2 x 130 mm, BO;	161162110 - Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161080705 - Tipo 08 Ø4,2 x 130 mm, BR;	161170701 - Tipo 17 Ø4,2 x 130 mm, APC;
161080707 - Tipo 08 Ø4,2 x 130 mm, CM;	161170702 - Tipo 17 Ø4,2 x 130 mm, APCR;
161080708 - Tipo 08 Ø4,2 x 130 mm, CMA;	161170703 - Tipo 17 Ø4,2 x 130 mm, BA;
161080709 - Tipo 08 Ø4,2 x 130 mm, INC;	161170704 - Tipo 17 Ø4,2 x 130 mm, BO;
161080710 - Tipo 08 Ø4,2 x 130 mm, RPC;	161170705 - Tipo 17 Ø4,2 x 130 mm, BR;
161080801 - Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, APC;	161170707 - Tipo 17 Ø4,2 x 130 mm, CM;
161080802 - Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, APCR;	161170708 - Tipo 17 Ø4,2 x 130 mm, CMA;
161080803 - Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, BA;	161170709 - Tipo 17 Ø4,2 x 130 mm, INC;
161080804 - Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, BO;	161170710 - Tipo 17 Ø4,2 x 130 mm, RPC;
161080805 - Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, BR;	161170801 - Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161080807 - Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, CM;	161170802 - Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161080808 - Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, CMA;	161170803 - Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161080809 - Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, INC;	161170804 - Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161080810 - Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, RPC;	161170805 - Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161080901 - Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, APC;	161170807 - Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161080902 - Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, APCR;	161170808 - Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161080903 - Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, BA;	161170809 - Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, INC;

161080904 - Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, BO;	161170810 - Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161080905 - Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, BR;	161170901 - Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161080907 - Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, CM;	161170902 - Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161080908 - Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, CMA;	161170903 - Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161080909 - Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, INC;	161170904 - Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161080910 - Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, RPC;	161170905 - Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161081001 - Tipo 08 Ø4,5 x 130 mm, APC;	161170907 - Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161081002 - Tipo 08 Ø4,5 x 130 mm, APCR;	161170908 - Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161081003 - Tipo 08 Ø4,5 x 130 mm, BA;	161170909 - Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161081004 - Tipo 08 Ø4,5 x 130 mm, BO;	161170910 - Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161081005 - Tipo 08 Ø4,5 x 130 mm, BR;	161171001 - Tipo 17 Ø4,5 x 130 mm, APC;
161081007 - Tipo 08 Ø4,5 x 130 mm, CM;	161171002 - Tipo 17 Ø4,5 x 130 mm, APCR;
161081008 - Tipo 08 Ø4,5 x 130 mm, CMA;	161171003 - Tipo 17 Ø4,5 x 130 mm, BA;
161081009 - Tipo 08 Ø4,5 x 130 mm, INC;	161171004 - Tipo 17 Ø4,5 x 130 mm, BO;
161081010 - Tipo 08 Ø4,5 x 130 mm, RPC;	161171005 - Tipo 17 Ø4,5 x 130 mm, BR;
161081101 - Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, APC;	161171007 - Tipo 17 Ø4,5 x 130 mm, CM;
161081102 - Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, APCR;	161171008 - Tipo 17 Ø4,5 x 130 mm, CMA;
161081103 - Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, BA;	161171009 - Tipo 17 Ø4,5 x 130 mm, INC;
161081104 - Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, BO;	161171010 - Tipo 17 Ø4,5 x 130 mm, RPC;
161081105 - Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, BR;	161171101 - Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161081107 - Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, CM;	161171102 - Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161081108 - Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, CMA;	161171103 - Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161081109 - Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, INC;	161171104 - Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161081110 - Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, RPC;	161171105 - Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161081201 - Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, APC;	161171107 - Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161081202 - Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, APCR;	161171108 - Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161081203 - Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, BA;	161171109 - Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161081204 - Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, BO;	161171110 - Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161081205 - Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, BR;	161171201 - Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161081207 - Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, CM;	161171202 - Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161081208 - Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, CMA;	161171203 - Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161081209 - Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, INC;	161171204 - Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161081210 - Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, RPC;	161171205 - Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161081301 - Tipo 08 Ø5,0 x 130 mm, APC;	161171207 - Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161081302 - Tipo 08 Ø5,0 x 130 mm, APCR;	161171208 - Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161081303 - Tipo 08 Ø5,0 x 130 mm, BA;	161171209 - Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161081304 - Tipo 08 Ø5,0 x 130 mm, BO;	161171210 - Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161081305 - Tipo 08 Ø5,0 x 130 mm, BR;	161171301 - Tipo 17 Ø5,0 x 130 mm, APC;
161081307 - Tipo 08 Ø5,0 x 130 mm, CM;	161171302 - Tipo 17 Ø5,0 x 130 mm, APCR;
161081308 - Tipo 08 Ø5,0 x 130 mm, CMA;	161171303 - Tipo 17 Ø5,0 x 130 mm, BA;
161081309 - Tipo 08 Ø5,0 x 130 mm, INC;	161171304 - Tipo 17 Ø5,0 x 130 mm, BO;
161081310 - Tipo 08 Ø5,0 x 130 mm, RPC;	161171305 - Tipo 17 Ø5,0 x 130 mm, BR;
161081401 - Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, APC;	161171307 - Tipo 17 Ø5,0 x 130 mm, CM;
161081402 - Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, APCR;	161171308 - Tipo 17 Ø5,0 x 130 mm, CMA;
161081403 - Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, BA;	161171309 - Tipo 17 Ø5,0 x 130 mm, INC;
161081404 - Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, BO;	161171310 - Tipo 17 Ø5,0 x 130 mm, RPC;

161081405 - Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, BR;	161171401 - Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161081407 - Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, CM;	161171402 - Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161081408 - Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, CMA;	161171403 - Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161081409 - Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, INC;	161171404 - Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161081410 - Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, RPC;	161171405 - Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161081501 - Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, APC;	161171407 - Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161081502 - Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, APCR;	161171408 - Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161081503 - Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, BA;	161171409 - Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161081504 - Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, BO;	161171410 - Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161081505 - Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, BR;	161171501 - Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161081507 - Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, CM;	161171502 - Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161081508 - Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, CMA;	161171503 - Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161081509 - Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, INC;	161171504 - Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161081510 - Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, RPC;	161171505 - Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161081601 - Tipo 08 Ø5,5 x 130 mm, APC;	161171507 - Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161081602 - Tipo 08 Ø5,5 x 130 mm, APCR;	161171508 - Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161081603 - Tipo 08 Ø5,5 x 130 mm, BA;	161171509 - Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161081604 - Tipo 08 Ø5,5 x 130 mm, BO;	161171510 - Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161081605 - Tipo 08 Ø5,5 x 130 mm, BR;	161171601 - Tipo 17 Ø5,5 x 130 mm, APC;
161081607 - Tipo 08 Ø5,5 x 130 mm, CM;	161171602 - Tipo 17 Ø5,5 x 130 mm, APCR;
161081608 - Tipo 08 Ø5,5 x 130 mm, CMA;	161171603 - Tipo 17 Ø5,5 x 130 mm, BA;
161081609 - Tipo 08 Ø5,5 x 130 mm, INC;	161171604 - Tipo 17 Ø5,5 x 130 mm, BO;
161081610 - Tipo 08 Ø5,5 x 130 mm, RPC;	161171605 - Tipo 17 Ø5,5 x 130 mm, BR;
161081701 - Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, APC;	161171607 - Tipo 17 Ø5,5 x 130 mm, CM;
161081702 - Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, APCR;	161171608 - Tipo 17 Ø5,5 x 130 mm, CMA;
161081703 - Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, BA;	161171609 - Tipo 17 Ø5,5 x 130 mm, INC;
161081704 - Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, BO;	161171610 - Tipo 17 Ø5,5 x 130 mm, RPC;
161081705 - Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, BR;	161171701 - Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161081707 - Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, CM;	161171702 - Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161081708 - Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, CMA;	161171703 - Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161081709 - Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, INC;	161171704 - Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161081710 - Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, RPC;	161171705 - Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161081801 - Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, APC;	161171707 - Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161081802 - Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, APCR;	161171708 - Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161081803 - Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, BA;	161171709 - Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161081804 - Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, BO;	161171710 - Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161081805 - Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, BR;	161171801 - Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161081807 - Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, CM;	161171802 - Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161081808 - Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, CMA;	161171803 - Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161081809 - Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, INC;	161171804 - Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161081810 - Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, RPC;	161171805 - Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161081901 - Tipo 08 Ø6,5 x 130 mm, APC;	161171807 - Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161081902 - Tipo 08 Ø6,5 x 130 mm, APCR;	161171808 - Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161081903 - Tipo 08 Ø6,5 x 130 mm, BA;	161171809 - Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161081904 - Tipo 08 Ø6,5 x 130 mm, BO;	161171810 - Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161081905 - Tipo 08 Ø6,5 x 130 mm, BR;	161171901 - Tipo 17 Ø6,5 x 130 mm, APC;

161081907 - Tipo 08 Ø6,5 x 130 mm, CM;	161171902 - Tipo 17 Ø6,5 x 130 mm, APCR;
161081908 - Tipo 08 Ø6,5 x 130 mm, CMA;	161171903 - Tipo 17 Ø6,5 x 130 mm, BA;
161081909 - Tipo 08 Ø6,5 x 130 mm, INC;	161171904 - Tipo 17 Ø6,5 x 130 mm, BO;
161081910 - Tipo 08 Ø6,5 x 130 mm, RPC;	161171905 - Tipo 17 Ø6,5 x 130 mm, BR;
161082001 - Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, APC;	161171907 - Tipo 17 Ø6,5 x 130 mm, CM;
161082002 - Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, APCR;	161171908 - Tipo 17 Ø6,5 x 130 mm, CMA;
161082003 - Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, BA;	161171909 - Tipo 17 Ø6,5 x 130 mm, INC;
161082004 - Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, BO;	161171910 - Tipo 17 Ø6,5 x 130 mm, RPC;
161082005 - Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, BR;	161172001 - Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161082007 - Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, CM;	161172002 - Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161082008 - Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, CMA;	161172003 - Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161082009 - Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, INC;	161172004 - Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161082010 - Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, RPC;	161172005 - Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161082101 - Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, APC;	161172007 - Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161082102 - Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, APCR;	161172008 - Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161082103 - Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, BA;	161172009 - Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161082104 - Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, BO;	161172010 - Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161082105 - Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, BR;	161172101 - Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161082107 - Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, CM;	161172102 - Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161082108 - Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, CMA;	161172103 - Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161082109 - Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, INC;	161172104 - Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161082110 - Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, RPC;	161172105 - Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161090701 - Tipo 09 Ø4,2 x 130 mm, APC;	161172107 - Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161090702 - Tipo 09 Ø4,2 x 130 mm, APCR;	161172108 - Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161090703 - Tipo 09 Ø4,2 x 130 mm, BA;	161172109 - Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161090704 - Tipo 09 Ø4,2 x 130 mm, BO;	161172110 - Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161090705 - Tipo 09 Ø4,2 x 130 mm, BR;	161180601 - Tipo 18 Ø4,2 x 130 mm, APC;
161090707 - Tipo 09 Ø4,2 x 130 mm, CM;	161180607 - Tipo 18 Ø4,2 x 130 mm, CM;
161090708 - Tipo 09 Ø4,2 x 130 mm, CMA;	161180608 - Tipo 18 Ø4,2 x 130 mm, CMA;
161090709 - Tipo 09 Ø4,2 x 130 mm, INC;	161180609 - Tipo 18 Ø4,2 x 130 mm, INC;
161090710 - Tipo 09 Ø4,2 x 130 mm, RPC;	161180610 - Tipo 18 Ø4,2 x 130 mm, RPC;
161090801 - Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, APC;	161192701 - Tipo 19 Ø4,0 x 80mm, APC;
161090802 - Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, APCR;	161192709 - Tipo 19 Ø4,0 x 80mm, INC;
161090803 - Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, BA;	161192710 - Tipo 19 Ø4,0 x 80mm, RPC;
161090804 - Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, BO;	161192801 - Tipo 19 Ø4,0 x 115mm, APC;
161090805 - Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, BR;	161192809 - Tipo 19 Ø4,0 x 115mm, INC;
161090807 - Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, CM;	161192810 - Tipo 19 Ø4,0 x 115mm, RPC;
161090808 - Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, CMA;	161052903 - Tipo 05 Ø5,0 x 250 mm, BA;
161090809 - Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, INC;	161052904 - Tipo 05 Ø5,0 x 250 mm, BO;
161090810 - Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, RPC;	161052905 - Tipo 05 Ø5,0 x 250 mm, BR;
161090901 - Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, APC;	161052911 - Tipo 05 Ø5,0 x 250 mm, BD;
161090902 - Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, APCR;	161052912 - Tipo 05 Ø5,0 x 250 mm, BASP;
161090903 - Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, BA;	161052913 - Tipo 05 Ø5,0 x 250 mm, BOSP;
161090904 - Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, BO;	161052914 - Tipo 05 Ø5,0 x 250 mm, BRSP;
161090905 - Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, BR;	161053003 - Tipo 05 Ø5,5 x 250 mm, BA;
161090907 - Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, CM;	161053004 - Tipo 05 Ø5,5 x 250 mm, BO;

161090908 - Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, CMA;	161053005 - Tipo 05 Ø5,5 x 250 mm, BR;
161090909 - Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, INC;	161053011 - Tipo 05 Ø5,5 x 250 mm, BD;
161090910 - Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, RPC;	161053012 - Tipo 05 Ø5,5 x 250 mm, BASP;
161091001 - Tipo 09 Ø4,5 x 130 mm, APC;	161053013 - Tipo 05 Ø5,5 x 250 mm, BOSP;
161091002 - Tipo 09 Ø4,5 x 130 mm, APCR;	161053014 - Tipo 05 Ø5,5 x 250 mm, BRSP;
161091003 - Tipo 09 Ø4,5 x 130 mm, BA;	161062903 - Tipo 06 Ø5,0 x 250 mm, BA;
161091004 - Tipo 09 Ø4,5 x 130 mm, BO;	161062904 - Tipo 06 Ø5,0 x 250 mm, BO;
161091005 - Tipo 09 Ø4,5 x 130 mm, BR;	161062905 - Tipo 06 Ø5,0 x 250 mm, BR;
161091007 - Tipo 09 Ø4,5 x 130 mm, CM;	161062911 - Tipo 06 Ø5,0 x 250 mm, BD;
161091008 - Tipo 09 Ø4,5 x 130 mm, CMA;	161062912 - Tipo 06 Ø5,0 x 250 mm, BASP;
161091009 - Tipo 09 Ø4,5 x 130 mm, INC;	161062913 - Tipo 06 Ø5,0 x 250 mm, BOSP;
161091010 - Tipo 09 Ø4,5 x 130 mm, RPC;	161062914 - Tipo 06 Ø5,0 x 250 mm, BRSP;
161091101 - Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, APC;	161063003 - Tipo 06 Ø5,5 x 250 mm, BA;
161091102 - Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, APCR;	161063004 - Tipo 06 Ø5,5 x 250 mm, BO;
161091103 - Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, BA;	161063005 - Tipo 06 Ø5,5 x 250 mm, BR;
161091104 - Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, BO;	161063011 - Tipo 06 Ø5,5 x 250 mm, BD;
161091105 - Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, BR;	161063012 - Tipo 06 Ø5,5 x 250 mm, BASP;
161091107 - Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, CM;	161063013 - Tipo 06 Ø5,5 x 250 mm, BOSP;
161091108 - Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, CMA;	161063014 - Tipo 06 Ø5,5 x 250 mm, BRSP;
161091109 - Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, INC;	161072903 - Tipo 07 Ø5,0 x 250 mm, BA;
161091110 - Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, RPC;	161072904 - Tipo 07 Ø5,0 x 250 mm, BO;
161091201 - Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, APC;	161072905 - Tipo 07 Ø5,0 x 250 mm, BR;
161091202 - Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, APCR;	161072911 - Tipo 07 Ø5,0 x 250 mm, BD;
161091203 - Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, BA;	161072912 - Tipo 07 Ø5,0 x 250 mm, BASP;
161091204 - Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, BO;	161072913 - Tipo 07 Ø5,0 x 250 mm, BOSP;
161091205 - Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, BR;	161072914 - Tipo 07 Ø5,0 x 250 mm, BRSP;
161091207 - Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, CM;	161073003 - Tipo 07 Ø5,5 x 250 mm, BA;
161091208 - Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, CMA;	161073004 - Tipo 07 Ø5,5 x 250 mm, BO;
161091209 - Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, INC;	161073005 - Tipo 07 Ø5,5 x 250 mm, BR;
161091210 - Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, RPC;	161073011 - Tipo 07 Ø5,5 x 250 mm, BD;
161091301 - Tipo 09 Ø5,0 x 130 mm, APC;	161073012 - Tipo 07 Ø5,5 x 250 mm, BASP;
161091302 - Tipo 09 Ø5,0 x 130 mm, APCR;	161073013 - Tipo 07 Ø5,5 x 250 mm, BOSP;
161091303 - Tipo 09 Ø5,0 x 130 mm, BA;	161073014 - Tipo 07 Ø5,5 x 250 mm, BRSP;
161091304 - Tipo 09 Ø5,0 x 130 mm, BO;	161092903 - Tipo 09 Ø5,0 x 250 mm, BA;
161091305 - Tipo 09 Ø5,0 x 130 mm, BR;	161092904 - Tipo 09 Ø5,0 x 250 mm, BO;
161091307 - Tipo 09 Ø5,0 x 130 mm, CM;	161092905 - Tipo 09 Ø5,0 x 250 mm, BR;
161091308 - Tipo 09 Ø5,0 x 130 mm, CMA;	161092911 - Tipo 09 Ø5,0 x 250 mm, BD;
161091309 - Tipo 09 Ø5,0 x 130 mm, INC;	161092912 - Tipo 09 Ø5,0 x 250 mm, BASP;
161091310 - Tipo 09 Ø5,0 x 130 mm, RPC;	161092913 - Tipo 09 Ø5,0 x 250 mm, BOSP;
161091401 - Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, APC;	161092914 - Tipo 09 Ø5,0 x 250 mm, BRSP;
161091402 - Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, APCR;	161093003 - Tipo 09 Ø5,5 x 250 mm, BA;
161091403 - Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, BA;	161093004 - Tipo 09 Ø5,5 x 250 mm, BO;
161091404 - Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, BO;	161093005 - Tipo 09 Ø5,5 x 250 mm, BR;
161091405 - Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, BR;	161093011 - Tipo 09 Ø5,5 x 250 mm, BD;
161091407 - Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, CM;	161093012 - Tipo 09 Ø5,5 x 250 mm, BASP;
161091408 - Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, CMA;	161093013 - Tipo 09 Ø5,5 x 250 mm, BOSP;

161091409 - Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, INC;	161093014 - Tipo 09 Ø5,5 x 250 mm, BRSP;
161091410 - Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, RPC;	161122903 - Tipo 12 Ø5,0 x 250 mm, BA;
161091501 - Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, APC;	161122904 - Tipo 12 Ø5,0 x 250 mm, BO;
161091502 - Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, APCR;	161122905 - Tipo 12 Ø5,0 x 250 mm, BR;
161091503 - Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, BA;	161122911 - Tipo 12 Ø5,0 x 250 mm, BD;
161091504 - Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, BO;	161122912 - Tipo 12 Ø5,0 x 250 mm, BASP;
161091505 - Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, BR;	161122913 - Tipo 12 Ø5,0 x 250 mm, BOSP;
161091507 - Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, CM;	161122914 - Tipo 12 Ø5,0 x 250 mm, BRSP;
161091508 - Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, CMA;	161123003 - Tipo 12 Ø5,5 x 250 mm, BA;
161091509 - Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, INC;	161123004 - Tipo 12 Ø5,5 x 250 mm, BO;
161091510 - Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, RPC;	161123005 - Tipo 12 Ø5,5 x 250 mm, BR;
161091601 - Tipo 09 Ø5,5 x 130 mm, APC;	161123011 - Tipo 12 Ø5,5 x 250 mm, BD;
161091602 - Tipo 09 Ø5,5 x 130 mm, APCR;	161123012 - Tipo 12 Ø5,5 x 250 mm, BASP;
161091603 - Tipo 09 Ø5,5 x 130 mm, BA;	161123013 - Tipo 12 Ø5,5 x 250 mm, BOSP;
161091604 - Tipo 09 Ø5,5 x 130 mm, BO;	161123014 - Tipo 12 Ø5,5 x 250 mm, BRSP.
161091605 - Tipo 09 Ø5,5 x 130 mm, BR;	